

OPEDIA

Calze per compressione del piede con rame magnetico infuso



MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Potrà indossare le calze per compressione tutto il giorno, tutti i giorni. Sono pensate per essere indossate per periodi lunghi, come ad esempio per un turno di notte, per un viaggio aereo intercontinentale o per le lunghe giornate seduto alla scrivania.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 paio di calze a compressione magnetica Opedia con rame infuso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Materiale: Nylon

Taglie: S (36-38)/M (39-42)

AVVERTENZE

Le persone con le seguenti problematiche di salute dovrebbero consultare un medico prima di provare la terapia compressiva:

- Infezioni della pelle
- Scompensi cardiaci
- Ischemia
- Neuropatia periferica
- Diabete

Se si verifica uno dei seguenti sintomi, è necessario togliere le calze a compressione:

- Perdita di circolazione
- Malessere
- Arrossamento
- Dolori
- Dolore alle articolazioni
- Formicolio ai piedi
- Reazioni cutanee allergiche

INDICAZIONI:

- Indossare le calze a compressione molto delicatamente per evitare danni.
- Cercare di non afferrarle con le unghie o con altri oggetti appuntiti per evitare che restino impigliate.
- Seguire questa precauzione perché anche il più piccolo impiglio passato inosservato potrebbe causare la rottura delle calze se sottoposte a brusca tensione (ed esempio indossandole).
- È sempre meglio arrotolarle e svolgerle delicatamente sulla gamba mentre le si indossano. Applicare le stesse precauzioni anche al momento di toglierle per ridurre le possibilità di danneggiamento.
- Allungarle di colpo o tirarle con forza potrebbe strappare il filo.
- Alcune persone usano strumenti, come infilacalze o guanti gommati, per indossare le calze a compressione con più facilità.

Per togliere la calza, mettersi in posizione seduta. Afferrare il polsino con entrambe le mani e rimuovere l'intera calza con un movimento fluido.

DURATA DI UTILIZZO:

A seconda delle sue necessità, potrà anche indossarle tutto il giorno (anche se andrebbero tolte prima di andare a letto), o solo per poche ore alla volta. Le calze a compressione possono essere utili per molte persone, ma è opportuno parlare con il proprio medico prima di renderle parte della propria routine sanitaria.

Per stabilire i tempi più giusti per indossare le calze a compressione, potrebbe essere utile prendere in considerazione i propri sintomi. Ad esempio, se la sua intenzione è di alleviare il disagio e l'affaticamento dopo un allenamento, consideri di indossare le calze a compressione nelle 3-4 ore immediatamente successive all'esercizio. Se desidera ridurre il gonfiore alle gambe, provi a indossare le calze a compressione prima di stare in piedi a lungo.

Perché le calze a compressione non devono essere indossate durante la notte?

Dormendo non è possibile notare se una calza si arriccia o si piega. E se ciò accade, la calza potrebbe bloccare la circolazione. Mentre da svegli il problema sarebbe notato subito, durante la notte si potrebbe continuare a dormire senza avvertire il disagio, e subire problemi alla salute.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Prendersi cura delle calze Opedia la aiuterà a farle durare più a lungo e a prolungare la loro vita. Il lavaggio consente di recuperare l'elasticità e questo assicura che si possa ottenere la giusta compressione. Il lavaggio dopo ogni utilizzo rimuove anche gli accumuli di olii / sudore che potrebbero portare a lacerazioni e strappi degli indumenti, oltre a prevenire l'accumulo di batteri.

Istruzioni per il lavaggio a mano:

- È sempre preferibile usare l'acqua fredda per lavare le calze.
- Versare dell'acqua tiepida in un lavandino, una vasca o una bacinella e aggiungere una piccola quantità di detersivo delicato. Non utilizzare candeggina, smacchiatori, ammorbidente o Perlana.
- Immergere le calze nell'acqua saponosa e lasciar riposare per 10 minuti (non usare acqua calda perché il calore potrebbe danneggiare la compressione elastica).
- Strofinare accuratamente le calze per rimuovere sporco, olio o residui. Se le calze dispongono di una fascia in silicone in alto, verificare che non ci siano detriti attaccati.
- Risciacquare il capo con acqua e strizzarlo delicatamente per rimuovere il sapone, ma non strizzare con forza né tendere la calza perché potrebbe danneggiarsi.
- Una volta che è stato rimosso il sapone dall'acqua, rimuovere quanta più acqua possibile dalla calza, stringendola delicatamente con le mani.
- Far asciugare le calze a compressione appese o distese, non usare l'asciugatrice e tenerle lontano da fonti di calore come termosifoni o sole diretto.
- Non stirare o lavare a secco.

Non dimenticare che i tipici indumenti compressivi iniziano a perdere la loro efficacia dopo circa 3 mesi e anche se possono ancora avere un bell'aspetto, il livello di compressione potrebbe essere sceso al di sotto delle specifiche di produzione.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.