

## NAIL PRO

Clești de tăiat unghii pentru unghiile îngroșate sau încarnate



### MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru.

Acest instrument are un mâner special, acoperit, anti-alunecare, care vă oferă un control optim în timpul tăierii. Designul său ergonomic îl face ideal pentru persoanele cu artrită, putere redusă în mâini sau cu flexibilitate precară. Cleștii noștri au muchiile tăietoare ascuțite manual cu un vârf conturat pentru a permite o tăiere precisă și curată. Oțelul inoxidabil de calitate medicală înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la ruginirea sau corodarea lor. Promitem: acestea vor fi cleștii dumneavoastră de unghii pentru mulți ani de acum încolo.

#### PACHETUL INCLUDE:

- 1 x clește de unghii cu deschidere largă între fălci
- 1 x unghieră care nu permite bucăților tăiate să sară
- 1 x pilă de unghii
- 1 x ridicător de unghii
- 1 x împingător pentru cuticule
- 1 x geantă de depozitare

#### SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Acest set pentru unghii a fost conceput pentru o varietate largă de utilizări, inclusiv pentru a tăia unghiile de la picioare cu cleștele, pentru a tăia unghiile îngroșate de la picioare cu unghiera, pentru tăierea intensivă a unghiilor de la picioare și instrument de sprijin pentru tratarea ciupericii unghiilor. **(Întărirea unghiilor poate fi cauzată de diabet etc.).**

Material: oțel inoxidabil + ABS

## AVERTIZĂRI

- Acest produs este foarte ascuțit. Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Dezinfectați înainte de utilizare.  
Când folosiți cleștele, aveți grijă să nu prindeți pielea, în cazul în care tăiați direct.
- În cazul în care degetele de la picioare sunt inflamate, umflate, sau dureroase, că rugăm ca mai întâi să dezinfectați unghiile de la picioare și cleștele (cu iod sau apă oxigenată) și apoi să tăiați unghiile, după care să le dezinfectați din nou.
- **FIȚI ATENȚI:** Nu tăiați unghia cu partea interioară a ciocului, deoarece această operație va fi dureroasă.
- Cleștele de tăiat unghiile funcționează corespunzător doar cu unul dintre cele două arcuri montate pe mâner. Nu ridicați niciodată ambele arcuri și nu le folosiți în același timp.
- Pentru utilizatorii care au unghiile de la picioare foarte încarnate, se recomandă tratament profesional, nu tăiați singuri în cazul în care nu sunteți podolog.

## INDICAȚII:

1. Curățați murdăria din șanțul unghiilor și ridicați unghia încarnată cu ajutorul ridicătorului.
2. Utilizați cleștele de unghii pentru a tăia unghia crescută excesiv.
3. Vârful cleștilor poate curăța șanțului unghiilor de reziduuri, operație recomandată pentru a trata panarițitul și onicomicoza.

## METODA DE UTILIZARE:

**Înmuiiați piciorul:** Puneți câteva linguri de sare sau săpun antibacterian în apa în care vă înmuiiați piciorul. Unghia va fi moale după înmuierea ei timp de aproximativ 10 minute, astfel că tăierea va fi mult mai puțin dureroasă.

**Curățare:** După fiecare utilizare, produsul trebuie curățat cu alcool pentru a extinde durata de utilizare și, de asemenea, pentru a elimina germenii.

**Atenție:** Pentru persoanele care au dezvoltat panarițiu sau în cazul cărora unghia a provocat umflarea și infectarea degetului: vă rugăm să vă curățați unghiile și cleștele și să vă asigurați că ați eliminat bacteriile.

## SFATURI REFERITOARE LA TEMPERATURĂ:

- Înainte de a tăia unghiile groase, înmuiiați-le în apă caldă timp de 5 minute pentru a le înmuia.
- Atunci când tăiați unghia cu cleștele pentru unghii încarnate, trebuie să ridicați doar unul dintre cele două arcuri de pe mâner. (Celălalt este de rezervă).
- Plasați lama de jos a cleștelui pentru unghii astfel încât să se alinieze cu curbura unghiei, pentru a vă putea tăia unghiile fără probleme.
- Lama este foarte ascuțită. Când nu utilizați cleștele pentru unghiile de la picioare, vă rugăm să puneți capacul de siguranță din plastic.
- Pentru pacienții care suferă de o încarnare severă a unghiilor, se recomandă tratament profesional.

### Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.