

## NAIL PRO

Cortador de unhas para unhas dos pés espessas ou encravadas



### MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.

Esta ferramenta possui um punho especial acolchoado e antideslizante, que oferece um controlo ideal durante o corte. O seu design ergonómico torna-o ideal para pessoas com artrite, mãos fracas ou falta de flexibilidade. Os nossos aparadores têm bordas cortantes afiadas à mão com uma ponta contornada para permitir um corte preciso e limpo. O aço inoxidável de qualidade médica significa que não precisa de se preocupar com ferrugem ou corrosão. Prometemos: este será o seu cortador de unhas preferido nos próximos anos.

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 x cortador de unhas dos pés com abertura de maxilar largo
- 1 x cortador de unha sem respingo
- 1 x lima
- 1 x levantador de unhas
- 1 x empurrador de cutícula
- 1 x saco de armazenamento

#### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Este conjunto de unhas foi criado para uma variedade de aplicações incluindo: complementar o corte de unhas dos pés com tesouras, cortar e aparar unhas dos pés espessas e apoiar tratamentos de unhas com fungos (**Causadas por diabetes, o que pode endurecer as unhas, etc.**).

Material: aço inoxidável + ABS

## AVISOS

- Este produto é muito afiado. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Desinfete antes de usar.  
Quando em uso, tome cuidado para não puxar a pele, deve cortar diretamente.
- Se tiver o fenómeno de inflamação, inchaço ou dor, por favor, desinfete as unhas dos pés e o cortador de unhas (com iodo ou água oxigenada) primeiro e, em seguida, corte e desinfete novamente.
- **TENHA CUIDADO:** Não corte a unha com a borda interna da águia, uma vez que causará dor.
- A mola do cortador de unhas do cabo está a funcionar corretamente com apenas uma mola. Nunca empurre os dois lados das molas para cima e use-as ao mesmo tempo.
- Para utilizadores com unhas dos pés encravadas, o tratamento profissional é sugerido, não corrija as unhas sozinho se não for podólogo.

## INSTRUÇÕES:

1. Limpe a sujidade na ranhura da unha e escolha a unha encravada com um palito.
2. Use o cortador de unhas para cortar o excesso de resíduos de unha.
3. A ponta do alicate pode recolher os resíduos da ranhura da unha, indicada para tratar a paroníquia e a onicomicose.

## MÉTODO DE UTILIZAÇÃO:

**Coloque o pé de molho:** Ao colocar o pé de molho, adicione algumas colheres de sopa de sal ou de sabão antibacteriano na água. A unha ficará mais mole depois de colocada de molho durante cerca de 10 minutos, o que permite um corte menos doloroso.

**Limpeza:** Depois de cada utilização, o produto deverá ser limpo com álcool para prolongar a sua vida útil e evitar a propagação de bactérias.

**Cuidado:** Para as pessoas que desenvolveram paroníquia ou que tenham unhas inchadas e infetadas, limpe as unhas e o corta-unhas para garantir que os mesmos estão livres de bactérias.

## DICAS AQUECIDAS:

- Antes de cortar as unhas dos pés grossas, mergulhe-as em água morna durante 5 minutos para amolecer as unhas.
- Ao cortar a unha com um cortador de unha dos pés encravado, apenas uma das molas do cabo precisa ser empurrada para cima. (O outro é sobressalente).
- Abra a lâmina do cortador de unhas dos pés para baixo para ajustar a curvatura da unha, para que possa cortar as unhas suavemente.
- A lâmina é muito afiada. Quando não estiver a usar o cortador de unhas dos pés, coloque a tampa de segurança de plástico.
- Para pacientes com unhas com crescimento interno grave, o tratamento profissional é recomendado.

### Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.