

NAIL PRO

Ščipalke za zadebeljene ali vraščene nohte



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Ta pripomoček ima poseben oblazinjen in nedrseč oprijem, ki vam omogoča optimalen nadzor med obrezovanjem. Zaradi ergonomске zasnove je idealen za ljudi z artritisom, šibkimi rokami ali pomanjkanjem gibčnosti. Ščipalke imajo ostre rezalne robove z oblikovano konico, ki omogoča natančno obrezovanje. Narejene so iz medicinskega nerjavečega jekla, kar pomeni, da vam ni treba skrbeti, da bi zarjavele ali korodirale. Ščipalke za striženje nohtov bodo zagotovo postale del vašega vsakdana za naslednjih nekaj let.

PAKET VKLJUČUJE:

- 1x široke ščipalke za nohte na nogah
- 1x ščipalke za nohte z lovilcem
- 1x pilica za nohte
- 1x eskavator za vraščene nohte
- 1x potiskač za obnohtno kožico
- 1x torbica za shranjevanje

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Ta komplet ščipalk za nohte je bil zasnovan za različne primere, kot so pomoč pri krajšanju nohtov s škarcjicami, za krajšanje zadebeljenih nohtov, krajšanje zahtevnih nohtov in pomoč pri zdravljenju glivičnih obolenj (**posledice sladkorne bolezni, zadebeljenih nohtov itd.**).

Material: nerjaveče jeklo, ABS

OPOZORILA

- Ta izdelek je zelo oster. Hranite ga izven dosega otrok.
- Pred uporabo razkužite.
Med uporabo pazite, da ne povlečete kože, morate jo namreč čim prej odrezati.
- V primeru vnetja, otekline ali bolečin nohte na nogah in ščipalke za nohte najprej razkužite (z jodom ali vodikovim peroksidom), nato začnite z uporabo in jih po uporabi še enkrat razkužite.
- **BODITE POZORNI:** Ne režite nohta z notranjim robom ščipalke, saj je lahko boleče.
- Ročaj z vzmetjo ščipalke za striženje nohtov deluje samo z eno vzmetjo. Nikoli ne potiskajte obeh strani vzmeti navzgor in jih ne uporabljajte hkrati.
- Za uporabnike z resnimi težavami vraščenih nohtov je priporočljivo strokovno zdravljenje, zato naj za nohte poskrbi pediker.

NAVODILA:

1. Očistite umazanijo in dvignite vraščen noht z eskavatorjem za vraščene nohte.
2. S ščipalkami za nohte nato odrežite odvečen del nohta.
3. Konica ščipalke je odlična za odstranjevanje umazanije in zdravljenje paronihije in onihomikoze.

NAČIN UPORABE:

Namočite stopala: Stopala namakajte v vodi, ki ste ji dodali nekaj žlic soli ali antibakterijskega mila. Po približno desetih minutah bodo nohti mehkejši, tako da bo njihovo krajšanje bistveno manj boleče.

Čiščenje: Izdelek po vsaki uporabi očistite z alkoholom, s čimer podaljšate njegovo življenjsko dobo in preprečili nastanek bakterij.

Pozor: Če se je pri vas razvila zanohtnica ali noht povzroča oteklino ali vnetje, očistite in razkužite nohte in ščipalko.

PRIROČNI NASVETI:

- Preden začnete s krajšanjem zadebeljenih nohtov na nogah, jih 5 minut namakajte v topli vodi, da se zmehčajo.
- Pri rezanju nohtov s ščipalko za vraščene nohte navzgor potisnite le eno vzmet na ročaju. (Druga vzmet je rezervna.)
- Režilo na ščipalkah odprite navzdol, da se prilega ukrivljenosti vašega nohta, saj boste tako lažje rezali.
- Režilo je zelo ostro. Ko ščipalk za nohte ne uporabljate, jih zaščitite s plastičnim varnostnim pokrovom.
- Za bolnike s hudimi težavami vraščenih nohtov je priporočljivo profesionalno zdravljenje.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.