

NAIL PRO

Küünetangid paksenenud või sissekasvanud varbaküünte jaoks



KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsid meie toote.

Sellel tööriistal on spetsiaalne polsterdatud libisemisvastane käepide, mis annab optimaalse kontrolli lõikamise ajal. Tänu ergonomilisele disainile sobib see ideaalselt inimestele, kellel on artriit, nõrgad käed või vähene paindlikkus. Meie tangidel on käsitsi teritatud lõiketerad koos voolujoonelise otsaga, mis võimaldab täpset ja puhast lõikamist. Meditsiinilise kvaliteediga roostevaba teras tähendab, et nende roostetamise või korrodeerumise pärast ei pea muretsema. Me lubame, et need jäävad Teie küünetangideks veel aastateks.

KOMPLEKT SISALDAB:

- 1x varbaküünte tangid
- 1x sõrmeküüne lõikur
- 1x küüneviil
- 1x küünetõstja
- 1x küünenaha lükkaja
- 1x hoiukott

TOOTE OMADUSED:

See küünekomplekt on loodud mitmesuguseks kasutamiseks, sealhulgas: abiks küünekäärde kõrval, paksude küünte lõikamine, keeruliste küünte lõikamine ja seenhaiguste ravi (**põhjuseks diabeet, küünte kõvenemine jne**).

Materjal: roostevaba teras + ABS

HOIATUSED

- See toode on väga terav. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Desinfitseerige enne kasutamist. Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte tõmmata nahka, lõigake otse.
- Kui teil tekib põletik, turse või valu, desinfitseerige palun kõigepealt varbaküüned ja küünetangid (joodi või vesinikperoksiidiga) ning seejärel lõigake ja desinfitseerige need uuesti.
- **OLGE ETTEVAATLIK:** Ärge lõigake küünt tangide sisemise servaga, see on valus.
- Küünetangide käepideme vedru töötab korrektselt ainult ühe vedruga. Ärge kunagi lükake mõlemal pool vedrusid üles ega kasutage neid korraga.
- Kasutajatele, kellel on raskelt sissekasvanud varbaküüned, soovitatakse professionaalset ravi, ärge ravide küüsi ise, kui te ei ole podiaater.

JUHISED:

1. Puhastage mustus küüne ümbert ja tõstke sissekasvanud küüs küünepulgaga üles.
2. Kasutage tange, et lõigata ära liigne küüneosa.
3. Tangide ots suudab küünesoonest jäägid eemaldada, sobides seega paronnühhia ja onühhomükoosi puhul.

KASUTAMINE:

Leota oma jalgu: Kui leotad jalgu, pane vette paar supilusikatäit soola või antibakteriaalset seepi. Küüs on pärast umbes 10-minutist leotamist pehme, nii et lõikamine on palju vähem valus.

Puhastamine: Pärast iga kasutamist tuleb toodet puhastada alkoholiga, et pikendada kasutusiga ja vältida mikroobe.

Ettevaatust: Kui on tekkinud küüne sissekasvamine või küüs on põhjustanud turse ja infektsiooni, puhasta oma küüned ja küünetangid ning veendu, et need on bakterivabad.

HEAD NÕUANDED:

- Enne paksude varbaküünte lõikamist leotage neid 5 minutit soojas vees, et küüned pehmeneks.
- Küüne lõikamisel tangidega tuleb ainult üks käepideme vedrust üles lükata. (Teine on vaba).
- Avage küünetangide tera alla, et see sobiks küüne kõverusega, nii et saate küünt sujuvalt lõigata.
- Tera on väga terav. Kui te ei kasuta tange, siis pange neile plastist turvakate peale.
- Raskekujulise sissekasvanud küüntega patsientidel on soovitatav professionaalne ravi.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

