

## NAIL PRO

Nagų kirpimo žnyplės, skirtos storų ar jaugusių kojų nagų priežiūrai



### NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

Šis įrankis turi specialią paminkštiną ir neslystančią rankeną, kuri suteikia optimalią kontrolę kirpimo metu. Dėl ergonomiško dizaino jis idealiai tinka žmonėms, sergantiems artritu, turintiems silpnas rankas ar stokojantiems lankstumo. Mūsų kirpimo įrankiai turi rankomis pagaldžius kirpimo ašmenis ir įgaubtą antgalį, kad būtų galima tiksliai ir švariai kirpti. Medicininis nerūdijantis plienas užtikrina apsaugą nuo rūdžių ir korozijos. Užtikriname, kad šios nagų žnyplės bus nepamainomas jūsų pagalbininkas ilgą laiką.

### PAKUOTĖ SUDARO:

- 1 nagų kirpimo žnyplės plačiais ašmenimis
- 1 nagų kirpiklis
- 1 nagų dildė
- 1 jaugusių nagų įrankis
- 1 odelių stūmiklis
- 1 laikymo krepšys

### GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Šis pedikiūro rinkinys sukurtas įvairiems tikslams, įskaitant pagalbą dirbant kojų nagų žirkklėmis, storų nagų kirpikliais, kojų nagų žnyplėmis sudėtingam kirpimui ir pagalbą gydant kojų nagų grybelį. **(Sukeltą dėl diabeto sukietėjusių nagų ir pan.).**

Medžiaga: nerūdijantis plienas ir ABS plastikas

## ISPĖJIMAI

- Šis gaminys yra labai aštrus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš naudodami dezinfekuokite. Naudodami būkite atsargūs, kad neprignybtumėte odos, nes ji bus iš karto nukirpta.
- Jei pasireiškia uždegimas, patinimas ar skausmas, pirmiausia dezinfekuokite kojų nagus ir nagų kirpimo žnyplės (jodu arba vandenilio peroksidu), tada nukirpkite ir dar kartą dezinfekuokite.
- **BŪKITE ATSARGŪS:** Nenukirpkite nago vidine briauna, nes tai bus skausminga.
- Nagų kirpimo žnyplių rankenos spyruoklė veikia tinkamai tik su viena spyruokle. Niekada nepakelkite abiejų spyruoklių į viršų ir nenaudokite jų vienu metu.
- Naudotojams, kurie turi smarkiai jaugusių kojų nagų, rekomenduojamas profesionalus gydymas; jei nesate podologas, nekoreguokite nagų patys.

## NURODYMAI:

1. Nuvalykite nešvarumus nuo nago kraštų ir ištraukite jaugusį nagą su jaugusių nagų įrankiu.
2. Žnyplėmis nukirpkite nago perteklių.
3. Žnyplių galiuku galima pašalinti nago krašto likučius, tai tinkama paronichijai ir onichomikozei gydyti.

## NAUDOJIMO BŪDAS:

**Išmirkykite pėdą:** Mirkykite pėdą, į vandenį įbėrę kelis arbatinius šaukštelių druskos arba antibakterinio muilo. Po maždaug 10 minučių mirkymo nagas bus suminkštėjęs, todėl kirpimas bus daug mažiau skausmingas.

**Valymas:** Po kiekvieno naudojimo gaminį reikia dezinfekuoti alkoholiu, kad ilgiau tarnautų ir išvengtumėte bakterijų.

**Įspėjimas:** Asmenims, turintiems paronichiją; nagui ištinus ar atsiradus infekcijai, būtina dezinfekuoti nagus ir žnyplės, kad būtų pašalintos bakterijos.

## PATARIMAI:

- Prieš kirpdami storus kojų nagus, 5 minutes pamirkykite juos šiltame vandenyje, kad suminkštėtų.
- Kerpant nagą jaugusių kojų nagų kirpimo žnyplėmis, reikia pastumti į viršų tik vieną rankenos spyruoklę. (Kita yra atsarginė ir lieka nepanaudota).
- Nukreipkite žnyplių ašmenis žemyn, kad prisitaikytų prie nago išlinkimo ir galėtumėte nagą sklandžiai nukirpti.
- Ašmenys yra labai aštrūs. Kai nenaudojate kojų nagų žnyplių, uždėkite ant jų plastikinį apsauginį dangtelį.
- Asmenims, kurių nagai itin smarkiai jaugę, rekomenduojamas profesionalus gydymas.

### Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.