

## NAIL PRO

Nagu knaibles sabiezējušu vai ieaugušu nagu griešanai



### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.

Šim rīkam ir īpašs polsterēts, neslidošs rokturis, kas ļauj to optimāli kontrolēt apgriežot nagus. Tā ergonomiskais dizains ir ideāli piemērots cilvēkiem ar artrītu, vājām rokām vai nepietiekamu lokanību. Mūsu apgriezējam ir ar rokām asinātas asas malas ar profilētu galu, kas ļauj precīzi un tīri apgriezt nagus. Medicīniskais nerūsējošais tērauds ir drošs pret rūšēšanu vai koroziju. Mēs apsolām: šis būs jūsu nagu knaibles, kas kalpos gadiem ilgi.

#### KOMPLEKTĀ IETILPST:

- 1x plaša atvēruma kāju nagu knaibles
- 1x No Splash nagu griezējs
- 1x nagu vīlīte
- 1x nagu pacelājs
- 1x kutikulu atbīdītājs
- 1x uzglabāšanas soma

#### PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Šis komplekts nagiem ir paredzētas dažādiem lietojumiem, tostarp: lai palīdzētu griezt nagus ar standarta nagu šķērēm, kāju pirkstu biežajiem nagiem, kā arī tās paredzētas cietu nagu apgriešanai, palīdzot izārstēt nagu sēnīti. **(šādu slimību izraisa diabēts, nagu sacietēšana u. c.).**

Materiāls: nerūsējošais tērauds + akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS)

## BRĪDINĀJUMI

- Produkts ir ļoti ass. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas dezinficējiet.  
Lietojot, jāuzmanās, lai nenovilktu ādu, jāgriež tieši.
- Ja rodas iekaisums, pietūkums vai sāpes, lūdzu, vispirms dezinficējiet kāju nagus un nagu knaibles (ar jodu vai ūdeņraža peroksīdu), pēc tam nogrieziet un vēlreiz dezinficējiet.
- **ESIET UZMANĪGI:** Nenogrieziet kāju nagu ar sānu valnīša iekšējo malu, tas sāpēs.
- Nagu knaibļu roktura atspere darbojas pareizi tikai ar vienu atspēri. Nekad nespiediet abas atspēru puses uz augšu un nelietojiet tās vienlaicīgi.
- Lietotājiem, kuriem ir nopietni ieauguši kāju nagi, ieteicams veikt profesionālu ārstēšanu. Nekoriģējiet nagus paši, ja neesat podologs (-ģe).

## NORĀDĪJUMI:

1. Notīriet netīrumus no naga sānu valnīša un ar nagu pacēlāju paceliet ieaugošo nagu
2. Ar nagu knaiblēm nogrieziet lieko nagu atlikumu
3. Knaiblīšu gals var noņemt naga valnīša sinusus, kas noder paronihijas un onihomikozes ārstēšanai.

## IZMANTOŠANAS METODE:

**Izmērcējiet savu pēdu:** Mērcējot kāju, ūdenī iebēriet dažas ēdamkarotes sāls vai antibakteriālu ziepju. Pēc apmēram 10 minūšu mērcēšanas nagi būs mīksti, tāpēc tos apgrieziet būs nesāpīgāk.

**Tīrīšana:** Pēc katras lietošanas reizes šķērites ir jānotīra ar spirtu, lai pagarinātu to lietošanas laiku un izvairītos no mikrobiem.

**Uzmanību:** Cilvēkiem, kuriem ir izveidojusies paronihija (naga valnīša iekaisums) vai nagu pietūkums un infekcija, lūdzu, notīriet nagus un nagu knaibles un pārlicinieties, ka viss ir rūpīgi dezinficēts.

## SILTUMA PADOMI:

- Pirms griezt biezus kāju nagus, iemērciet tos siltā ūdenī uz piecām minūtēm, lai nagi kļūtu mīkstāki.
- Griežot ieaugušu kāju nagu ar nagu knaiblēm, uz augšu jāstumj tikai viena no roktura atspērēm. Otra ir rezerves.
- Atveriet kāju nagu knaibļu asmeni uz leju, lai tas atbilstu naga izliekumam un jūs varētu vienmērīgi nogriezt nagus.
- Asmens ir ļoti ass. Ja kāju nagu knaibles neizmantojat, lūdzu, uzlieciet plastmasas drošības apvalku.
- Pacienti ar smagu nagu ieaugšanu ir ieteicama profesionāla ārstēšana.

## Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.