

OPEDIA

Șosete de compresie a picioarelor cu cupru magnetic infuzat



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Puteți purta șosetele de compresie toată ziua, în fiecare zi. Acestea sunt destinate a fi purtate pentru perioade lungi de timp - indiferent dacă lucrați într-un schimb de noapte, zburăți în jurul lumii sau stați la birou toată ziua.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 pereche de șosete de compresie a picioarelor cu cupru magnetic infuzat Opedia

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: Nailon

Dimensiuni: S (36-38)/M (39-42)

AVERTIZĂRI

Persoanele cu următoarele afecțiuni medicale ar trebui să consulte un medic înainte de a încerca terapia de compresie:

- Infecții ale pielii
- Insuficiență cardiacă congestivă
- Ischemie
- Neuropatie periferică
- Diabet

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, ar trebui să vă scoateți șosetele de compresie:

- Întreruperea circulației
- Disconfort
- Roșeață
- Bătăături
- Durere la nivelul articulațiilor
- Furnicături în picioare
- Reacții cutanate alergice

INDICAȚII:

- Puneți-vă ciorapii de compresie foarte ușor pentru a evita deteriorarea acestora.
- Încercați să nu îi agățați cu unghiile sau cu ceva ascuțit, astfel încât să nu se rupă.
- Ar trebui să respectați această măsură de precauție, deoarece chiar și cea mai mică ruptură ar putea trece neobservată și ar putea provoca ruperea ireparabilă a ciorapilor atunci când există o tensiune bruscă.
- Este întotdeauna mai bine să îi rulați și să îi trageți ușor pe picior când îi încălțați. Efectuați această acțiune în sens invers atunci când îi dați jos pentru a reduce riscul de deteriorare a lor.
- Întinderea lor în grabă sau tragerea lor pe picior ar putea rupe firele acestora.
- Unele persoane folosesc instrumente - cum ar fi aplicator de șosete sau mânuși pentru încălțarea șosetelor - pentru a ușura încălțarea șosetelor de compresie.

Pentru a scoate șoseta, începeți într-o poziție șezând. Apucați manșeta cu ambele mâini și scoateți complet șoseta cu o mișcare fluidă.

DURATA DE PURTARE:

În funcție de nevoile dumneavoastră, vă puteți gândi să le purtați toată ziua (deși ar trebui să le scoateți înainte de culcare) sau doar câteva ore la rând. Șosetele de compresie pot fi utile pentru mulți oameni, dar ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a le îngloba în rutina dumneavoastră de îngrijire a sănătății.

Pentru a determina cât timp trebuie să purtați șosetele de compresie, vă recomandăm să luați în considerare simptomele pe care le-ați experimentat. De exemplu, dacă sperați să atenuați disconfortul și oboseala după un antrenament, luați în considerare purtarea șosetelor de compresie în cele 3-4 ore imediat următoare exercițiului. Dacă doriți să reduceți umflarea picioarelor, încercați să puneți șosete de compresie înainte de o perioadă lungă de stat în picioare.

De ce nu pot purta șosete de compresie peste noapte?

Când dormiți, nu veți observa dacă o șosetă se adună sau se răsuțește. Când se întâmplă acest lucru, șoseta dumneavoastră ar putea întrerupe circulația. Dacă atunci când sunteți treji ați observa ușor problema, atunci când dormiți acest tip de disconfort poate trece neobservat cauzând probleme medicale.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Îngrijirea șosetelor dvs. Opedia le va face mai durabile și le va prelungi viața. Spălarea șosetelor le redă acestora elasticitatea iar acest lucru vă asigură că obțineți compresia corectă. Spălarea după fiecare utilizare va elimina, de asemenea, uleiurile / transpirația acumulate, care cauzează articolelor de îmbrăcăminte, precum și la prevenirea acumulării bacteriilor.

Instrucțiuni de spălare cu mâna:

- O metodă întotdeauna sigură de a vă spăla ciorapii este spălarea cu apă rece.
- Adăugați apă caldă în chiuvetă, cadă sau lighean, amestecați o cantitate mică de detergent delicat. Nu utilizați înălbitor, soluție pentru îndepărtarea petelor, balsam de țesături sau detergent normal de rufe.
- Așezați ciorapii în apa cu detergent și lăsați-i să stea timp de 10 minute (Nu folosiți apă fierbinte deoarece căldura ar putea afecta compresia elastică).
- Frecați cu atenție ciorapii pentru a îndepărta murdăria, uleiul sau resturile. Dacă ciorapii au o bandă de silicon în partea de sus, verificați dacă pe aceasta există resturi.
- Clătiți ciorapii cu apă și strângeți-i ușor pentru a îndepărta săpunul, dar nu stoarceți sau întindeți ciorapii, deoarece acest lucru ar putea să-i deterioreze.
- Odată ce apa ce se scurge din ciorap nu mai conține detergent, stoarceți cât mai multă apă posibil.
- Agățați la uscat sau uscați ciorapii de compresie întinși pe o masă, nu utilizați un uscător și păstrați-l departe de o sursă de căldură, cum ar fi caloriferele sau lumina directă a soarelui.
- Nu călcați și nu curățați chimic niciodată.

Rețineți că articolele de îmbrăcăminte tipice de compresie încep să-și piardă eficacitatea după aproximativ 3 luni și chiar dacă acestea ar putea arăta în continuare bine, este posibil ca nivelul de compresie să fi scăzut sub specificațiile conform cărora au fost acestea produse.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.