

NAIL PRO

Nagelknipser für verdickte oder eingewachsene Zehennägel



BENUTZERHANDBUCH

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Dieses Instrument verfügt über einen speziell gepolsterten, rutschfesten Griff, der Ihnen optimale Kontrolle beim Schneiden bietet. Dank seines ergonomischen Designs ist das Modell ideal für Menschen mit Arthritis, schwachen Händen oder mangelnder Flexibilität geeignet. Unsere Schneidegeräte haben handgeschärfte Schneidekanten mit einer konturierten Spitze, die ein präzises und sauberes Schneiden ermöglichen. Edelstahl in medizinischer Qualität bedeutet, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass die Instrumente rosten oder korrodieren. Wir versprechen: Dies werden in den kommenden Jahren Ihre bevorzugten Nagelknipser sein.

LIEFERUMFANG:

- 1x Zehennagelschneider mit breiter Backenöffnung
- 1x No Splash Fingernagelknipser
- 1 x Nagelfeile
- 1 x Eckenheber
- 1 x Nagelhautschieber
- 1 x Aufbewahrungstasche

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Dieses Nagelset wurde zum vielseitigen Gebrauch entwickelt, darunter die Unterstützung bei der Verwendung von Zehennagelscheren, Zehennagelknipser für dicke Nägel, Zehennagelknipser für schwere Trimmarbeiten und die Unterstützung bei der Behandlung von Fußnagelpilz (**durch Diabetes verursachte Nagelverhärtung usw.**).

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt ist sehr scharf. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Gebrauch desinfizieren.
Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass nicht an der Haut gezogen wird, sie sollte direkt abgeschnitten werden.
- Wenn Sie an einer Entzündung, Schwellung oder an Schmerzen leiden, desinfizieren Sie bitte zuerst die Zehennägel und den Nagelknipser (mit Jod oder Wasserstoffperoxid), dann schneiden Sie und desinfizieren Sie erneut.
- **SEIEN SIE VORSICHTIG:** Schneiden Sie den Nagel nicht mit der Krümmung der Klinge zu Ihnen gerichtet, das wäre schmerzhaft.
- Die Nagelklemmfeder des Griffs funktioniert korrekt mit nur einer Feder. Schieben Sie niemals beide Seiten der Federn nach oben und verwenden Sie sie gleichzeitig.
- Für Benutzer mit stark eingewachsenen Zehennägeln wird eine professionelle Behandlung empfohlen. Korrigieren Sie die Nägel nicht selbst, wenn Sie kein Podologe sind.

ANLEITUNG:

1. Reinigen Sie den Schmutz am Nagelfalz und lösen Sie den eingewachsenen Nagel mit einem Eckenheber.
2. Verwenden Sie die Nagelknipser, um die überschüssigen Nagelreste abzuschneiden.
3. Die Spitze der Zange kann die Reste am Nagelfalz erfassen, was für die Behandlung der Paronychie und Onychomykose hilfreich ist.

ANWENDUNG:

Fuß einweichen: Wenn Sie Ihren Fuß einweichen, geben Sie ein paar Esslöffel Salz oder antibakterielle Seife in das Wasser. Der Nagel ist nach etwa 10 Minuten Einweichen so weich, dass das Schneiden wesentlich weniger unangenehm ist.

Reinigung: Nach jedem Gebrauch sollte das Produkt mit Alkohol gereinigt werden, um seine Lebensdauer zu verlängern und mögliche Keime abzutöten.

Vorsicht: Bei Personen, die an Paronychie leiden oder bei denen der Nagel Schwellungen und Infektionen verursacht hat, sollten die Nägel und der Nagelknipser gründlich gesäubert werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Bakterien sind.

WÄRMSTE EMPFEHLUNGEN:

- Bevor Sie dicke Zehennägel schneiden, weichen Sie sie 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, um Ihre Nägel weich zu machen.
- Beim Schneiden des Nagels mit eingewachsenen Zehennagelknipsern ist nur eine der Federn am Griff nach oben zu drücken. (Die andere ist Ersatz).
- Öffnen Sie die Klinge des Zehennagelknipsers nach unten, so dass sie sich der Krümmung des Nagels anpasst und Sie Ihre Nägel glatt schneiden können.
- Die Klinge ist sehr scharf. Wenn Sie die Zehennagelknipser nicht verwenden, setzen Sie bitte die Kunststoff-Sicherheitsabdeckung auf.
- Bei Patienten mit stark eingewachsenen Nägeln wird eine professionelle Behandlung empfohlen.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln

■ Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.