

BACK-FIX Tartásjavító



TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A Back-Fix testtartásjavító „az ön személyes emlékeztetője a helyes testtartásra”. Segítségével egyenesebben tarthatja vállait és hátát a szükséges izmok erősítésével.

A CSOMAG TARTALMA:

1 x Back-Fix tartásjavító

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyaga: neoprén, bőr, szövet

Univerzális méret

Korrigálja a vállak és gerinc felső részén a testtartást

Ruha alatt láthatatlan: Kialakítása diszkrét, és nem is fogja észrevenni, hogy a ruhája alatt viseli.

Állítható méret

Folyamatos használat: Viselje eleinte 20-30 percig, majd lassan növelje a hordás idejét 10 perccel, amíg el nem éri a napi egy órát. Néhány hét múlva javulást fog látni a testtartásán, és később elegendő lesz csak alkalmanként hordani.

VISELETE



Állítsa a Back-Fix testtartásjavítót a tépőzárás hevedereit maximális hosszra.

Vegye fel akár egy hátizsákot.



Nyissa ki a tépőzárakat és húzza meg a kívánt mértékben.

viselhető legyen.



Zárja a tépőzárakat úgy, hogy kényelmesen

Figyelem!

Eleinte kényelmetlenséget és feszültséget érezhet a hónaljában, ugyanis az izmoknak meg kell szokniuk a helyes testtartást. Ez idő alatt érdemes a korrektort egy pólóra rávenni, hogy plusz védelmet biztosítsanak a hónaljnak. Folyamatos használat során a viselete kényelmesebbé, majd észrevehetetlené válik.

HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁS: Napi 20-60 perc

A testtartásjavító célja, hogy egyenesen tartsa a gerincét és megszüntesse a fájdalmat. Használat közben kényelmetlen nyomást érezhet a vállán. Minden embernél más hatást vált ki, ez teljesen normális. A testtartás alakulásával 2-4 hét alatt teljesen hozzá fog szokni.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Kézzel mosható hideg vízben és levegőn szárítható. Nem szabad szárazon tisztítani, vasalni vagy fehéríteni.

Újrahasznítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés arra utal, hogy az EU-ban ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezet, az emberi egészség védelme érdekében kerülni kell a hulladékok ellenőrizetlen ártalmatlanítását, valamint előmozdítani a felhasznált anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt termék visszaküldéséhez használjon visszaküldési- vagy gyűjtőrendszereket vagy vegye fel az eladóval a kapcsolatot. A termék környezetbarát módon újrahasznosítható.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.