

NAIL PRO

Körömvágó a vastag vagy benőtt körmökhöz



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A körömvágó különleges párnázott, csúszásgátló nyéllal rendelkezik, amely segítségével különösen biztonságosan vághat. Ergonomikus kialakítása ideális ízületi gyulladásban szenvedőknek, valamint gyenge vagy mozgáskorlátozott kézzel történő használatra. Körömvágóink kézzel élezett pengéi pontos és tiszta vágást eredményeznek. Az orvosi minőségű rozsdamentes acél anyagának hála nem kell tartania a rozsdásodástól. Egy dolgot megígérhetünk: ezekre a körömvágókra évekig nem lesz panasz.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x széles szájú lábujjkörömvágó
- 1 x körömcsipesz
- 1 x körömrészelő
- 1 x körömemelő
- 1 x körömbőrtoló
- 1 x tároló

TERMÉKLEÍRÁS:

Ez a körömvágókészlet számos célra használható. Tartalma: lábujjkörömvágó olló, lábujjkörömcsipesz vastag körmökhöz, lábujjköröm-reszelő stb. **Segítséget a cukorbetegség okozta körömvastagodás esetén.**

Anyag: rozsdamentes acél, ABS

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék nagyon éles. Gyermekektől elzárva tartandó.
- Használat előtt fertőtlenítse.
Használatkor ügyeljen rá, hogy ne húzza meg a bőrt az ollóval.
- Ha gyulladás, duzzanat vagy fájdalom jelentkezik, fertőtlenítse a körmöket és a körömvágót (jóddal vagy hidrogén-peroxiddal) és használat után minden alkalommal fertőtlenítse.
- **ÜGYELJEN:** A KÖVETKEZŐKRE: Ne vágjon a körömolló élének belső részével, ugyanis fájdalmat okozhat.
- A körömcsipesz nyelének helyes működéséhez 1 rugóra van szükség. Ne használja egyszerre két felhajtott rugóval.
- Súlyosan benőtt lábujjköröm esetén forduljon szakemberhez és ne próbálja meg saját magának megoldani a problémát.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Tisztítsa meg a körmök alját a kosztól egy körömtisztítóval.
2. A körömcsipesszel vágja le a felesleges körömrészt.
3. A fogó hegyével megtisztíthatja a köröm oldalsó részeit. Ezzel felveheti a harcot a körömfertőzés és a körömgomba ellen.

FELHASZNÁLÁSI MÓDSZEREK

Lábáztatás: Lábáztatás esetén tegyen a vízbe antibakteriális szappant és néhány evőkanál sót. A köröm körülbelül 10 perc áztatás után puha lesz, így sokkal kevésbé lesz fájdalmas a körömvágás.

Tisztítás: Az eszközöket minden használat után meg kell tisztítani alkohollal a tartós használhatóság és a baktériumok miatt.

FIGYELEM: Ha gyulladás, duzzanat vagy körömfertőzés alakul ki, fertőtlenítse köreit és a készlet eszközeit.

TIPPEK:

- Vastag lábujjkörömök vágása előtt áztassa lábát 5 percig langyos vízben.
- A benőtt körmökhöz való vágó használatakor csak egyetlen rugót hajtson fel. (A másik tartalék.)
- Helyezze úgy a körömcsipesz száját, hogy a penge élének íve párhuzamos legyen a köröm ívével.
- A penge nagyon éles. Ha nem használja a körömvágót, tegye rá a műanyag védőburkolatot.
- Súlyosan benőtt körmök esetén forduljon szakemberhez.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.