

BACK-FIX

Korektor za pokončno držo



NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Back-Fix korektor za pokončno držo deluje kot osebni opomnik za popravljanje drže, saj s krepitevijo mišic pomaga pri poravnavi ramen in hrbta.

PAKET VKLJUČUJE:

- 1 x korektor za pokončno držo Back-Fix

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Material: neopren, usnje, tkanina

Univerzalna velikost

Popravi držo v zgornjem delu hrbtenice in ramenih

Neviden pod oblačili: Zaradi diskretne oblike ga boste lahko povsem brez skrbi nosili pod oblačili.

Prilagodljivo zapiranje

Način uporabe: Začnite z nošenjem 20-30 min, postopoma čas podaljšujte za 10 min, kar naj na koncu nanese na vsaj 1 uro nošenja na dan. Po nekaj tednih se bo vaša drža izboljšala in korektor boste lahko nosili le še občasno.

KAKO NOSITI



1 Pasove na ježke korektorja Back-Fix prilagodite na največjo dolžino.

Korektor nataknite kot nahrbtnik.



3 Odprite pasove na ježke in jih povlecite, da dosežete želeno raven drže.



Pasove lahko kadarkoli prilagodite in si zagotovite bolj udobno prileganje.

⚠️ Pozor! ⚠️

Sprva lahko pri uporabi korektorja občutite nekaj nelagodja ali napetosti v predelu pod pazduho, ker se vaše mišice prilagajajo na novo držo, zato bi bilo v tem času koristno, da korektor nosite čez majico, ki pokriva predel pod pazduho. Ob nadaljnji uporabi bo nošenje postalo udobno in neopazno.

PRIPOROČILO O UPORABI: 20 do 60 minut na dan

Namen korektorja za pravilno držo je držati hrbtenico ravno in lajšati bolečine. Med uporabo boste morda občutili pritisk na področju ramen in se počutili neudobno, a ta učinek je normalen in pri vsakem uporabniku drugačen. Na novo držo se boste navadili v 2-4 tednih.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Ročno perite in sušite obešeno na zraku. Ne uporabljajte kemičnega čiščenja ali belil in ne likajte.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta nalepka kaže, da tega izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU, preprečiti kakršnokoli škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov; odgovorna za spodbujanje trajnostne ponovne uporabe materialnih virov. Če želite uporabljen pripomoček vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste pripomoček kupili. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Proizvajalec zagotavlja, da izdelek ustreza zahtevam in direktivam EU.