

NAIL PRO

Nagelknipper voor verdikte of ingegroeide teennagels



HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Dit gereedschap heeft een speciaal gewatteerde, antisliphandgreep die u optimale controle geeft tijdens het trimmen. Het ergonomische ontwerp maakt het ideaal voor mensen met artritis, zwakke handen of een gebrek aan flexibiliteit. Onze trimmers hebben met de hand geslepen snijkanten met een voorgevormde punt om nauwkeurig en schoon trimmen mogelijk te maken.

Medisch roestvrij staal betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat ze gaan roesten of corroderen. We beloven u: dit zullen jarenlang uw favoriete nagelknipper zijn.

PAKKET BESTAAT UIT:

- 1 x teennagelknipper met brede opening
- 1 x No Splash vingernagelknipper
- 1 x nagelvijl
- 1 x nagelheffer
- 1 x nagelriemschijf
- 1 x opbergtas

PRODUCTSPECIFICATIES:

Deze nagelset is gemaakt voor tal van toepassingen, waaronder assistentie met een teennagelschaar, teennagelknipper voor dikke nagels, teennagelknipper voor zwaar trimmen en assistentie bij de behandeling van teennagelschimmels (**veroorzaakt door diabetes - verharding van nagels enz.**).

WAARSCHUWINGEN

- Dit product is erg scherp. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Desinfecteer voor gebruik.
Pas tijdens gebruik op dat u niet aan de huid trekt.
- Als u last heeft van een ontsteking, zwelling of pijn, desinfecteer dan eerst de teennagels en nagelknipper (met jodium of waterstofperoxide) en knip ze dan opnieuw en desinfecteer ze opnieuw.
- **WEES VOORZICHTIG:** Knip de nagel niet met de binnenste rand van de knipper, het zal pijnlijk zijn.
- De veer van de nagelknipper van het handvat werkt correct met slechts een enkele veer. Duw nooit beide zijden van de veren omhoog en gebruik ze tegelijkertijd.
- Voor gebruikers met ernstig ingegroeide teennagels wordt professionele behandeling aangeraden; corrigeer nagels niet zelf als u geen podoloog bent.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig het vuil in de nagelgroef en pak de ingegroeide nagel met een nagelstift.
2. Gebruik de nagelknipper om de overtollige nagelresten weg te knippen.
3. De punt van de tang kan het residu in de nagelgroef opnemen, geschikt voor het behandelen van de paronychia en onychomycose.

GEBRUIKSMETHODE:

Laat uw voet weken: Als u uw voet laat weken, doe dan een paar eetlepels zout of antibacteriële zeep in het water. De nagel zal na ongeveer 10 minuten weken zacht zijn, zodat het knippen veel minder pijnlijk zou zijn.

Reiniging: Na elk gebruik moet het product worden gereinigd met alcohol om het gebruik te verlengen en ook om ziektekiemen te voorkomen.

Opgelet: Voor de mensen die paronychie hebben ontwikkeld of waarvan de nagel is gezwollen en geïnfecteerd, maak uw nagels en de nagelknipper schoon en zorg ervoor dat ze vrij zijn van bacteriën.

WARM AANBEVOLEN:

- Voordat u dikke teennagels knipt, laat u ze 5 minuten in warm water weken om uw nagels zachter te maken.
- Bij het knippen van de nagel met een ingegroeide teennagelknipper hoeft slechts één van de veren op het handvat omhoog te worden gedrukt. (De andere is reserve).
- Open het blad van de teennagelknipper naar beneden om in de kromming van de nagel te passen, zodat u uw nagels soepel kunt knippen.
- Het lemmet is erg scherp. Als u de teennagelknipper niet gebruikt, doe dan de plastic beschermhoes om.
- Voor patiënten met ernstige ingegroeide nagels wordt een professionele behandeling aanbevolen.

Instructies voor recycling en verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.