

# DE: BELISMILE – BENUTZERHANDBUCH

## PRODUKTEINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die sonische elektrische Zahnbürste BELISMILE entschieden haben.

Diese sonische elektrische Zahnbürste wurde entwickelt, um eine effektive tägliche Mundpflege durch Hochfrequenz-Vibrationstechnologie zu ermöglichen. Der leistungsstarke Motor bewegt den Bürstenkopf mit einer Vibrationsfrequenz von ca. 32.000–42.000 Bewegungen pro Minute und hilft dabei, Plaque, Speisereste und oberflächliche Verfärbungen zu entfernen, während gleichzeitig sanft entlang des Zahnfleischrands und zwischen den Zähnen gereinigt wird.

Die regelmäßige Anwendung hilft, sauberere Zähne, gesünderes Zahnfleisch und frischeren Atem zu erhalten.

---

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** BELISMILE

**Modellnummer:** X-3

**Batteriekapazität:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Eingangswert:** DC 3,7 V, 1A

**Nennleistung:** 3 W

**Putztechnologie:** Sonische Vibration

**Vibrationsfrequenz:** Ca. 32.000–42.000 Vibrationen pro Minute

---

## FUNKTIONSÜBERSICHT

Dieses Produkt verfügt über 6 Putzmodi:

- Empfindlich
- Sanft
- Reinigung
- Massage
- Zahnfleischpflege
- Aufhellung

## Bedienungsanleitung

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um die Zahnbürste einzuschalten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut kurz, um zwischen den Putzmodi zu wechseln.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zahnbürste auszuschalten.

## Intelligente Funktionen

- **Speicherfunktion**  
Die Zahnbürste merkt sich automatisch den zuletzt ausgewählten Modus und stellt ihn bei der nächsten Verwendung wieder her.
- **Intelligenter Timer**  
Die Zahnbürste verfügt über einen integrierten 2-Minuten-Putztimer mit Erinnerungen in 30-Sekunden-Intervallen, um eine gleichmäßige Reinigung aller Bereiche des Mundes zu fördern.

## Ladeanzeige

- Rotes Licht EIN: Ladevorgang läuft
- Grünes Licht EIN: vollständig geladen
- Blinkendes rotes Licht: Warnung bei niedrigem Batteriestand

---

## BENUTZERANWEISUNGEN

1. Tragen Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf auf und befeuchten Sie die Borsten leicht, bevor Sie die Zahnbürste einschalten.
2. Setzen Sie den Bürstenkopf sanft an Zähne und Zahnfleisch an.
3. Schalten Sie die Zahnbürste erst ein, nachdem Sie sie in den Mund eingeführt haben, um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden.
4. Bewegen Sie die Zahnbürste langsam mit sanftem Druck über alle Zahnflächen.
5. Schalten Sie die Zahnbürste nach dem Putzen aus und spülen Sie sowohl den Bürstenkopf als auch den Griff gründlich mit sauberem Wasser ab.

---

## INSTALLATION UND ENTFERNUNG DES BÜRSTENKOPFS

### Installation

Richten Sie den Bürstenkopf an der Verbindungsachse aus und drücken Sie ihn fest an seinen Platz. Drehen Sie den Bürstenkopf während der Installation nicht, da dies den internen Mechanismus beschädigen kann.

### Entfernung

Ziehen Sie den Bürstenkopf mit sanfter Kraft gerade nach oben. Drehen Sie den Bürstenkopf während der Entfernung nicht.

### Wichtige Hinweise

- Ein kleiner Spalt zwischen Bürstenkopf und Griff ist normal und notwendig für die ordnungsgemäße Vibrationsleistung und den wasserdichten Schutz.
- Für eine optimale Reinigungs- und Aufhellungsleistung wird empfohlen, den Bürstenkopf je nach Nutzung alle 1–3 Monate auszutauschen.

- Ersetzen Sie den Bürstenkopf, wenn die Borsten verbogen, abgenutzt oder ausgefranst sind.
  - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Bürstenköpfe.
  - Eine leichte Verformung der Borsten während des Transports ist normal. Falls erforderlich, legen Sie den Bürstenkopf etwa 10 Minuten lang in warmes Wasser, um die Form der Borsten wiederherzustellen.
- 

## **LADLEANWEISUNGEN**

1. Entfernen Sie die wasserdichte Ladeabdeckung.
2. Schließen Sie das DC-Ladekabel an den Ladeanschluss an.
3. Stecken Sie das Ladekabel in eine geeignete USB-Stromquelle, z. B. Computer, Powerbank oder USB-Wandadapter.
4. Die Zahnbürste verwendet ein Niedrigstrom-Ladedesign und kann mehr als 6 Stunden für eine vollständige Ladung benötigen.
5. Trennen Sie das Ladegerät, nachdem die Batterie vollständig geladen ist.

## **Ladesicherheit**

- Laden Sie die Zahnbürste nicht in feuchten, nassen oder sehr heißen Umgebungen auf.
  - Halten Sie den Ladeanschluss während des Ladevorgangs trocken.
  - Vermeiden Sie es, das Gerät während des Ladevorgangs übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- 

## **SICHERHEITSHINWEISE**

1. In den ersten Tagen der Verwendung kann leichtes Zahnfleischbluten auftreten, insbesondere wenn Sie nicht an elektrische Zahnbürsten gewöhnt sind. Dies ist im Allgemeinen normal und sollte bei regelmäßiger Nutzung abnehmen. Wenn die Blutung anhält, konsultieren Sie einen Zahnarzt.
2. Wenn Sie sich innerhalb der letzten zwei Monate einer Operation im Mund- oder Zahnfleischbereich unterzogen haben, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Zahnarzt.
3. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 6 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt.
4. Setzen Sie das Produkt keinen Haarpflege- oder Kosmetikprodukten wie Shampoo, Duschgel, Ölen oder Lotionen aus, da diese die Produktoberfläche beschädigen können.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Bürstenköpfe und Zubehörteile.
6. Betriebstemperaturbereich:
  - Zahnbürstengriff: 0 °C bis 40 °C
  - Bürstenkopf: 0 °C bis 80 °C
7. Dieses Produkt ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollte nicht von mehreren Benutzern gemeinsam verwendet werden.
8. Diese Zahnbürste ist ausschließlich für die Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch konzipiert. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.

9. Bewahren Sie die Zahnbürste an einem trockenen, gut belüfteten Ort und fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

---

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Spülen Sie den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch gründlich ab.
- Reinigen Sie den Griff regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die gesamte Zahnbürste nicht über längere Zeit in Wasser ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses nach dem Laden sicher geschlossen ist.
- Bewahren Sie die Zahnbürste nach Möglichkeit aufrecht auf, damit sie an der Luft trocknen kann.

---

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.