

BG: BELISMILE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Благодарим Ви, че избрахте звуковата електрическа четка за зъби BELISMILE.

Тази звукова електрическа четка за зъби е предназначена да осигурява ефективна ежедневна орална грижа чрез високочестотна вибрационна технология. Мощният мотор задвижва главата на четката с честота на вибрациите приблизително 32.000–42.000 движения в минута, като помага за премахване на зъбна плака, остатъци от храна и повърхностни петна, като същевременно почиства нежно по линията на венците и между зъбите.

Редовната употреба помага за поддържане на по-чисти зъби, по-здрави венци и по-свеж дъх.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: BELISMILE

Номер на модела: X-3

Капацитет на батерията: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Входна стойност: DC 3,7 V, 1A

Номинална мощност: 3 W

Технология на четкане: Звукова вибрация

Честота на вибрациите: Прибл. 32.000–42.000 вибрации в минута

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

Този продукт има 6 режима на четкане:

- Чувствителен
- Нежен
- Почистване
- Масаж
- Грижа за венците
- Избелване

Инструкции за употреба

- Натиснете бутона за включване веднъж, за да включите четката за зъби.
- Натиснете отново кратко бутона за включване, за да превключвате между режимите на четкане.
- Натиснете и задръжте бутона за включване приблизително 3 секунди, за да изключите четката за зъби.

Интелигентни функции

- **Функция памет**
Четката за зъби автоматично запомня последния избран режим и го възстановява при следваща употреба.
- **Интелигентен таймер**
Четката за зъби има вграден 2-минутен таймер за четкане с напомняния на интервали от 30 секунди, за да насърчи равномерното почистване на всички зони в устата.

Индикатор за зареждане

- Червена светлина ВКЛЮЧЕНА: зареждането е в ход
- Зелена светлина ВКЛЮЧЕНА: напълно заредена
- Мигаща червена светлина: предупреждение за ниско ниво на батерията

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Нанесете подходящо количество паста за зъби върху главата на четката и леко навлажнете косъмчетата, преди да включите четката за зъби.
2. Поставете внимателно главата на четката срещу зъбите и венците.
3. Включете четката за зъби едва след като я поставите в устата, за да предотвратите разпръскване на паста за зъби.
4. Бавно движете четката по всички повърхности на зъбите с нежен натиск.
5. След приключване на четкането изключете четката за зъби и изплакнете добре както главата на четката, така и дръжката с чиста вода.

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЛАВАТА НА ЧЕТКАТА

Поставяне

Подравнете главата на четката със свързващата ос и я натиснете здраво на място. Не въртете главата на четката по време на поставяне, тъй като това може да повреди вътрешния механизъм.

Отстраняване

Издърпайте главата на четката право нагоре с лека сила. Не въртете главата на четката по време на отстраняване.

Важни бележки

- Малка междина между главата на четката и дръжката е нормална и необходима за правилната работа на вибрациите и водоустойчивата защита.
- За оптимално почистване и избелване се препоръчва главата на четката да се сменя на всеки 1–3 месеца, в зависимост от употребата.
- Сменете главата на четката, когато косъмчетата се огънат, износят или разрошат.

- Използвайте само глави за четка, препоръчани от производителя.
 - Лека деформация на косъмчетата по време на транспортиране е нормална. Ако е необходимо, накиснете главата на четката в топла вода за приблизително 10 минути, за да възстановите формата на косъмчетата.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Отстранете водоустойчивия капак на порта за зареждане.
2. Свържете DC кабела за зареждане към порта за зареждане.
3. Включете кабела за зареждане в подходящ USB източник на захранване, като компютър, външна батерия или USB стенен адаптер.
4. Четката за зъби използва система за зареждане с нисък ток и може да изисква повече от 6 часа за пълно зареждане.
5. Изключете зарядното устройство, след като батерията е напълно заредена.

Безопасност при зареждане

- Не зареждайте четката за зъби във влажна, мокра или високотемпературна среда.
 - Поддържайте порта за зареждане сух по време на зареждане.
 - Избягвайте излагането на устройството на прекомерна топлина или пряка слънчева светлина по време на зареждане.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. През първите няколко дни на употреба може да се появи леко кървене на венците, особено ако не сте свикнали с електрически четки за зъби. Това обикновено е нормално и трябва да намалее при редовна употреба. Ако кървенето продължи, консултирайте се със зъболекар.
2. Ако сте претърпели операция в устната кухина или на венците през последните два месеца, консултирайте се със зъболекар преди употреба на този продукт.
3. Този продукт не е предназначен за употреба от деца под 6 години или от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, освен ако не са под наблюдението на отговорен възрастен.
4. Не излагайте продукта на продукти за грижа за косата или козметични продукти като шампоан, душ гел, масла или лосиони, тъй като те могат да повредят повърхността на продукта.
5. Използвайте само глави за четка и аксесоари, одобрени от производителя.
6. Работен температурен диапазон:
 - Дръжка на четката за зъби: 0 °C до 40 °C
 - Глава на четката: 0 °C до 80 °C
7. Този продукт е предназначен само за лична употреба и не трябва да се споделя между няколко потребители.
8. Тази четка за зъби е предназначена изключително за почистване на зъби и венци. Не я използвайте за друга цел.

9. Съхранявайте четката за зъби на сухо и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.
-

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изплаквайте добре главата на четката след всяка употреба.
 - Почиствайте редовно дръжката с мека влажна кърпа.
 - Не потапяйте цялата четка за зъби във вода за продължителни периоди.
 - Уверете се, че капакът на порта за зареждане е сигурно затворен след зареждане.
 - Когато е възможно, съхранявайте четката за зъби в изправено положение, за да може да изсъхне на въздух.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.