

# CS: BELISMILE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Děkujeme, že jste si vybrali sonický elektrický zubní kartáček BELISMILE.

Tento sonický elektrický zubní kartáček je navržen tak, aby poskytoval účinnou každodenní ústní péči pomocí vysokofrekvenční vibrační technologie. Výkonný motor pohání hlavici kartáčku vibrační frekvencí přibližně 32.000–42.000 pohybů za minutu, čímž pomáhá odstraňovat zubní plak, zbytky jídla a povrchové skvrny, zatímco jemně čistí podél linie dásní a mezi zuby.

Pravidelné používání pomáhá udržovat zuby čistější, dásně zdravější a dech svěžejší.

---

## SPECIFIKACE PRODUKTU

**Název produktu:** BELISMILE

**Číslo modelu:** X-3

**Kapacita baterie:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Vstupní hodnota:** DC 3,7 V, 1A

**Jmenovitý výkon:** 3 W

**Technologie čištění:** Sonická vibrace

**Frekvence vibrací:** Přibl. 32.000–42.000 vibrací za minutu

---

## PŘEHLED FUNKCÍ

Tento produkt má 6 režimů čištění:

- Citlivý
- Jemný
- Čištění
- Masáž
- Péče o dásně
- Bělení

## Návod k použití

- Jedním stisknutím tlačítka napájení zapnete zubní kartáček.
- Opětovným krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínete mezi režimy čištění.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy, abyste zubní kartáček vypnuli.

## Chytré funkce

- **Funkce paměti**  
Zubní kartáček si automaticky pamatuje poslední zvolený režim a obnoví jej při dalším použití.

- **Chytrý časovač**  
Zubní kartáček má vestavěný 2minutový časovač čištění s připomenutím v 30sekundových intervalech, aby podporoval rovnoměrné čištění všech oblastí úst.

### Indikátor nabíjení

- Červená kontrolka SVÍTÍ: probíhá nabíjení
  - Zelená kontrolka SVÍTÍ: plně nabito
  - Blikající červená kontrolka: upozornění na nízkou úroveň baterie
- 

### POKYNY PRO UŽIVATELE

1. Naneste přiměřené množství zubní pasty na hlavici kartáčku a před zapnutím zubního kartáčku lehce navlhčete štětiny.
  2. Jemně přiložte hlavici kartáčku k zubům a dásním.
  3. Zubní kartáček zapněte až poté, co jej vložíte do úst, aby nedošlo k rozstříkování zubní pasty.
  4. Pomalu pohybujte kartáčkem po všech površích zubů s jemným tlakem.
  5. Po dokončení čištění zubní kartáček vypněte a důkladně opláchněte hlavici kartáčku i rukojeť čistou vodou.
- 

### INSTALACE A SEJMUÍ HLAVICE KARTÁČKU

#### Instalace

Zarovnejte hlavici kartáčku se spojovací osou a pevně ji zatlačte na místo. Během instalace hlavicí kartáčku neotáčejte, protože by mohlo dojít k poškození vnitřního mechanismu.

#### Sejmutí

Vytáhněte hlavici kartáčku přímo nahoru jemnou silou. Během sejmutí hlavicí kartáčku neotáčejte.

#### Důležité poznámky

- Malá mezera mezi hlavicí kartáčku a rukojetí je normální a nezbytná pro správný výkon vibrací a vodotěsnou ochranu.
  - Pro optimální čištění a bělení se doporučuje měnit hlavici kartáčku každé 1–3 měsíce, v závislosti na používání.
  - Hlavici kartáčku vyměňte, když se štětiny ohnou, opotřebují nebo roztřepí.
  - Používejte pouze hlavice kartáčku doporučené výrobcem.
  - Mírná deformace štětín během přepravy je normální. V případě potřeby namočte hlavici kartáčku přibližně na 10 minut do teplé vody, aby se obnovil tvar štětín.
- 

### POKYNY K NABÍJENÍ

1. Sejměte vodotěsný kryt nabíjecího portu.

2. Připojte nabíjecí kabel DC k nabíjecímu portu.
3. Připojte nabíjecí kabel k vhodnému zdroji napájení USB, například k počítači, powerbance nebo nástěnnému USB adaptéru.
4. Zubní kartáček používá systém nabíjení s nízkým proudem a může vyžadovat více než 6 hodin pro úplné nabití.
5. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku.

### Bezpečnost při nabíjení

- Nenabíjejte zubní kartáček ve vlhkém, mokřém nebo vysokoteplotním prostředí.
- Během nabíjení udržujte nabíjecí port suchý.
- Během nabíjení nevystavujte zařízení nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.

---

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Během prvních několika dnů používání může dojít k mírnému krvácení dásní, zejména pokud nejste zvyklí na elektrické zubní kartáčky. To je obecně normální a mělo by se při pravidelném používání snížit. Pokud krvácení přetrvává, poraďte se se zubním lékařem.
2. Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili operaci ústní dutiny nebo dásní, poraďte se před použitím tohoto produktu se svým zubním lékařem.
3. Tento produkt není určen k používání dětmi mladšími 6 let ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem odpovědné dospělé osoby.
4. Nevystavujte produkt přípravkům pro péči o vlasy nebo kosmetickým výrobkům, jako jsou šampon, sprchový gel, oleje nebo tělová mléka, protože mohou poškodit povrch produktu.
5. Používejte pouze hlavice kartáčku a příslušenství schválené výrobcem.
6. Rozsah provozní teploty:
  - Rukojeť zubního kartáčku: 0 °C až 40 °C
  - Hlavice kartáčku: 0 °C až 80 °C
7. Tento produkt je určen výhradně pro osobní použití a neměl by být sdílen mezi více uživateli.
8. Tento zubní kartáček je určen výhradně k čištění zubů a dásní. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
9. Uchovávejte zubní kartáček na suchém, dobře větraném místě mimo přímé sluneční světlo.

---

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití hlavici kartáčku důkladně opláchněte.
  - Rukojeť pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
  - Neponořujte celý zubní kartáček na delší dobu do vody.
  - Ujistěte se, že je kryt nabíjecího portu po nabíjení bezpečně uzavřen.
  - Pokud je to možné, uchovávejte zubní kartáček ve svislé poloze, aby mohl uschnout na vzduchu.
-

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.