

DA: BELISMILE – BRUGERMANUAL

PRODUKTINTRODUKTION

Tak, fordi du valgte den soniske elektriske tandbørste BELISMILE.

Denne soniske elektriske tandbørste er designet til at give effektiv daglig mundpleje ved hjælp af højfrekvent vibrationsteknologi. Den kraftige motor driver børstehovedet med en vibrationsfrekvens på cirka 32.000–42.000 bevægelser pr. minut, hvilket hjælper med at fjerne plak, madrester og overfladiske pletter, samtidig med at den skånsomt rengør langs tandkødsanten og mellem tænderne.

Regelmæssig brug hjælper med at holde tænderne renere, tandkødet sundere og ånden friskere.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: BELISMILE

Modelnummer: X-3

Batterikapacitet: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Indgangsværdi: DC 3,7 V, 1A

Nominal effekt: 3 W

Børsteteknologi: Sonisk vibration

Vibrationsfrekvens: Ca. 32.000–42.000 vibrationer pr. minut

FUNKTIONSOVERSIGT

Dette produkt har 6 børstetilstande:

- Følsom
- Skånsom
- Rengøring
- Massage
- Tandkødspleje
- Blegning

Brugsanvisning

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde tandbørsten.
- Tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at skifte mellem børstetilstandene.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i cirka 3 sekunder for at slukke tandbørsten.

Smarte funktioner

- **Hukommelsesfunktion**
Tandbørsten husker automatisk den sidst valgte tilstand og gendanner den ved næste brug.

- **Smart timer**

Tandbørsten har en indbygget 2-minutters børstetimer med påmindelser i intervaller på 30 sekunder for at fremme jævn rengøring af alle områder i munden.

Opladningsindikator

- Rødt lys TÆNDT: opladning er i gang
- Grønt lys TÆNDT: fuldt opladet
- Blinkende rødt lys: advarsel om lavt batteriniveau

BRUGERINSTRUKTIONER

1. Påfør en passende mængde tandpasta på børstehovedet, og fugt børstehårene let, før tandbørsten tændes.
2. Placer børstehovedet forsigtigt mod tænder og tandkød.
3. Tænd først tandbørsten, når den er placeret i munden, for at undgå sprøjt fra tandpastaen.
4. Bevæg tandbørsten langsomt hen over alle tandflader med et let tryk.
5. Når børstningen er afsluttet, skal du slukke tandbørsten og skylle både børstehovedet og håndtaget grundigt med rent vand.

MONTERING OG FJERNELSE AF BØRSTEHØVED

Montering

Juster børstehovedet med forbindelsesakslen, og tryk det fast på plads. Drej ikke børstehovedet under monteringen, da dette kan beskadige den interne mekanisme.

Fjernelse

Træk børstehovedet lige opad med forsigtig kraft. Drej ikke børstehovedet under fjernelsen.

Vigtige bemærkninger

- Et lille mellemrum mellem børstehovedet og håndtaget er normalt og nødvendigt for korrekt vibrationsydelse og vandtæt beskyttelse.
- For optimal rengøring og blegning anbefales det at udskifte børstehovedet hver 1–3 måned, afhængigt af brug.
- Udskift børstehovedet, når børstehårene bliver bøjede, slidte eller flossede.
- Brug kun børstehoveder, der anbefales af producenten.
- Let deformation af børstehårene under transport er normal. Om nødvendigt kan børstehovedet lægges i varmt vand i cirka 10 minutter for at gendanne børstehårenes form.

OPLADNINGSDRUKTIONER

1. Fjern det vandtætte opladningsdæksel.

2. Tilslut DC-opladningskablet til opladningsporten.
3. Tilslut opladningskablet til en egnet USB-strømkilde, såsom en computer, powerbank eller USB-vægadapter.
4. Tandbørsten bruger et lavstrømsopladningssystem og kan kræve mere end 6 timer for en fuld opladning.
5. Afbryd opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

Sikkerhed ved opladning

- Oplad ikke tandbørsten i fugtige, våde eller meget varme omgivelser.
 - Hold opladningsporten tør under opladning.
 - Undgå at udsætte enheden for overdreven varme eller direkte sollys under opladning.
-

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Let blødning fra tandkødet kan forekomme i de første par dages brug, især hvis du ikke er vant til elektriske tandbørster. Dette er generelt normalt og bør aftage ved regelmæssig brug. Hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte en tandlæge.
 2. Hvis du har gennemgået mund- eller tandkødskirurgi inden for de seneste to måneder, skal du kontakte din tandlæge, før du bruger dette produkt.
 3. Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn under 6 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig voksen.
 4. Udsæt ikke produktet for hårpleje- eller kosmetiske produkter som shampoo, showergel, olier eller lotioner, da disse kan beskadige produktets overflade.
 5. Brug kun børstehoveder og tilbehør, der er godkendt af producenten.
 6. Driftstemperaturområde:
 - Tandbørstehåndtag: 0 °C til 40 °C
 - Børstehoved: 0 °C til 80 °C
 7. Dette produkt er kun beregnet til personlig brug og bør ikke deles mellem flere brugere.
 8. Denne tandbørste er udelukkende designet til rengøring af tænder og tandkød. Brug den ikke til andre formål.
 9. Opbevar tandbørsten på et tørt, godt ventileret sted væk fra direkte sollys.
-

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Skyl børstehovedet grundigt efter hver brug.
 - Rengør håndtaget regelmæssigt med en blød, fugtig klud.
 - Nedsenk ikke hele tandbørsten i vand i længere perioder.
 - Sørg for, at opladningsportens dæksel er sikkert lukket efter opladning.
 - Opbevar tandbørsten lodret, når det er muligt, så den kan lufttørre.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.