

ET: BELISMILE – KASUTUSJUHEND

TOOTE TUTVUSTUS

Täname, et valisite BELISMILE sonic elektrilise hambaharja.

See sonic elektriline hambahari on loodud pakkuma tõhusat igapäevast suuhooldust kõrgsagedusliku vibratsioonitehnoloogia abil. Võimas mootor liigutab harjapead vibratsioonisagedusega ligikaudu 32.000–42.000 liigutust minutis, aidates eemaldada hambakattu, toidujääke ja pindmisi plekke, puhastades samal ajal õrnalt igemepiiri äärest ja hammaste vahelt.

Regulaarne kasutamine aitab hoida hambad puhtamad, igemed tervemad ja hingeõhu värskemana.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: BELISMILE

Mudeli number: X-3

Aku mahtuvus: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Sisendväärtus: DC 3,7 V, 1A

Nimivõimsus: 3 W

Harjamistehnoloogia: Sonic vibratsioon

Vibratsioonisagedus: Ligikaudu 32.000–42.000 vibratsiooni minutis

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

Sellel tootel on 6 harjamisrežiimi:

- Tundlik
- Õrn
- Puhastus
- Massaaž
- Igemete hooldus
- Valgendamine

Kasutusjuhised

- Vajutage üks kord toitenuppu, et hambahari sisse lülitada.
- Vajutage toitenuppu uuesti lühidalt, et vahetada harjamisrežiime.
- Hambaharja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all umbes 3 sekundit.

Nutikad funktsioonid

- **Mälufunktsioon**
Hambahari jätab automaatselt meelde viimati valitud režiimi ja taastab selle järgmisel kasutuskorral.

- **Nutikas taimer**
Hambaharjal on sisseehitatud 2-minutiline harjamistaimer 30-sekundiliste intervallmeeldetuletustega, et soodustada kõigi suu piirkondade ühtlast puhastamist.

Laadimisindikaator

- Punane tuli PÕLEB: laadimine käib
- Roheline tuli PÕLEB: täielikult laetud
- Vilkuv punane tuli: madala aku taseme hoiatus

JUHISED KASUTAJALE

1. Kandke sobiv kogus hambapastat harjapeale ja niisutage harjaseid enne hambaharja sisselülitamist kergelt.
2. Asetage harjapea õrnalt hammaste ja igemete vastu.
3. Lülitage hambahari sisse alles pärast selle suhu asetamist, et vältida hambapasta pritsimist.
4. Liigutage hambaharja aeglaselt üle kõigi hambapindade, kasutades õrna survet.
5. Pärast harjamise lõpetamist lülitage hambahari välja ning loputage nii harjapea kui ka käepide põhjalikult puhta veega.

HARJAPEA PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Paigaldamine

Joondage harjapea ühendusvõlliga ja vajutage see kindlalt paika. Ärge keerake harjapead paigaldamise ajal, kuna see võib kahjustada sisemist mehhanismi.

Eemaldamine

Tõmmake harjapea õrna jõuga otse üles. Ärge keerake harjapead eemaldamise ajal.

Olulised märkused

- Väike vahe harjapea ja käepideme vahel on normaalne ning vajalik vibratsiooni õigeks toimimiseks ja veekindlaks kaitseks.
- Optimaalse puhastuse ja valgendamise tagamiseks on soovitatav vahetada harjapead iga 1–3 kuu järel, sõltuvalt kasutusest.
- Vahetage harjapea välja, kui harjased on paindunud, kulunud või narmendavad.
- Kasutage ainult tootja soovitatud harjapäid.
- Harjaste kerge deformatsioon transpordi ajal on normaalne. Vajadusel leotage harjapead umbes 10 minutit soojas vees, et taastada harjaste kuju.

LAADIMISJUHISED

1. Eemaldage veekindel laadimispori kate.

2. Ühendage DC-laadimiskaabel laadimisportiga.
3. Ühendage laadimiskaabel sobiva USB-toiteallikaga, näiteks arvuti, akupanga või USB-seinaadapteriga.
4. Hambahari kasutab madala voolutugevusega laadimissüsteemi ja täielikuks laadimiseks võib kuluda rohkem kui 6 tundi.
5. Eemaldage laadija pärast aku täielikku laadimist.

Ohutus laadimise ajal

- Ärge laadige hambaharja niiskes, märjas või kõrge temperatuuriga keskkonnas.
 - Hoidke laadimisport laadimise ajal kuivana.
 - Vältige seadme kokkupuudet liigse kuumuse või otsese päikesevalgusega laadimise ajal.
-

OHUTUSJUHISED

1. Esimestel kasutuspäevadel võib tekkida kerge igemete veritsus, eriti kui te ei ole harjunud elektriliste hambaharjadega. See on üldiselt normaalne ja peaks regulaarse kasutamisega vähenema. Kui veritsus püsib, konsulteerige hambaarstiga.
 2. Kui teile on viimase kahe kuu jooksul tehtud suuõõne või igemete operatsioon, konsulteerige enne selle toote kasutamist hambaarstiga.
 3. See toode ei ole mõeldud kasutamiseks alla 6-aastastele lastele ega isikutele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, välja arvatud juhul, kui nad on vastutava täiskasvanu järelevalve all.
 4. Ärge laske tootel kokku puutuda juuksehooldus- või kosmeetikatoodetega, nagu šampoon, dušigeel, õlid või losjoonid, kuna need võivad kahjustada toote pinda.
 5. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud harjapäid ja tarvikuid.
 6. Töötemperatuuri vahemik:
 - Hambaharja käepide: 0 °C kuni 40 °C
 - Harjapea: 0 °C kuni 80 °C
 7. See toode on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohiks jagada mitme kasutaja vahel.
 8. See hambahari on mõeldud ainult hammaste ja igemete puhastamiseks. Ärge kasutage seda muul eesmärgil.
 9. Hoidke hambaharja kuivas, hästi ventileeritud kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
-

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Loputage harjapead pärast iga kasutuskorda põhjalikult.
 - Puhastage käepidet regulaarselt pehme niiske lapiga.
 - Ärge kastke kogu hambaharja pikemaks ajaks vette.
 - Veenduge, et laadimisporti kate oleks pärast laadimist kindlalt suletud.
 - Võimalusel hoidke hambaharja püstises asendis, et see saaks õhu käes kuivada.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.