

# ES: BELISMILE – MANUAL DE USUARIO

## INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por elegir el cepillo de dientes eléctrico sónico BELISMILE.

Este cepillo de dientes eléctrico sónico está diseñado para proporcionar un cuidado bucal diario eficaz mediante tecnología de vibración de alta frecuencia. El potente motor acciona el cabezal del cepillo con una frecuencia de vibración de aproximadamente 32.000–42.000 movimientos por minuto, ayudando a eliminar la placa, los restos de comida y las manchas superficiales, mientras limpia suavemente a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

El uso regular ayuda a mantener los dientes más limpios, las encías más sanas y un aliento más fresco.

---

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Nombre del producto:** BELISMILE

**Número de modelo:** X-3

**Capacidad de la batería:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Valor de entrada:** DC 3,7 V, 1A

**Potencia nominal:** 3 W

**Tecnología de cepillado:** Vibración sónica

**Frecuencia de vibración:** Aprox. 32.000–42.000 vibraciones por minuto

---

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES

Este producto cuenta con 6 modos de cepillado:

- Sensible
- Suave
- Limpieza
- Masaje
- Cuidado de encías
- Blanqueamiento

### Instrucciones de uso

- Pulse una vez el botón de encendido para encender el cepillo de dientes.
- Pulse de nuevo brevemente el botón de encendido para cambiar entre los modos de cepillado.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para apagar el cepillo de dientes.

## Funciones inteligentes

- **Función de memoria**

El cepillo de dientes recuerda automáticamente el último modo seleccionado y lo restaura en el siguiente uso.

- **Temporizador inteligente**

El cepillo de dientes cuenta con un temporizador de cepillado integrado de 2 minutos con recordatorios en intervalos de 30 segundos, para fomentar una limpieza uniforme de todas las zonas de la boca.

## Indicador de carga

- Luz roja ENCENDIDA: carga en curso
- Luz verde ENCENDIDA: carga completa
- Luz roja intermitente: advertencia de batería baja

---

## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. Aplique una cantidad adecuada de pasta dental en el cabezal del cepillo y humedezca ligeramente las cerdas antes de encender el cepillo de dientes.
2. Coloque suavemente el cabezal del cepillo contra los dientes y las encías.
3. Encienda el cepillo de dientes solo después de colocarlo dentro de la boca para evitar salpicaduras de pasta dental.
4. Mueva lentamente el cepillo por todas las superficies de los dientes aplicando una presión suave.
5. Una vez finalizado el cepillado, apague el cepillo de dientes y enjuague bien tanto el cabezal como el mango con agua limpia.

---

## INSTALACIÓN Y RETIRADA DEL CABEZAL DEL CEPILLO

### Instalación

Alinee el cabezal del cepillo con el eje de conexión y presiónelo firmemente en su lugar. No gire el cabezal del cepillo durante la instalación, ya que esto podría dañar el mecanismo interno.

### Retirada

Tire del cabezal del cepillo recto hacia arriba con una fuerza suave. No gire el cabezal del cepillo durante la retirada.

### Notas importantes

- Un pequeño espacio entre el cabezal del cepillo y el mango es normal y necesario para el correcto rendimiento de la vibración y la protección impermeable.
- Para una limpieza y blanqueamiento óptimos, se recomienda reemplazar el cabezal del cepillo cada 1–3 meses, según el uso.

- Reemplace el cabezal del cepillo cuando las cerdas se doblen, se desgasten o se deshilachen.
  - Utilice únicamente cabezales de cepillo recomendados por el fabricante.
  - Una ligera deformación de las cerdas durante el transporte es normal. Si es necesario, sumerja el cabezal del cepillo en agua tibia durante aproximadamente 10 minutos para restaurar la forma de las cerdas.
- 

## **INSTRUCCIONES DE CARGA**

1. Retire la cubierta impermeable del puerto de carga.
2. Conecte el cable de carga DC al puerto de carga.
3. Conecte el cable de carga a una fuente de alimentación USB adecuada, como un ordenador, una batería externa o un adaptador USB de pared.
4. El cepillo de dientes utiliza un diseño de carga de baja corriente y puede requerir más de 6 horas para una carga completa.
5. Desconecte el cargador después de que la batería esté completamente cargada.

## **Seguridad durante la carga**

- No cargue el cepillo de dientes en ambientes húmedos, mojados o de alta temperatura.
  - Mantenga seco el puerto de carga durante la carga.
  - Evite exponer el dispositivo a calor excesivo o luz solar directa durante la carga.
- 

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Durante los primeros días de uso puede producirse un ligero sangrado de encías, especialmente si no está acostumbrado a los cepillos de dientes eléctricos. Esto suele ser normal y debería disminuir con el uso regular. Si el sangrado persiste, consulte a un dentista.
  2. Si se ha sometido a una cirugía oral o de encías en los últimos dos meses, consulte a su dentista antes de usar este producto.
  3. Este producto no está destinado al uso por niños menores de 6 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que estén supervisadas por un adulto responsable.
  4. No exponga el producto a productos para el cuidado del cabello o cosméticos como champú, gel de ducha, aceites o lociones, ya que pueden dañar la superficie del producto.
  5. Utilice únicamente cabezales de cepillo y accesorios aprobados por el fabricante.
  6. Rango de temperatura de funcionamiento:
    - Mango del cepillo de dientes: 0 °C a 40 °C
    - Cabezal del cepillo: 0 °C a 80 °C
  7. Este producto está destinado únicamente al uso personal y no debe compartirse entre varios usuarios.
  8. Este cepillo de dientes está diseñado exclusivamente para limpiar dientes y encías. No lo utilice para ningún otro propósito.
  9. Guarde el cepillo de dientes en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.
-

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Enjuague bien el cabezal del cepillo después de cada uso.
- Limpie regularmente el mango con un paño suave húmedo.
- No sumerja todo el cepillo de dientes en agua durante períodos prolongados.
- Asegúrese de que la cubierta del puerto de carga esté bien cerrada después de la carga.
- Guarde el cepillo de dientes en posición vertical siempre que sea posible para permitir que se seque al aire.

---

## INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.