

FR: BELISMILE – MANUEL D'UTILISATION

INTRODUCTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi la brosse à dents électrique sonore BELISMILE.

Cette brosse à dents électrique sonore est conçue pour offrir des soins bucco-dentaires quotidiens efficaces grâce à une technologie de vibration haute fréquence. Le moteur puissant entraîne la tête de brosse à une fréquence de vibration d'environ 32.000–42.000 mouvements par minute, aidant à éliminer la plaque dentaire, les résidus alimentaires et les taches superficielles, tout en nettoyant délicatement le long de la ligne des gencives et entre les dents.

Une utilisation régulière aide à maintenir des dents plus propres, des gencives plus saines et une haleine plus fraîche.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : BELISMILE

Numéro de modèle : X-3

Capacité de la batterie : 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Valeur d'entrée : DC 3,7 V, 1A

Puissance nominale : 3 W

Technologie de brossage : Vibration sonore

Fréquence de vibration : Env. 32.000–42.000 vibrations par minute

APERÇU DES FONCTIONS

Ce produit dispose de 6 modes de brossage :

- Sensible
- Doux
- Nettoyage
- Massage
- Soins des gencives
- Blanchiment

Instructions d'utilisation

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la brosse à dents.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode de brossage à l'autre.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour éteindre la brosse à dents.

Fonctions intelligentes

- **Fonction mémoire**

La brosse à dents mémorise automatiquement le dernier mode sélectionné et le rétablit lors de l'utilisation suivante.

- **Minuteur intelligent**

La brosse à dents est équipée d'un minuteur de brossage intégré de 2 minutes avec des rappels toutes les 30 secondes, afin d'encourager un nettoyage uniforme de toutes les zones de la bouche.

Indicateur de charge

- Voyant rouge ALLUMÉ : charge en cours
- Voyant vert ALLUMÉ : entièrement chargé
- Voyant rouge clignotant : avertissement de batterie faible

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

1. Appliquez une quantité appropriée de dentifrice sur la tête de brosse et humidifiez légèrement les poils avant d'allumer la brosse à dents.
2. Placez délicatement la tête de brosse contre vos dents et vos gencives.
3. Allumez la brosse à dents uniquement après l'avoir placée dans votre bouche afin d'éviter les éclaboussures de dentifrice.
4. Déplacez lentement la brosse sur toutes les surfaces des dents en exerçant une légère pression.
5. Une fois le brossage terminé, éteignez la brosse à dents et rincez soigneusement la tête de brosse ainsi que le manche à l'eau claire.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA TÊTE DE BROSSE

Installation

Alignez la tête de brosse avec l'axe de connexion et appuyez fermement pour la mettre en place. Ne tournez pas la tête de brosse lors de l'installation, car cela pourrait endommager le mécanisme interne.

Retrait

Tirez la tête de brosse tout droit vers le haut avec une force douce. Ne tournez pas la tête de brosse lors du retrait.

Remarques importantes

- Un petit espace entre la tête de brosse et le manche est normal et nécessaire au bon fonctionnement des vibrations ainsi qu'à la protection étanche.

- Pour un nettoyage et un blanchiment optimaux, il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 1–3 mois, selon l'utilisation.
 - Remplacez la tête de brosse lorsque les poils sont pliés, usés ou effilochés.
 - Utilisez uniquement les têtes de brosse recommandées par le fabricant.
 - Une légère déformation des poils pendant le transport est normale. Si nécessaire, faites tremper la tête de brosse dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes afin de restaurer la forme des poils.
-

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Retirez le couvercle étanche du port de charge.
2. Connectez le câble de charge DC au port de charge.
3. Branchez le câble de charge à une source d'alimentation USB appropriée, comme un ordinateur, une batterie externe ou un adaptateur mural USB.
4. La brosse à dents utilise un système de charge à faible courant et peut nécessiter plus de 6 heures pour une charge complète.
5. Débranchez le chargeur une fois la batterie entièrement chargée.

Sécurité pendant la charge

- Ne chargez pas la brosse à dents dans des environnements humides, mouillés ou à haute température.
 - Gardez le port de charge sec pendant la charge.
 - Évitez d'exposer l'appareil à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant la charge.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Un léger saignement des gencives peut survenir au cours des premiers jours d'utilisation, surtout si vous n'êtes pas habitué aux brosses à dents électriques. Cela est généralement normal et devrait diminuer avec une utilisation régulière. Si le saignement persiste, consultez un dentiste.
2. Si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit.
3. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 6 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable.
4. N'exposez pas le produit à des produits de soin capillaire ou cosmétiques tels que shampoing, gel douche, huiles ou lotions, car ils peuvent endommager la surface du produit.
5. Utilisez uniquement les têtes de brosse et accessoires approuvés par le fabricant.
6. Plage de température de fonctionnement :
 - Manche de la brosse à dents : 0 °C à 40 °C
 - Tête de brosse : 0 °C à 80 °C
7. Ce produit est destiné exclusivement à un usage personnel et ne doit pas être partagé entre plusieurs utilisateurs.

8. Cette brosse à dents est conçue exclusivement pour nettoyer les dents et les gencives. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
9. Rangez la brosse à dents dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Rincez soigneusement la tête de brosse après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement le manche avec un chiffon doux humide.
- N'immergez pas toute la brosse à dents dans l'eau pendant de longues périodes.
- Assurez-vous que le couvercle du port de charge est bien fermé après la charge.
- Rangez la brosse à dents en position verticale chaque fois que possible afin de la laisser sécher à l'air.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.