

EL: BELISMILE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηχητική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα BELISMILE.

Αυτή η ηχητική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αποτελεσματική καθημερινή στοματική φροντίδα μέσω τεχνολογίας δόνησης υψηλής συχνότητας. Ο ισχυρός κινητήρας κινεί την κεφαλή της βούρτσας με συχνότητα δόνησης περίπου 32.000–42.000 κινήσεις ανά λεπτό, βοηθώντας στην απομάκρυνση της πλάκας, των υπολειμμάτων τροφών και των επιφανειακών λεκέδων, ενώ καθαρίζει απαλά κατά μήκος της γραμμής των ούλων και ανάμεσα στα δόντια.

Η τακτική χρήση βοηθά στη διατήρηση καθαρότερων δοντιών, υγιέστερων ούλων και πιο φρέσκιας αναπνοής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: BELISMILE

Αριθμός μοντέλου: X-3

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Τιμή εισόδου: DC 3,7 V, 1A

Ονομαστική ισχύς: 3 W

Τεχνολογία βουρτσίσματος: Ηχητική δόνηση

Συχνότητα δόνησης: Περίπου 32.000–42.000 δονήσεις ανά λεπτό

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αυτό το προϊόν διαθέτει 6 λειτουργίες βουρτσίσματος:

- Ευαίσθητη
- Απαλή
- Καθαρισμός
- Μασάζ
- Φροντίδα ούλων
- Λεύκανση

Οδηγίες χρήσης

- Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.
- Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών βουρτσίσματος.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.

Έξυπνες λειτουργίες

- **Λειτουργία μνήμης**
Η οδοντόβουρτσα θυμάται αυτόματα την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία και την επαναφέρει στην επόμενη χρήση.
- **Έξυπνος χρονοδιακόπτης**
Η οδοντόβουρτσα διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη βουρτσίσματος 2 λεπτών με υπενθυμίσεις ανά διαστήματα 30 δευτερολέπτων, ώστε να ενθαρρύνει τον ομοιόμορφο καθαρισμό όλων των περιοχών του στόματος.

Ένδειξη φόρτισης

- Κόκκινη λυχνία ANAMMENEH: η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη
- Πράσινη λυχνία ANAMMENEH: πλήρως φορτισμένη
- Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

1. Εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα οδοντόκρεμας στην κεφαλή της βούρτσας και βρέξτε ελαφρώς τις τρίχες πριν ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.
2. Τοποθετήστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας πάνω στα δόντια και τα ούλα.
3. Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα μόνο αφού την τοποθετήσετε μέσα στο στόμα, για να αποφύγετε το πιτσίλισμα της οδοντόκρεμας.
4. Μετακινήστε αργά την οδοντόβουρτσα σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών, ασκώντας απαλή πίεση.
5. Αφού ολοκληρωθεί το βούρτσισμα, απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα και ξεπλύνετε καλά τόσο την κεφαλή της βούρτσας όσο και τη λαβή με καθαρό νερό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Τοποθέτηση

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή της βούρτσας με τον άξονα σύνδεσης και πιέστε τη σταθερά στη θέση της. Μην περιστρέψετε την κεφαλή της βούρτσας κατά την τοποθέτηση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό.

Αφαίρεση

Τραβήξτε την κεφαλή της βούρτσας ευθεία προς τα πάνω με απαλή δύναμη. Μην περιστρέψετε την κεφαλή της βούρτσας κατά την αφαίρεση.

Σημαντικές σημειώσεις

- Ένα μικρό κενό μεταξύ της κεφαλής της βούρτσας και της λαβής είναι φυσιολογικό και απαραίτητο για τη σωστή απόδοση των δονήσεων και την αδιάβροχη προστασία.

- Για βέλτιστο καθαρισμό και λεύκανση, συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής της βούρτσας κάθε 1–3 μήνες, ανάλογα με τη χρήση.
 - Αντικαταστήστε την κεφαλή της βούρτσας όταν οι τρίχες λυγίσουν, φθαρούν ή ξεφτίσουν.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλές βούρτσας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 - Η ελαφρά παραμόρφωση των τριχών κατά τη μεταφορά είναι φυσιολογική. Εάν χρειάζεται, μουλιάστε την κεφαλή της βούρτσας σε ζεστό νερό για περίπου 10 λεπτά, ώστε να αποκατασταθεί το σχήμα των τριχών.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα της θύρας φόρτισης.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης DC στη θύρα φόρτισης.
3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB, όπως υπολογιστή, power bank ή επιτοίχιο προσαρμογέα USB.
4. Η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί σύστημα φόρτισης χαμηλού ρεύματος και μπορεί να χρειαστεί περισσότερες από 6 ώρες για πλήρη φόρτιση.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Ασφάλεια κατά τη φόρτιση

- Μην φορτίζετε την οδοντόβουρτσα σε υγρά, βρεγμένα ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντα.
 - Διατηρείτε τη θύρα φόρτισης στεγνή κατά τη φόρτιση.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υπερβολική θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως κατά τη φόρτιση.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κατά τις πρώτες ημέρες χρήσης μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά αιμορραγία των ούλων, ειδικά εάν δεν είστε συνηθισμένοι στις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες. Αυτό είναι γενικά φυσιολογικό και θα πρέπει να μειωθεί με την τακτική χρήση. Εάν η αιμορραγία επιμένει, συμβουλευτείτε οδοντίατρο.
2. Εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στόμα ή στα ούλα τους τελευταίους δύο μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
3. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 6 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο ενήλικα.
4. Μην εκθέτετε το προϊόν σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών ή καλλυντικά, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρο, έλαια ή λοσιόν, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλές βούρτσας και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
6. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
 - Λαβή οδοντόβουρτσας: 0 °C έως 40 °C
 - Κεφαλή βούρτσας: 0 °C έως 80 °C

7. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν πρέπει να μοιράζεται μεταξύ πολλών χρηστών.
8. Αυτή η οδοντόβουρτσα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό δοντιών και ούλων. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
9. Αποθηκεύστε την οδοντόβουρτσα σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ξεπλύνετε καλά την κεφαλή της βούρτσας μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε τακτικά τη λαβή με ένα μαλακό υγρό πανί.
- Μην βυθίζετε ολόκληρη την οδοντόβουρτσα σε νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας φόρτισης είναι καλά κλειστό μετά τη φόρτιση.
- Αποθηκεύετε την οδοντόβουρτσα σε όρθια θέση όποτε είναι δυνατόν, ώστε να μπορεί να στεγνώσει στον αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.