

HR: BELISMILE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala vam što ste odabrali BELISMILE soničnu električnu četkicu za zube.

Ova sonična električna četkica za zube dizajnirana je za učinkovitu svakodnevnu oralnu njegu pomoću visokofrekventne vibracijske tehnologije. Snažan motor pokreće glavu četkice frekvencijom vibracija od približno 32.000–42.000 pokreta u minuti, pomažući u uklanjanju zubnih naslaga, ostataka hrane i površinskih mrlja, dok istovremeno nježno čisti uz rub desni i između zuba.

Redovita uporaba pomaže održavanju čišćih zuba, zdravijih desni i svježijeg daha.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: BELISMILE

Broj modela: X-3

Kapacitet baterije: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ulazna vrijednost: DC 3,7 V, 1A

Nazivna snaga: 3 W

Tehnologija četkanja: Sonična vibracija

Frekvencija vibracija: Pribl. 32.000–42.000 vibracija u minuti

PREGLED FUNKCIJA

Ovaj proizvod ima 6 načina četkanja:

- Osjetljivo
- Nježno
- Čišćenje
- Masaža
- Njega desni
- Izbjeljivanje

Upute za uporabu

- Jednom pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili četkicu za zube.
- Ponovno kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste mijenjali načine četkanja.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje približno 3 sekunde kako biste isključili četkicu za zube.

Pametne značajke

- Funkcija memorije
Četkica za zube automatski pamti posljednji odabrani način rada i vraća ga pri sljedećoj uporabi.

- **Pametni mjerač vremena**
Četkica za zube ima ugrađeni 2-minutni mjerač vremena za četkanje s podsjetnicima u intervalima od 30 sekundi, kako bi se potaknulo ravnomjerno čišćenje svih područja usne šupljine.

Indikator punjenja

- Crveno svjetlo UKLJUČENO: punjenje je u tijeku
 - Zeleno svjetlo UKLJUČENO: potpuno napunjeno
 - Trepćuće crveno svjetlo: upozorenje na nisku razinu baterije
-

UPUTE ZA KORISNIKA

1. Nanesite odgovarajuću količinu paste za zube na glavu četkice i lagano navlažite vlakna prije uključivanja četkice za zube.
 2. Glavu četkice nježno postavite uz zube i desni.
 3. Četkicu za zube uključite tek nakon što je stavite u usta kako biste spriječili prskanje paste za zube.
 4. Polako pomičite četkicu preko svih površina zuba koristeći nježan pritisak.
 5. Nakon završetka četkanja isključite četkicu za zube i temeljito isperite glavu četkice i ručku čistom vodom.
-

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE GLAVE ČETKICE

Postavljanje

Poravnajte glavu četkice s priključnom osovinom i čvrsto je pritisnite na mjesto. Nemojte okretati glavu četkice tijekom postavljanja jer to može oštetiti unutarnji mehanizam.

Uklanjanje

Glavu četkice povucite ravno prema gore uz laganu silu. Nemojte okretati glavu četkice tijekom uklanjanja.

Važne napomene

- Mali razmak između glave četkice i ručke normalan je i potreban za pravilno djelovanje vibracija i vodootpornu zaštitu.
 - Za optimalno čišćenje i izbjeljivanje preporučuje se zamijeniti glavu četkice svakih 1–3 mjeseca, ovisno o uporabi.
 - Zamijenite glavu četkice kada se vlakna saviju, istroše ili raščupaju.
 - Koristite samo glave četkice koje preporučuje proizvođač.
 - Lagana deformacija vlakana tijekom transporta je normalna. Ako je potrebno, namočite glavu četkice u toplu vodu približno 10 minuta kako biste vratili oblik vlakana.
-

UPUTE ZA PUNJENJE

1. Uklonite vodootporni poklopac priključka za punjenje.
2. Spojite DC kabel za punjenje na priključak za punjenje.
3. Uključite kabel za punjenje u odgovarajući USB izvor napajanja, kao što su računalo, prijenosna baterija ili USB zidni adapter.
4. Četkica za zube koristi sustav punjenja niskom strujom i može zahtijevati više od 6 sati za potpuno punjenje.
5. Isključite punjač nakon što se baterija potpuno napuni.

Sigurnost pri punjenju

- Nemojte puniti četkicu za zube u vlažnim, mokrim ili visokotemperaturnim okruženjima.
- Priključak za punjenje mora biti suh tijekom punjenja.
- Izbjegavajte izlaganje uređaja prekomjernoj toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom punjenja.

SIGURNOSNE UPUTE

1. Tijekom prvih nekoliko dana uporabe može doći do blagog krvarenja desni, osobito ako niste navikli na električne četkice za zube. To je općenito normalno i trebalo bi se smanjiti redovitom uporabom. Ako krvarenje potraje, obratite se stomatologu.
2. Ako ste u posljednja dva mjeseca imali operaciju usne šupljine ili desni, prije uporabe ovog proizvoda posavjetujte se sa stomatologom.
3. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu djeci mlađoj od 6 godina niti osobama sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
4. Nemojte izlagati proizvod proizvodima za njegu kose ili kozmetičkim proizvodima kao što su šampon, gel za tuširanje, ulja ili losioni, jer mogu oštetiti površinu proizvoda.
5. Koristite samo glave četkice i dodatke koje je odobrio proizvođač.
6. Raspon radne temperature:
 - Ručka četkice za zube: 0 °C do 40 °C
 - Glava četkice: 0 °C do 80 °C
7. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za osobnu uporabu i ne smije ga koristiti više korisnika.
8. Ova četkica za zube dizajnirana je isključivo za čišćenje zuba i desni. Nemojte je koristiti u druge svrhe.
9. Četkicu za zube čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Temeljito isperite glavu četkice nakon svake uporabe.
- Redovito čistite ručku mekom vlažnom krpom.
- Nemojte uranjati cijelu četkicu za zube u vodu tijekom duljeg razdoblja.
- Provjerite je li poklopac priključka za punjenje sigurno zatvoren nakon punjenja.

- Četkicu za zube po mogućnosti čuvajte u uspravnom položaju kako bi se mogla osušiti na zraku.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.