

HU: BELISMILE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉK BEMUTATÁSA

Köszönjük, hogy a BELISMILE szonikus elektromos fogkefét választotta.

Ez a szonikus elektromos fogkefe hatékony mindennapi szájápolásra készült, nagyfrekvenciás vibrációs technológia segítségével. A nagy teljesítményű motor a kefefej körülbelül 32.000–42.000 mozgás/perc vibrációs frekvenciával működteti, segítve a lepedék, az ételmaradékok és a felületi elszíneződések eltávolítását, miközben kíméletesen tisztít az ínyvonal mentén és a fogak között.

A rendszeres használat segít tisztábban tartani a fogakat, egészségesebben az ínyt és frissebben a leheletet.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: BELISMILE

Modellszám: X-3

Akkumulátor kapacitása: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Bemeneti érték: DC 3,7 V, 1A

Névleges teljesítmény: 3 W

Fogmosási technológia: Szonikus vibráció

Vibrációs frekvencia: Kb. 32.000–42.000 vibráció percenként

FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

Ez a termék 6 fogmosási móddal rendelkezik:

- Érzékeny
- Kíméletes
- Tisztítás
- Masszázs
- Ínyápolás
- Fehérités

Használati utasítás

- Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a fogkefe bekapcsolásához.
- Nyomja meg ismét röviden a bekapcsológombot a fogmosási módok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig a fogkefe kikapcsolásához.

Intelligens funkciók

- **Memóriafunkció**
A fogkefe automatikusan megjegyzi az utoljára kiválasztott módot, és a következő használatkor visszaállítja azt.
- **Intelligens időzítő**
A fogkefe beépített 2 perces fogmosási időzítővel rendelkezik, 30 másodperces emlékeztetővel, hogy elősegítse a száj minden területének egyenletes tisztítását.

Töltésjelző

- Piros fény VILÁGÍT: töltés folyamatban
- Zöld fény VILÁGÍT: teljesen feltöltve
- Villogó piros fény: alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű fogkrémet a kefefejre, és a fogkefe bekapcsolása előtt enyhén nedvesítse meg a sörtéket.
2. Helyezze a kefefejet óvatosan a fogakhoz és az ínyhez.
3. A fogkefét csak azután kapcsolja be, hogy a szájába helyezte, hogy elkerülje a fogkrém fröccsenését.
4. Lassan mozgassa a fogkefét az összes fogfelületen, enyhe nyomást alkalmazva.
5. A fogmosás befejezése után kapcsolja ki a fogkefét, majd alaposan öblítse le a kefefejet és a nyelet tiszta vízzel.

A KEFEFEJ FELHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Felhelyezés

Igazítsa a kefefejet a csatlakozótengelyhez, és erősen nyomja a helyére. Felhelyezés közben ne forgassa a kefefejet, mert ez károsíthatja a belső mechanizmust.

Eltávolítás

Húzza a kefefejet egyenesen felfelé, enyhe erővel. eltávolítás közben ne forgassa a kefefejet.

Fontos megjegyzések

- A kefefej és a nyél közötti kis rés normális, és szükséges a megfelelő vibrációs teljesítményhez, valamint a vízálló védelemhez.
- Az optimális tisztítási és fehéritési teljesítmény érdekében ajánlott a kefefejet 1–3 havonta cserélni, a használatától függően.
- Cserélje ki a kefefejet, ha a sörték elhajlanak, elkopnak vagy szétrojtosodnak.
- Csak a gyártó által ajánlott kefefejeket használjon.

- A sörték enyhe deformációja szállítás közben normális. Szükség esetén áztassa a kefefejet meleg vízbe körülbelül 10 percre, hogy visszaálljon a sörték formája.
-

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

1. Távolítsa el a vízálló töltőcsatlakozó-fedelet.
2. Csatlakoztassa a DC töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa a töltőkábelt megfelelő USB áramforráshoz, például számítógéphez, power bankhoz vagy USB fali adapterhez.
4. A fogkefe alacsony áramerősségű töltési rendszert használ, és a teljes feltöltéshez több mint 6 órára lehet szüksége.
5. Húzza ki a töltőt, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Biztonság töltés közben

- Ne töltse a fogkefét nedves, vizes vagy magas hőmérsékletű környezetben.
 - Tartsa szárazon a töltőcsatlakozót töltés közben.
 - Kerülje az eszköz túlzott hőnek vagy közvetlen napfénynek való kitettséget töltés közben.
-

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Az első néhány nap használata során enyhe ínyvérzés jelentkezhethet, különösen akkor, ha nincs hozzászokva az elektromos fogkefékhez. Ez általában normális, és rendszeres használat mellett csökkennie kell. Ha a vérzés továbbra is fennáll, forduljon fogorvoshoz.
 2. Ha az elmúlt két hónapban szájüregi vagy ínyműtéten esett át, a termék használata előtt konzultáljon fogorvosával.
 3. Ez a termék nem használható 6 év alatti gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek által, kivéve, ha felelős felnőtt felügyelete alatt állnak.
 4. Ne tegye ki a terméket hajápolási vagy kozmetikai termékeknek, például samponnak, tusfürdőnek, olajoknak vagy testápolóknak, mivel ezek károsíthatják a termék felületét.
 5. Csak a gyártó által jóváhagyott kefefejeket és tartozékokat használjon.
 6. Üzemi hőmérséklet-tartomány:
 - Fogkefe nyele: 0 °C és 40 °C között
 - Kefefej: 0 °C és 80 °C között
 7. Ez a termék kizárólag személyes használatra készült, és nem osztható meg több felhasználó között.
 8. Ez a fogkefe kizárólag a fogak és az íny tisztítására készült. Ne használja más célra.
 9. A fogkefét száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tárolja.
-

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után alaposan öblítse le a kefefejet.
- Rendszeresen tisztítsa meg a nyelet puha, nedves ruhával.
- Ne merítse az egész fogkefét hosszabb időre vízbe.
- Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó fedele töltés után biztonságosan zárva van.
- Lehetőség szerint tárolja a fogkefét függőleges helyzetben, hogy a levegőn megszáradhasson.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.