

LT: BELISMILE – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO PRISTATYMAS

Dėkojame, kad pasirinkote BELISMILE garsinį elektrinį dantų šepetėlį.

Šis garsinis elektrinis dantų šepetėlis sukurtas veiksmingai kasdienei burnos priežiūrai naudojant aukšto dažnio vibracijos technologiją. Galingas variklis judina šepetėlio galvutę maždaug 32.000–42.000 judesių per minutę vibracijos dažniu, padėdamas pašalinti dantų apnašas, maisto likučius ir paviršines dėmes, tuo pačiu švelniai valydamas palei dantenu liniją ir tarp dantų.

Reguliarus naudojimas padeda išlaikyti dantis švaresnius, danteną sveikesnes ir kvėpavimą gaivesnį.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: BELISMILE

Modelio numeris: X-3

Baterijos talpa: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ivesties vertė: DC 3,7 V, 1A

Nominali galia: 3 W

Valymo technologija: Garsinė vibracija

Vibracijos dažnis: Apytiksl. 32.000–42.000 vibracijų per minutę

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Šis produktas turi 6 valymo režimus:

- Jautrus
- Švelnus
- Valymas
- Masažas
- Dantenu priežiūra
- Balinimas

Naudojimo instrukcijos

- Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte dantų šepetėlį.
- Dar kartą trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad perjungtumėte valymo režimus.
- Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką maždaug 3 sekundes, kad išjungtumėte dantų šepetėlį.

Išmaniosios funkcijos

- **Atminties funkcija**
Dantų šepetėlis automatiškai įsimena paskutinį pasirinktą režimą ir atkuria jį kito naudojimo metu.

- **Išmanusis laikmatis**

Dantų šepetėlyje yra įmontuotas 2 minučių valymo laikmatis su 30 sekundžių intervalų priminimais, skatinančiais tolygiai išvalyti visas burnos sritis.

Įkrovimo indikatorius

- Raudona lemputė ŠVIEČIA: vyksta įkrovimas
- Žalia lemputė ŠVIEČIA: visiškai įkrauta
- Mirksinti raudona lemputė: įspėjimas apie žemą baterijos lygį

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

1. Užtepkite tinkamą kiekį dantų pastos ant šepetėlio galvutės ir prieš įjungdami dantų šepetėlį šiek tiek sudrėkinkite šerelius.
2. Švelniai priglaskite šepetėlio galvutę prie dantų ir dantenų.
3. Įjunkite dantų šepetėlį tik tada, kai jį įsidėsite į burną, kad išvengtumėte dantų pastos taškymosi.
4. Lėtai judinkite šepetėlį per visus dantų paviršius, naudodami švelnų spaudimą.
5. Baigę valyti, išjunkite dantų šepetėlį ir kruopščiai nuplaukite tiek šepetėlio galvutę, tiek rankeną švariu vandeniu.

ŠEPETĖLIO GALVUTĖS UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Uždėjimas

Sulygiuokite šepetėlio galvutę su jungiamuoju velenu ir tvirtai prispauskite ją į vietą. Uždėdami šepetėlio galvutę jos nesukite, nes tai gali pažeisti vidinį mechanizmą.

Nuėmimas

Švelnia jėga traukite šepetėlio galvutę tiesiai aukštyn. Nuimdami šepetėlio galvutę jos nesukite.

Svarbios pastabos

- Nedidelis tarpas tarp šepetėlio galvutės ir rankenos yra normalus ir būtinas tinkamam vibracijos veikimui bei vandeniui atspariai apsaugai.
 - Optimaliam valymui ir balinimui rekomenduojama keisti šepetėlio galvutę kas 1–3 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo.
 - Pakeiskite šepetėlio galvutę, kai šereliai sulinksta, nusidėvi arba išsipešioja.
 - Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas šepetėlio galvutes.
 - Nedidelė šerelių deformacija transportavimo metu yra normali. Jei reikia, pamerkite šepetėlio galvutę į šiltą vandenį maždaug 10 minučių, kad būtų atkurta šerelių forma.
-

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

1. Nuimkite vandeniu atsparų įkrovimo jungties dangtelį.
2. Prijunkite DC įkrovimo kabelį prie įkrovimo jungties.
3. Prijunkite įkrovimo kabelį prie tinkamo USB maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, kompiuterio, išorinės baterijos arba USB sieninio adapterio.
4. Dantų šepetėlis naudoja mažos srovės įkrovimo sistemą, todėl visiškam įkrovimui gali prireikti daugiau nei 6 valandų.
5. Atjunkite įkroviklį, kai baterija visiškai įkrauta.

Sauga įkrovimo metu

- Nekraukite dantų šepetėlio drėgnoje, šlapioje ar aukštos temperatūros aplinkoje.
- Įkrovimo metu laikykite įkrovimo jungtį sausą.
- Įkrovimo metu venkite prietaisą laikyti per dideliame karštyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Pirmosiomis naudojimo dienomis gali pasireikšti nedidelis dantenu kraujavimas, ypač jei nesate pratę prie elektrinių dantų šepetėlių. Tai paprastai yra normalu ir turėtų sumažėti reguliariai naudojant. Jei kraujavimas išlieka, pasitarkite su odontologu.
2. Jei per pastaruosius du mėnesius jums buvo atlikta burnos ertmės ar dantenu operacija, prieš naudodami šį produktą pasitarkite su odontologu.
3. Šis produktas nėra skirtas naudoti vaikams iki 6 metų ar asmenims su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, nebent juos prižiūri atsakingas suaugęs asmuo.
4. Nelaikykite produkto sąlytyje su plaukų priežiūros ar kosmetikos priemonėmis, tokiomis kaip šampūnas, dušo želė, aliejai ar losjonai, nes jos gali pažeisti produkto paviršių.
5. Naudokite tik gamintojo patvirtintas šepetėlio galvutes ir priedus.
6. Darbinės temperatūros diapazonas:
 - Dantų šepetėlio rankena: nuo 0 °C iki 40 °C
 - Šepetėlio galvutė: nuo 0 °C iki 80 °C
7. Šis produktas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neturėtų būti naudojamas kelių naudotojų.
8. Šis dantų šepetėlis skirtas tik dantims ir dantenoms valyti. Nenaudokite jo jokiam kitam tikslui.
9. Laikykite dantų šepetėlį sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuplaukite šepetėlio galvutę.
- Reguliariai valykite rankeną minkšta drėgna šluoste.
- Nemerkite viso dantų šepetėlio į vandenį ilgesniam laikui.
- Įsitikinkite, kad įkrovimo jungties dangtelis po įkrovimo yra saugiai uždarytas.

- Jei įmanoma, laikykite dantų šepetėlį vertikalioje padėtyje, kad jis galėtų išdžiūti ore.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.