

# LV: BELISMILE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

## PRODUKTA IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties BELISMILE skaņas elektrisko zobu birsti.

Šī skaņas elektriskā zobu birste ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu ikdienas mutes dobuma kopšanu, izmantojot augstas frekvences vibrācijas tehnoloģiju. Jaudīgais motors darbina birstes galviņu ar vibrācijas frekvenci aptuveni 32.000–42.000 kustību minūtē, palīdzot noņemt zobu aplikumu, ēdiena paliekas un virsmas traipus, vienlaikus saudzīgi tīrot gar smaganu līniju un starp zobiem.

Regulāra lietošana palīdz uzturēt zobus tīrākus, smaganas veselīgākas un elpu svaigāku.

---

## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

**Produkta nosaukums:** BELISMILE

**Modeļa numurs:** X-3

**Akumulatora ietilpība:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Ieejas vērtība:** DC 3,7 V, 1A

**Nominālā jauda:** 3 W

**Tīrīšanas tehnoloģija:** Skaņas vibrācija

**Vibrācijas frekvence:** Apt. 32.000–42.000 vibrāciju minūtē

---

## FUNKCIJU PĀRSKATS

Šim produktam ir 6 tīrīšanas režīmi:

- Jūtīgs
- Saudzīgs
- Tīrīšana
- Masāža
- Smaganu kopšana
- Balināšana

## Lietošanas instrukcija

- Vienu reizi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu zobu birsti.
- Vēlreiz īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtos starp tīrīšanas režīmiem.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu aptuveni 3 sekundes, lai izslēgtu zobu birsti.

## Viedās funkcijas

- **Atmiņas funkcija**  
Zobu birste automātiski atceras pēdējo izvēlēto režīmu un atjauno to nākamajā lietošanas reizē.

- **Viedais taimeris**

Zobu birstei ir iebūvēts 2 minūšu tīrīšanas taimeris ar 30 sekunžu intervālu atgādinājumiem, lai veicinātu vienmērīgu visu mutes dobuma zonu tīrīšanu.

#### **Uzlādes indikators**

- Sarkana gaisma DEF: notiek uzlāde
- Zaļa gaisma DEG: pilnībā uzlādēts
- Mirgojoša sarkana gaisma: zema akumulatora līmeņa brīdinājums

---

#### **NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM**

1. Uzklājiet piemērotu daudzumu zobu pastas uz birstes galviņas un pirms zobu birstes ieslēgšanas viegli samitriniet sariņus.
2. Saudzīgi novietojiet birstes galviņu pie zobiem un smaganām.
3. Ieslēdziet zobu birsti tikai pēc tam, kad tā ir ievietota mutē, lai novērstu zobu pastas izšļakstīšanos.
4. Lēnām pārvietojiet zobu birsti pa visām zobu virsmām, izmantojot vieglu spiedienu.
5. Pēc tīrīšanas pabeigšanas izslēdziet zobu birsti un rūpīgi noskalojiet gan birstes galviņu, gan rokturi ar tīru ūdeni.

---

#### **BIRSTES GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA UN NOŅEMŠANA**

##### **Uzstādīšana**

Savietojiet birstes galviņu ar savienojuma asi un stingri piespiediet to vietā. Negrieziet birstes galviņu uzstādīšanas laikā, jo tas var sabojāt iekšējo mehānismu.

##### **Noņemšana**

Pavelciet birstes galviņu taisni uz augšu ar vieglu spēku. Negrieziet birstes galviņu noņemšanas laikā.

##### **Svarīgas piezīmes**

- Neliela atstarpe starp birstes galviņu un rokturi ir normāla un nepieciešama pareizai vibrācijas darbībai un ūdensnecaurlaidīgai aizsardzībai.
- Optimālai tīrīšanai un balināšanai ieteicams nomainīt birstes galviņu ik pēc 1–3 mēnešiem, atkarībā no lietošanas biežuma.
- Nomainiet birstes galviņu, kad sariņi ir saliekti, nodiluši vai izspūruši.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās birstes galviņas.
- Neliela sariņu deformācija transportēšanas laikā ir normāla. Ja nepieciešams, iemērciet birstes galviņu siltā ūdenī aptuveni 10 minūtes, lai atjaunotu sariņu formu.

---

#### **UZLĀDES INSTRUKCIJAS**

1. Noņemiet ūdensnecaurlaidīgo uzlādes porta vāciņu.
2. Pievienojiet DC uzlādes kabeli uzlādes portam.
3. Pievienojiet uzlādes kabeli piemērotam USB barošanas avotam, piemēram, datoram, ārējam akumulatoram vai USB sienas adapterim.
4. Zobu birste izmanto zemas strāvas uzlādes sistēmu, un pilnai uzlādei var būt nepieciešamas vairāk nekā 6 stundas.
5. Atvienojiet lādētāju pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

### **Drošība uzlādes laikā**

- Neuzlādējiet zobu birsti mitrā, slapjā vai augstas temperatūras vidē.
- Uzlādes laikā turiet uzlādes portu sausu.
- Uzlādes laikā izvairieties no ierīces pakļaušanas pārmērīgam karstumam vai tiešiem saules stariem.

---

### **DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

1. Pirmajās lietošanas dienās var rasties neliela smaganu asiņošana, īpaši, ja neesat pieradis pie elektriskajām zobu birstēm. Tas parasti ir normāli un, regulāri lietojot, tam vajadzētu mazināties. Ja asiņošana turpinās, konsultējieties ar zobārstu.
2. Ja pēdējo divu mēnešu laikā Jums ir veikta mutes dobuma vai smaganu operācija, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
3. Šis produkts nav paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, vai personām ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, ja vien tās neuzrauga atbildīgs pieaugušais.
4. Nepakļaujiet produktu matu kopšanas vai kosmētikas līdzekļiem, piemēram, šampūnam, dušas želejai, eļļām vai losjoniem, jo tie var sabojāt produkta virsmu.
5. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas birstes galviņas un piederumus.
6. Darba temperatūras diapazons:
  - Zobu birstes rokturis: 0 °C līdz 40 °C
  - Birstes galviņa: 0 °C līdz 80 °C
7. Šis produkts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai, un to nedrīkst koplietot vairāki lietotāji.
8. Šī zobu birste ir paredzēta tikai zobu un smaganu tīrīšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem.
9. Uzglabājiet zobu birsti sausā, labi vēdināmā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

---

### **TĪRĪŠANA UN APKOPE**

- Pēc katras lietošanas rūpīgi noskalojiet birstes galviņu.
  - Regulāri tīriet rokturi ar mīkstu, mitru drānu.
  - Neiegremdējiet visu zobu birsti ūdenī uz ilgāku laiku.
  - Pārliedziniet, ka uzlādes porta vāciņš pēc uzlādes ir droši aizvērts.
  - Ja iespējams, uzglabājiet zobu birsti vertikālā stāvoklī, lai tā varētu izžūt gaisā.
-

## INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.