

# NL: BELISMILE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

## PRODUCTINTRODUCTIE

Bedankt dat u hebt gekozen voor de sonische elektrische tandenborstel BELISMILE.

Deze sonische elektrische tandenborstel is ontworpen om effectieve dagelijkse mondverzorging te bieden met behulp van hoogfrequente vibratietechnologie. De krachtige motor beweegt de borstelkop met een vibratiefrequentie van ongeveer 32.000–42.000 bewegingen per minuut, wat helpt bij het verwijderen van tandplak, voedselresten en oppervlakkige vlekken, terwijl er zacht wordt gereinigd langs de tandvleesrand en tussen de tanden.

Regelmatig gebruik helpt om tanden schoner, tandvlees gezonder en de adem frisser te houden.

---

## PRODUCTSPECIFICATIES

**Productnaam:** BELISMILE

**Modelnummer:** X-3

**Batterijcapaciteit:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Ingangswaarde:** DC 3,7 V, 1A

**Nominaal vermogen:** 3 W

**Poetstechnologie:** Sonische vibratie

**Vibratiefrequentie:** Ca. 32.000–42.000 vibraties per minuut

---

## FUNCTIEOVERZICHT

Dit product heeft 6 poetsstanden:

- Gevoelig
- Zacht
- Reinigen
- Massage
- Tandvleesverzorging
- Whitening

## Gebruiksaanwijzing

- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de tandenborstel in te schakelen.
- Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om tussen de poetsstanden te wisselen.
- Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de tandenborstel uit te schakelen.

## Slimme functies

- **Geheugenfunctie**  
De tandenborstel onthoudt automatisch de laatst geselecteerde stand en herstelt deze bij het volgende gebruik.

- **Slimme timer**

De tandenborstel heeft een ingebouwde poetstimer van 2 minuten met herinneringen om de 30 seconden, om een gelijkmatige reiniging van alle delen van de mond te stimuleren.

### **Oplaadindicator**

- Rood lampje AAN: opladen bezig
  - Groen lampje AAN: volledig opgeladen
  - Knipperend rood lampje: waarschuwing voor lage batterij
- 

### **INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER**

1. Breng een geschikte hoeveelheid tandpasta aan op de borstelkop en maak de borstelharen licht vochtig voordat u de tandenborstel inschakelt.
  2. Plaats de borstelkop voorzichtig tegen uw tanden en tandvlees.
  3. Schakel de tandenborstel pas in nadat u deze in uw mond hebt geplaatst, om spatten van tandpasta te voorkomen.
  4. Beweeg de tandenborstel langzaam over alle tandoppervlakken met lichte druk.
  5. Schakel de tandenborstel na het poetsen uit en spoel zowel de borstelkop als het handvat grondig af met schoon water.
- 

### **INSTALLATIE EN VERWIJDERING VAN DE BORSTELKOP**

#### **Installatie**

Lijn de borstelkop uit met de verbindingssas en druk deze stevig op zijn plaats. Draai de borstelkop niet tijdens de installatie, omdat dit het interne mechanisme kan beschadigen.

#### **Verwijdering**

Trek de borstelkop met zachte kracht recht omhoog. Draai de borstelkop niet tijdens het verwijderen.

#### **Belangrijke opmerkingen**

- Een kleine opening tussen de borstelkop en het handvat is normaal en noodzakelijk voor een goede vibratiewerking en waterdichte bescherming.
  - Voor optimale reiniging en whitening wordt aanbevolen om de borstelkop elke 1–3 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.
  - Vervang de borstelkop wanneer de borstelharen verbogen, versleten of gerafeld zijn.
  - Gebruik alleen borstelkoppen die door de fabrikant worden aanbevolen.
  - Een lichte vervorming van de borstelharen tijdens transport is normaal. Indien nodig kunt u de borstelkop ongeveer 10 minuten in warm water laten weken om de vorm van de borstelharen te herstellen.
-

## OPLAADINSTRUCTIES

1. Verwijder de waterdichte afdekking van de oplaadpoort.
2. Sluit de DC-oplaadkabel aan op de oplaadpoort.
3. Sluit de oplaadkabel aan op een geschikte USB-stroombron, zoals een computer, powerbank of USB-wandadapter.
4. De tandenborstel maakt gebruik van een laadsysteem met lage stroomsterkte en kan meer dan 6 uur nodig hebben om volledig op te laden.
5. Koppel de oplader los nadat de batterij volledig is opgeladen.

## Veiligheid tijdens het opladen

- Laad de tandenborstel niet op in vochtige, natte of warme omgevingen.
- Houd de oplaadpoort droog tijdens het opladen.
- Vermijd blootstelling van het apparaat aan overmatige hitte of direct zonlicht tijdens het opladen.

---

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Tijdens de eerste paar dagen van gebruik kan licht bloedend tandvlees optreden, vooral als u niet gewend bent aan elektrische tandenborstels. Dit is over het algemeen normaal en zou bij regelmatig gebruik moeten afnemen. Raadpleeg een tandarts als het bloeden aanhoudt.
2. Als u in de afgelopen twee maanden een mond- of tandvleesoperatie hebt ondergaan, raadpleeg dan uw tandarts voordat u dit product gebruikt.
3. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij zij onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene.
4. Stel het product niet bloot aan haarverzorgings- of cosmetische producten zoals shampoo, douchegel, oliën of lotions, omdat deze het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
5. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde borstelkoppen en accessoires.
6. Bedrijfstemperatuurbereik:
  - Handvat van de tandenborstel: 0 °C tot 40 °C
  - Borstelkop: 0 °C tot 80 °C
7. Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet door meerdere gebruikers worden gedeeld.
8. Deze tandenborstel is uitsluitend ontworpen voor het reinigen van tanden en tandvlees. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
9. Bewaar de tandenborstel op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

---

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Spoel de borstelkop na elk gebruik grondig af.
- Reinig het handvat regelmatig met een zachte, vochtige doek.
- Dompel de volledige tandenborstel niet gedurende langere tijd onder in water.

- Zorg ervoor dat de afdekking van de oplaadpoort na het opladen goed gesloten is.
  - Bewaar de tandenborstel indien mogelijk rechtop, zodat deze aan de lucht kan drogen.
- 

#### **INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:**



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.