

PL: BELISMILE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Dziękujemy za wybór sonicznej elektrycznej szczoteczki do zębów BELISMILE.

Ta soniczna elektryczna szczoteczka do zębów została zaprojektowana, aby zapewnić skuteczną codzienną pielęgnację jamy ustnej dzięki technologii wibracji o wysokiej częstotliwości. Wydajny silnik porusza główką szczoteczki z częstotliwością wibracji około 32.000–42.000 ruchów na minutę, pomagając usuwać płytkę nazębną, resztki jedzenia i powierzchniowe przebarwienia, jednocześnie delikatnie czyszcząc wzdłuż linii dziąseł i między zębami.

Regularne stosowanie pomaga utrzymać czystsze zęby, zdrowsze dziąsła i świeższy oddech.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: BELISMILE

Numer modelu: X-3

Pojemność baterii: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Wartość wejściowa: DC 3,7 V, 1A

Moc znamionowa: 3 W

Technologia szczotkowania: Wibracja soniczna

Częstotliwość wibracji: Około 32.000–42.000 wibracji na minutę

PRZEGLĄD FUNKCJI

Ten produkt posiada 6 trybów szczotkowania:

- Wrażliwe
- Delikatne
- Czyszczenie
- Masaż
- Pielęgnacja dziąseł
- Wybielanie

Instrukcja użytkowania

- Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę do zębów.
- Ponownie krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać tryby szczotkowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby wyłączyć szczoteczkę do zębów.

Inteligentne funkcje

- **Funkcja pamięci**
Szczoteczka do zębów automatycznie zapamiętuje ostatnio wybrany tryb i przywraca go

podczas następnego użycia.

- **Inteligentny timer**

Szczoteczka do zębów posiada wbudowany 2-minutowy timer szczotkowania z przypomnieniami co 30 sekund, aby zachęcić do równomiernego czyszczenia wszystkich obszarów jamy ustnej.

Wskaźnik ładowania

- Czerwone światło WŁĄCZONE: ładowanie w toku
- Zielone światło WŁĄCZONE: w pełni naładowana
- Migające czerwone światło: ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

1. Nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów na główkę szczoteczki i lekko zwilż włosie przed włączeniem szczoteczki do zębów.
2. Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów i dziąseł.
3. Włącz szczoteczkę dopiero po umieszczeniu jej w ustach, aby zapobiec rozpryskiwaniu pasty do zębów.
4. Powoli przesuwaj szczoteczkę po wszystkich powierzchniach zębów, stosując delikatny nacisk.
5. Po zakończeniu szczotkowania wyłącz szczoteczkę i dokładnie opłucz główkę szczoteczki oraz uchwyt czystą wodą.

MONTAŻ I ZDEJMOWANIE GŁÓWKI SZCZOTECZKI

Montaż

Dopasuj główkę szczoteczki do osi łączącej i mocno dociśnij ją na miejsce. Nie obracaj główki szczoteczki podczas montażu, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzny mechanizm.

Zdejmowanie

Pociągnij główkę szczoteczki prosto do góry, używając delikatnej siły. Nie obracaj główki szczoteczki podczas zdejmowania.

Ważne uwagi

- Niewielka szczelina między główką szczoteczki a uchwytem jest normalna i niezbędna do prawidłowego działania wibracji oraz ochrony przed wodą.
- Dla optymalnego czyszczenia i wybielania zaleca się wymianę główki szczoteczki co 1–3 miesiące, w zależności od użytkowania.
- Wymień główkę szczoteczki, gdy włosie jest wygięte, zużyte lub postrzępione.
- Używaj wyłącznie główek szczoteczki zalecanych przez producenta.
- Lekka deformacja włosia podczas transportu jest normalna. W razie potrzeby namocz główkę szczoteczki w ciepłej wodzie przez około 10 minut, aby przywrócić kształt włosia.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Zdejmij wodoodporną osłonę portu ładowania.
2. Podłącz kabel ładowania DC do portu ładowania.
3. Podłącz kabel ładowania do odpowiedniego źródła zasilania USB, takiego jak komputer, power bank lub adapter ścienny USB.
4. Szczoteczka do zębów wykorzystuje system ładowania niskim prądem i może wymagać ponad 6 godzin do pełnego naładowania.
5. Odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu baterii.

Bezpieczeństwo podczas ładowania

- Nie ładuj szczoteczki do zębów w wilgotnym, mokrym lub wysokotemperaturowym środowisku.
- Utrzymuj port ładowania suchy podczas ładowania.
- Unikaj wystawiania urządzenia na nadmierne ciepło lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas ładowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. W pierwszych kilku dniach użytkowania może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł, szczególnie jeśli nie jesteś przyzwyczajony do elektrycznych szczoteczek do zębów. Jest to zazwyczaj normalne i powinno zmniejszyć się przy regularnym użytkowaniu. Jeśli krwawienie utrzymuje się, skonsultuj się z dentystą.
 2. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszedłeś operację jamy ustnej lub dziąseł, skonsultuj się z dentystą przed użyciem tego produktu.
 3. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 6 roku życia ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że są pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
 4. Nie wystawiaj produktu na działanie produktów do pielęgnacji włosów ani kosmetyków, takich jak szampon, żel pod prysznic, olejki lub balsamy, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.
 5. Używaj wyłącznie główek szczoteczki i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
 6. Zakres temperatury pracy:
 - Uchwyt szczoteczki do zębów: 0 °C do 40 °C
 - Główka szczoteczki: 0 °C do 80 °C
 7. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie powinien być współdzielony przez kilku użytkowników.
 8. Ta szczoteczka do zębów została zaprojektowana wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł. Nie używaj jej do żadnych innych celów.
 9. Przechowuj szczoteczkę do zębów w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
-

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Dokładnie ołucz główkę szczoteczki po każdym użyciu.
- Regularnie czyść uchwyt mięką, wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj całej szczoteczki do zębów w wodzie przez dłuŝszy czas.
- Upewnij się, że osłona portu ładowania jest bezpiecznie zamknięta po ładowaniu.
- Jeśli to możliwe, przechowuj szczoteczkę do zębów w pozycji pionowej, aby mogła wyschnąć na powietrzu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.