

PT: BELISMILE – MANUAL DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Obrigado por escolher a escova de dentes elétrica sónica BELISMILE.

Esta escova de dentes elétrica sónica foi concebida para proporcionar cuidados orais diários eficazes através da tecnologia de vibração de alta frequência. O potente motor aciona a cabeça da escova com uma frequência de vibração de aproximadamente 32.000–42.000 movimentos por minuto, ajudando a remover placa bacteriana, resíduos de alimentos e manchas superficiais, enquanto limpa suavemente ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.

A utilização regular ajuda a manter os dentes mais limpos, as gengivas mais saudáveis e o hálito mais fresco.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do produto: BELISMILE

Número do modelo: X-3

Capacidade da bateria: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Valor de entrada: DC 3,7 V, 1A

Potência nominal: 3 W

Tecnologia de escovagem: Vibração sónica

Frequência de vibração: Aprox. 32.000–42.000 vibrações por minuto

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES

Este produto possui 6 modos de escovagem:

- Sensível
- Suave
- Limpeza
- Massagem
- Cuidado das gengivas
- Branqueamento

Instruções de utilização

- Prima uma vez o botão de alimentação para ligar a escova de dentes.
- Prima novamente brevemente o botão de alimentação para alternar entre os modos de escovagem.
- Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante aproximadamente 3 segundos para desligar a escova de dentes.

Funções inteligentes

- **Função de memória**

A escova de dentes memoriza automaticamente o último modo selecionado e restaura-o na utilização seguinte.

- **Temporizador inteligente**

A escova de dentes possui um temporizador de escovagem integrado de 2 minutos com lembretes em intervalos de 30 segundos, para incentivar uma limpeza uniforme de todas as áreas da boca.

Indicador de carregamento

- Luz vermelha LIGADA: carregamento em curso
- Luz verde LIGADA: totalmente carregada
- Luz vermelha intermitente: aviso de bateria fraca

INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

1. Aplique uma quantidade adequada de pasta de dentes na cabeça da escova e humedeça ligeiramente as cerdas antes de ligar a escova de dentes.
2. Coloque suavemente a cabeça da escova contra os dentes e as gengivas.
3. Ligue a escova de dentes apenas depois de a colocar dentro da boca, para evitar salpicos de pasta de dentes.
4. Mova lentamente a escova por todas as superfícies dos dentes, aplicando uma pressão suave.
5. Após terminar a escovagem, desligue a escova de dentes e enxague bem a cabeça da escova e o cabo com água limpa.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA CABEÇA DA ESCOVA

Instalação

Alinhe a cabeça da escova com o eixo de ligação e pressione-a firmemente no lugar. Não rode a cabeça da escova durante a instalação, pois isso pode danificar o mecanismo interno.

Remoção

Puxe a cabeça da escova diretamente para cima com uma força suave. Não rode a cabeça da escova durante a remoção.

Notas importantes

- Um pequeno espaço entre a cabeça da escova e o cabo é normal e necessário para o correto desempenho da vibração e para a proteção impermeável.
- Para uma limpeza e branqueamento ideais, recomenda-se substituir a cabeça da escova a cada 1–3 meses, dependendo da utilização.

- Substitua a cabeça da escova quando as cerdas ficarem dobradas, gastas ou desfiadas.
 - Utilize apenas cabeças de escova recomendadas pelo fabricante.
 - Uma ligeira deformação das cerdas durante o transporte é normal. Se necessário, mergulhe a cabeça da escova em água morna durante aproximadamente 10 minutos para restaurar a forma das cerdas.
-

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1. Remova a tampa impermeável da porta de carregamento.
2. Ligue o cabo de carregamento DC à porta de carregamento.
3. Ligue o cabo de carregamento a uma fonte de alimentação USB adequada, como computador, power bank ou adaptador USB de parede.
4. A escova de dentes utiliza um sistema de carregamento de baixa corrente e pode necessitar de mais de 6 horas para uma carga completa.
5. Desligue o carregador depois de a bateria estar totalmente carregada.

Segurança durante o carregamento

- Não carregue a escova de dentes em ambientes húmidos, molhados ou de alta temperatura.
 - Mantenha a porta de carregamento seca durante o carregamento.
 - Evite expor o dispositivo a calor excessivo ou luz solar direta durante o carregamento.
-

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Durante os primeiros dias de utilização, pode ocorrer um ligeiro sangramento das gengivas, especialmente se não estiver habituado a escovas de dentes elétricas. Isto é geralmente normal e deverá diminuir com a utilização regular. Se o sangramento persistir, consulte um dentista.
2. Se tiver sido submetido a cirurgia oral ou gengival nos últimos dois meses, consulte o seu dentista antes de utilizar este produto.
3. Este produto não se destina a ser utilizado por crianças com menos de 6 anos ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, exceto sob supervisão de um adulto responsável.
4. Não exponha o produto a produtos de cuidado capilar ou cosméticos, como champô, gel de duche, óleos ou loções, pois estes podem danificar a superfície do produto.
5. Utilize apenas cabeças de escova e acessórios aprovados pelo fabricante.
6. Intervalo de temperatura de funcionamento:
 - Cabo da escova de dentes: 0 °C a 40 °C
 - Cabeça da escova: 0 °C a 80 °C
7. Este produto destina-se exclusivamente a uso pessoal e não deve ser partilhado entre vários utilizadores.
8. Esta escova de dentes foi concebida exclusivamente para limpar dentes e gengivas. Não a utilize para qualquer outro fim.
9. Guarde a escova de dentes num local seco e bem ventilado, longe da luz solar direta.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Enxague bem a cabeça da escova após cada utilização.
- Limpe regularmente o cabo com um pano macio húmido.
- Não mergulhe toda a escova de dentes em água durante períodos prolongados.
- Certifique-se de que a tampa da porta de carregamento está bem fechada após o carregamento.
- Guarde a escova de dentes na posição vertical sempre que possível, para permitir que seque ao ar.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.