

RO: BELISMILE – MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCEREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales periuța de dinți electrică sonică BELISMILE.

Această periuță de dinți electrică sonică este concepută pentru a oferi îngrijire orală zilnică eficientă prin tehnologia de vibrații de înaltă frecvență. Motorul puternic acționează capul periuței cu o frecvență a vibrațiilor de aproximativ 32.000–42.000 mișcări pe minut, ajutând la îndepărtarea plăcii bacteriene, a resturilor alimentare și a petelor de suprafață, curățând în același timp delicat de-a lungul liniei gingiilor și între dinți.

Utilizarea regulată ajută la menținerea dinților mai curați, a gingiilor mai sănătoase și a unei respirații mai proaspete.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: BELISMILE

Număr model: X-3

Capacitatea bateriei: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Valoare de intrare: DC 3,7 V, 1A

Putere nominală: 3 W

Tehnologie de periaj: Vibrație sonică

Frecvența vibrațiilor: Aprox. 32.000–42.000 vibrații pe minut

PREZENTAREA FUNCȚIILOR

Acest produs are 6 moduri de periaj:

- Sensibil
- Delicat
- Curățare
- Masaj
- Îngrijirea gingiilor
- Albire

Instrucțiuni de utilizare

- Apăsăți o dată butonul de pornire pentru a porni periuța de dinți.
- Apăsăți din nou scurt butonul de pornire pentru a comuta între modurile de periaj.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri periuța de dinți.

Funcții inteligente

- **Funcția de memorie**
Periuța de dinți memorează automat ultimul mod selectat și îl restabilește la următoarea utilizare.
- **Temporizator inteligent**
Periuța de dinți are un temporizator de periaj integrat de 2 minute, cu mementouri la intervale de 30 de secunde, pentru a încuraja curățarea uniformă a tuturor zonelor gurii.

Indicator de încărcare

- Lumină roșie APRINSĂ: încărcare în curs
- Lumină verde APRINSĂ: încărcare completă
- Lumină roșie intermitentă: avertizare baterie descărcată

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

1. Aplicați o cantitate adecvată de pastă de dinți pe capul periuței și umeziți ușor perii înainte de a porni periuța de dinți.
2. Așezați delicat capul periuței pe dinți și gingii.
3. Porniți periuța de dinți numai după ce ați introdus-o în gură, pentru a preveni stropirea cu pastă de dinți.
4. Deplasați încet periuța pe toate suprafețele dinților, aplicând o presiune delicată.
5. După finalizarea periajului, opriți periuța de dinți și clătiți bine atât capul periuței, cât și mânerul cu apă curată.

INSTALAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA CAPULUI PERIUȚEI

Instalare

Aliniați capul periuței cu axul de conectare și apăsați-l ferm în poziție. Nu rotiți capul periuței în timpul instalării, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul intern.

Îndepărtare

Trageți capul periuței drept în sus cu o forță delicată. Nu rotiți capul periuței în timpul îndepărtării.

Note importante

- Un mic spațiu între capul periuței și mâner este normal și necesar pentru performanța corectă a vibrațiilor și pentru protecția impermeabilă.
- Pentru curățare și albire optime, se recomandă înlocuirea capului periuței la fiecare 1–3 luni, în funcție de utilizare.
- Înlocuiți capul periuței atunci când perii se îndoaie, se uzează sau se destramă.
- Utilizați numai capete de periuță recomandate de producător.

- ușoară deformare a perilor în timpul transportului este normală. Dacă este necesar, înmuiați capul periuței în apă caldă timp de aproximativ 10 minute pentru a restabili forma perilor.
-

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Îndepărtați capacul impermeabil al portului de încărcare.
2. Conectați cablul de încărcare DC la portul de încărcare.
3. Conectați cablul de încărcare la o sursă de alimentare USB adecvată, cum ar fi un computer, o baterie externă sau un adaptor USB de perete.
4. Periuța de dinți utilizează un sistem de încărcare cu curent redus și poate necesita mai mult de 6 ore pentru o încărcare completă.
5. Deconectați încărcătorul după ce bateria este complet încărcată.

Siguranță în timpul încărcării

- Nu încărcați periuța de dinți în medii umede, ude sau cu temperatură ridicată.
 - Mențineți portul de încărcare uscat în timpul încărcării.
 - Evitați expunerea dispozitivului la căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui în timpul încărcării.
-

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. În primele câteva zile de utilizare poate apărea o ușoară sângerare a gingiilor, mai ales dacă nu sunteți obișnuit cu periuțele de dinți electrice. Acest lucru este, în general, normal și ar trebui să se reducă prin utilizare regulată. Dacă sângerarea persistă, consultați un medic stomatolog.
 2. Dacă ați suferit o intervenție chirurgicală orală sau gingivală în ultimele două luni, consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza acest produs.
 3. Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sub 6 ani sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale ori mentale reduse, decât dacă sunt supravegheate de un adult responsabil.
 4. Nu expuneți produsul la produse pentru îngrijirea părului sau produse cosmetice, cum ar fi șampon, gel de duș, uleiuri sau loțiuni, deoarece acestea pot deteriora suprafața produsului.
 5. Utilizați numai capete de periuță și accesorii aprobate de producător.
 6. Interval de temperatură de funcționare:
 - Mânerul periuței de dinți: 0 °C până la 40 °C
 - Capul periuței: 0 °C până la 80 °C
 7. Acest produs este destinat exclusiv uzului personal și nu trebuie utilizat în comun de mai mulți utilizatori.
 8. Această periuță de dinți este concepută exclusiv pentru curățarea dinților și gingiilor. Nu o utilizați în niciun alt scop.
 9. Depozitați periuța de dinți într-un loc uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
-

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Clătiți bine capul periuței după fiecare utilizare.
- Curățați regulat mânerul cu o lavetă moale și umedă.
- Nu scufundați întreaga periuță de dinți în apă pentru perioade îndelungate.
- Asigurați-vă că capacul portului de încărcare este bine închis după încărcare.
- Depozitați periuța de dinți în poziție verticală ori de câte ori este posibil, pentru a permite uscarea la aer.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.