

SR: BELISMILE – KORISNIČKO UPUTSTVO

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala vam što ste izabrali BELISMILE soničnu električnu četkicu za zube.

Ova sonična električna četkica za zube dizajnirana je za efikasnu svakodnevnu oralnu negu pomoću visokofrekventne vibracione tehnologije. Snažan motor pokreće glavu četkice frekvencijom vibracija od približno 32.000–42.000 pokreta u minuti, pomažući u uklanjanju zubnih naslaga, ostataka hrane i površinskih mrlja, dok istovremeno nežno čisti uz liniju desni i između zuba.

Redovna upotreba pomaže u održavanju čistijih zuba, zdravijih desni i svežijeg daha.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: BELISMILE

Broj modela: X-3

Kapacitet baterije: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Ulazna vrednost: DC 3,7 V, 1A

Nazivna snaga: 3 W

Tehnologija četkanja: Sonična vibracija

Frekvencija vibracija: Pribl. 32.000–42.000 vibracija u minuti

PREGLED FUNKCIJA

Ovaj proizvod ima 6 načina četkanja:

- Osetljivo
- Nežno
- Čišćenje
- Masaža
- Nega desni
- Izbeljivanje

Uputstvo za upotrebu

- Jednom pritisnite dugme za uključivanje kako biste uključili četkicu za zube.
- Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje kako biste menjali načine četkanja.
- Pritisnite i držite dugme za uključivanje približno 3 sekunde kako biste isključili četkicu za zube.

Pametne funkcije

- Funkcija memorije
Četkica za zube automatski pamti poslednji izabrani način rada i vraća ga pri sledećoj upotrebi.

- Pametni tajmer
Četkica za zube ima ugrađeni 2-minutni tajmer za čišćenje sa podsetnicima u intervalima od 30 sekundi, kako bi se podstaklo ravnomerno čišćenje svih delova usne šupljine.

Indikator punjenja

- Crveno svetlo UKLJUČENO: punjenje je u toku
 - Zeleno svetlo UKLJUČENO: potpuno napunjeno
 - Trepćuće crveno svetlo: upozorenje na nizak nivo baterije
-

UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1. Nanesite odgovarajuću količinu paste za zube na glavu četkice i blago navlažite vlakna pre uključivanja četkice za zube.
 2. Glavu četkice nežno postavite uz zube i desni.
 3. Četkicu za zube uključite tek nakon što je stavite u usta kako biste sprečili prskanje paste za zube.
 4. Polako pomerajte četkicu preko svih površina zuba koristeći nežan pritisak.
 5. Nakon završetka čišćenja isključite četkicu za zube i temeljno isperite glavu četkice i dršku čistom vodom.
-

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE GLAVE ČETKICE

Postavljanje

Poravnajte glavu četkice sa priključnom osovinom i čvrsto je pritisnite na mesto. Nemojte okretati glavu četkice tokom postavljanja jer to može oštetiti unutrašnji mehanizam.

Uklanjanje

Glavu četkice povucite pravo nagore uz blagu silu. Nemojte okretati glavu četkice tokom uklanjanja.

Važne napomene

- Mali razmak između glave četkice i drške je normalan i potreban za pravilno delovanje vibracija i vodootpornu zaštitu.
 - Za optimalno čišćenje i izbeljivanje preporučuje se zamena glave četkice svakih 1–3 meseca, u zavisnosti od upotrebe.
 - Zamenite glavu četkice kada se vlakna saviju, istroše ili raščupaju.
 - Koristite samo glave četkice koje preporučuje proizvođač.
 - Blaga deformacija vlakana tokom transporta je normalna. Ako je potrebno, potopite glavu četkice u toplu vodu približno 10 minuta kako biste vratili oblik vlakana.
-

UPUTSTVA ZA PUNJENJE

1. Uklonite vodootporni poklopac priključka za punjenje.
2. Povežite DC kabl za punjenje na priključak za punjenje.
3. Uključite kabl za punjenje u odgovarajući USB izvor napajanja, kao što su računar, prenosiva baterija ili USB zidni adapter.
4. Četkica za zube koristi sistem punjenja niskom strujom i može zahtevati više od 6 sati za potpuno punjenje.
5. Isključite punjač nakon što se baterija potpuno napuni.

Bezbednost pri punjenju

- Nemojte puniti četkicu za zube u vlažnim, mokrim ili visokotemperaturnim okruženjima.
- Priključak za punjenje mora biti suv tokom punjenja.
- Izbegavajte izlaganje uređaja prekomernoj toploti ili direktnoj sunčevoj svetlosti tokom punjenja.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Tokom prvih nekoliko dana upotrebe može doći do blagog krvarenja desni, posebno ako niste navikli na električne četkice za zube. To je uglavnom normalno i trebalo bi da se smanji redovnom upotrebom. Ako krvarenje potraje, obratite se stomatologu.
2. Ako ste u poslednja dva meseca imali operaciju usne šupljine ili desni, pre upotrebe ovog proizvoda posavetujte se sa stomatologom.
3. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu deci mlađoj od 6 godina niti osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
4. Nemojte izlagati proizvod proizvodima za negu kose ili kozmetičkim proizvodima kao što su šampon, gel za tuširanje, ulja ili losioni, jer mogu oštetiti površinu proizvoda.
5. Koristite samo glave četkice i dodatke koje je odobrio proizvođač.
6. Raspon radne temperature:
 - Drška četkice za zube: 0 °C do 40 °C
 - Glava četkice: 0 °C do 80 °C
7. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za ličnu upotrebu i ne sme ga koristiti više korisnika.
8. Ova četkica za zube dizajnirana je isključivo za čišćenje zuba i desni. Nemojte je koristiti u druge svrhe.
9. Četkicu za zube čuvajte na suvom i dobro provetrenom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Temeljno isperite glavu četkice nakon svake upotrebe.
- Redovno čistite dršku mekom vlažnom krpom.
- Nemojte potapati celu četkicu za zube u vodu tokom dužeg perioda.
- Proverite da li je poklopac priključka za punjenje sigurno zatvoren nakon punjenja.

- Četkicu za zube po mogućnosti čuvajte u uspravnom položaju kako bi se mogla osušiti na vazduhu.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: BELISMILE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

УВОД У ПРОИЗВОД

Хвала Вам што сте изабрали BELISMILE звучну електричну четкицу за зубе.

Ова звучна електрична четкица за зубе дизајнирана је да обезбеди ефикасну свакодневну оралну негу помоћу технологије високофреквентних вибрација. Снажан мотор покреће главу четкице фреквенцијом од приближно 32.000–42.000 покрета у минути, помажући у уклањању зубног плака, остатака хране и површинских мрља, уз нежно чишћење дуж линије десни и између зуба.

Редовна употреба помаже у одржавању чистијих зуба, здравијих десни и свежијег даха.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: BELISMILE

Број модела: X-3

Капацитет батерије: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Улазни напон: DC 3,7 V, 1A

Номинална снага: 3 W

Технологија четкања: Звучне вибрације

Фреквенција вибрација: Приближно 32.000–42.000 вибрација у минути

ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈА

Овај производ има 6 режима четкања:

- Осетљиво
- Нежно
- Чишћење
- Масажа
- Нега десни
- Избељивање

Упутства за рад

- Притисните дугме за напајање једном да укључите четкицу.
- Поново кратко притисните дугме за напајање да промените режим четкања.
- Притисните и држите дугме за напајање приближно 3 секунде да искључите четкицу.

Паметне функције

- Функција памћења
Четкица аутоматски памти последњи изабрани режим и враћа га при следећој употреби.
- Паметни тајмер
Четкица има уграђен тајмер за четкање од 2 минута са подсетницима на сваких 30 секунди како би се подстакло равномерно чишћење свих делова усне дупље.

Индикатор пуњења

- Црвено светло УКЉУЧЕНО: Пуњење је у току
 - Зелено светло УКЉУЧЕНО: Батерија је потпуно напуњена
 - Трепћуће црвено светло: Упозорење на нисак ниво батерије
-

УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. Нанесите одговарајућу количину пасте за зубе на главу четкице и благо навлажите влакна пре укључивања четкице.
 2. Нежно поставите главу четкице на зубе и десни.
 3. Укључите четкицу тек након што је поставите у уста како бисте спречили прскање пасте за зубе.
 4. Полако померајте четкицу преко свих површина зуба уз лаган притисак.
 5. Након завршетка четкања, искључите четкицу и темељно исперите главу четкице и ручку чистом водом.
-

ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ГЛАВЕ ЧЕТКИЦЕ

Постављање

Поравнајте главу четкице са прикључном осовином и чврсто је притисните на место. Немојте увртати главу четкице током постављања, јер то може оштетити унутрашњи механизам.

Уклањање

Повуците главу четкице право нагоре лаганом силом. Немојте увртати главу четкице током уклањања.

Важне напомене

- Мали размак између главе четкице и ручке је нормалан и неопходан за правилан рад вибрација и водоотпорну заштиту.
 - За оптималне резултате чишћења и избељивања препоручује се замена главе четкице на сваких 1–3 месеца, у зависности од учесталости употребе.
 - Замените главу четкице када влакна постану савијена, истрошена или похабана.
 - Користите искључиво главе четкица које препоручује произвођач.
 - Блага деформација влакана током транспорта је нормална. По потреби, потопите главу четкице у топлу воду приближно 10 минута како би се обновио облик влакана.
-

УПУТСТВА ЗА ПУЊЕЊЕ

1. Уклоните водоотпорни поклопац порта за пуњење.
2. Повежите DC кабл за пуњење са портом за пуњење.
3. Прикључите кабл за пуњење на одговарајући USB извор напајања, као што су рачунар, преносива батерија или USB зидни адаптер.
4. Четкица користи дизајн пуњења са ниском струјом и може захтевати више од 6 сати за потпуно пуњење.

5. Искључите пуњач након што се батерија у потпуности напуни.

Безбедност приликом пуњења

- Не пуните четкицу у влажним, мокрым или окружењима са високом температуром.
 - Одржавајте порт за пуњење сувим током пуњења.
 - Избегавајте излагање уређаја прекомерној топлоти или директној сунчевој светлости током пуњења.
-

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Током првих неколико дана употребе може доћи до благог крварења десни, посебно ако нисте навикли на електричне четкице за зубе. Ово је углавном нормално и требало би да се смањи редовном употребом. Ако крварење потраје, обратите се стоматологу.
 2. Ако сте у последња два месеца имали операцију у усној дупљи или на деснима, консултујте стоматолога пре употребе овог производа.
 3. Овај производ није намењен за употребу код деце млађе од 6 година или особа са смањеним физичким, чулним или менталним способностима без надзора одговорне одрасле особе.
 4. Не излажите производ производима за негу косе или козметичким производима као што су шампон, гел за туширање, уља или лосиони, јер могу оштетити површину производа.
 5. Користите само главе четкица и додатке које је одобрио произвођач.
 6. Опсег радне температуре:
 - Ручка четкице: 0 °C до 40 °C
 - Глава четкице: 0 °C до 80 °C
 7. Овај производ је намењен искључиво за личну употребу и не треба га делити између више корисника.
 8. Ова четкица је дизајнирана искључиво за чишћење зуба и десни. Немојте је користити у друге сврхе.
 9. Чувајте четкицу на сувом и добро проветреном месту, далеко од директне сунчеве светлости.
-

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Темељно исперите главу четкице након сваке употребе.
 - Редовно чистите ручку меком влажном крпом.
 - Не потапајте целу четкицу у воду на дужи временски период.
 - Уверите се да је поклопац порта за пуњење добро затворен након пуњења.
 - Чувајте четкицу у усправном положају кад год је то могуће како би се природно осушила.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније