

SL: BELISMILE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PREDSTAVITEV IZDELKA

Hvala, ker ste izbrali sonično električno zobno ščetko BELISMILE.

Ta sonična električna zobna ščetka je zasnovana za učinkovito vsakodnevno ustno nego s pomočjo visokofrekvenčne vibracijske tehnologije. Zmogljiv motor poganja glavo ščetke s frekvenco vibracij približno 32.000–42.000 gibov na minuto, kar pomaga odstranjevati zobne obloge, ostanke hrane in površinske madeže, hkrati pa nežno čisti ob robu dlesni in med zobmi.

Redna uporaba pomaga ohranjati čistejše zobe, bolj zdrave dlesni in svež dah.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: BELISMILE

Številka modela: X-3

Kapaciteta baterije: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Vhodna napetost: DC 3,7 V, 1A

Nazivna moč: 3 W

Tehnologija ščetkanja: Sonična vibracija

Frekvenca vibracij: Pribl. 32.000–42.000 vibracij na minuto

PREGLED FUNKCIJ

Ta izdelek ima 6 načinov ščetkanja:

- Občutljivo
- Nežno
- Čiščenje
- Masaža
- Nega dlesni
- Beljenje

Navodila za uporabo

- Enkrat pritisnite gumb za vklop, da vklopite zobno ščetko.
- Znova na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklapljate med načini ščetkanja.
- Pritisnite in držite gumb za vklop približno 3 sekunde, da izklopite zobno ščetko.

Pametne funkcije

- Funkcija pomnilnika
Zobna ščetka si samodejno zapomni zadnji izbrani način in ga ob naslednji uporabi ponovno nastavi.

- Pametni časovnik
Zobna ščetka ima vgrajen 2-minutni časovnik ščetkanja s 30-sekundnimi intervalnimi opomniki, ki spodbujajo enakomerno čiščenje vseh predelov ustne votline.

Indikator polnjenja

- Rdeča lučka SVETI: polnjenje poteka
 - Zelena lučka SVETI: popolnoma napolnjeno
 - Utripajoča rdeča lučka: opozorilo za nizko stanje baterije
-

NAVODILA ZA UPORABNIKA

1. Na glavo ščetke nanesite ustrezno količino zobne paste in pred vklopom zobne ščetke rahlo navlažite ščetine.
 2. Glavo ščetke nežno namestite ob zobe in dlesni.
 3. Zobno ščetko vklopite šele, ko je v ustih, da preprečite škropljenje zobne paste.
 4. Zobno ščetko počasi premikajte po vseh površinah zob z nežnim pritiskom.
 5. Po končanem ščetkanju izklopite zobno ščetko ter glavo ščetke in ročaj temeljito sperite s čisto vodo.
-

NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE GLAVE ŠČETKE

Namestitev

Glavo ščetke poravnajte s priključno osjo in jo trdno pritisnite na mesto. Med nameščanjem glave ščetke ne obračajte, saj lahko s tem poškodujete notranji mehanizem.

Odstranjevanje

Glavo ščetke z nežno silo povlecite naravnost navzgor. Med odstranjevanjem glave ščetke ne obračajte.

Pomembne opombe

- Majhna reža med glavo ščetke in ročajem je običajna ter potrebna za pravilno delovanje vibracij in vodotesno zaščito.
 - Za optimalno čiščenje in beljenje je priporočljivo glavo ščetke zamenjati vsakih 1–3 mesece, odvisno od uporabe.
 - Glavo ščetke zamenjajte, ko se ščetine upognejo, obrabijo ali razcepijo.
 - Uporabljajte samo glave ščetke, ki jih priporoča proizvajalec.
 - Rahla deformacija ščetin med transportom je običajna. Po potrebi glavo ščetke za približno 10 minut namočite v toplo vodo, da se oblika ščetin obnovi.
-

NAVODILA ZA POLNLENJE

1. Odstranite vodotesni pokrov priključka za polnjenje.
2. Priključite DC polnilni kabel v priključek za polnjenje.
3. Polnilni kabel priključite v ustrezen USB vir napajanja, kot so računalnik, prenosna baterija ali USB stenski adapter.
4. Zobna ščetka uporablja zasnovano polnjenja z nizkim tokom in lahko za popolno polnjenje potrebuje več kot 6 ur.
5. Ko je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik.

Varnost pri polnjenju

- Zobne ščetke ne polnite v vlažnih, mokrih ali visokotemperaturnih okoljih.
 - Med polnjenjem naj bo priključek za polnjenje suh.
 - Med polnjenjem naprave ne izpostavljajte prekomerni vročini ali neposredni sončni svetlobi.
-

VARNOSTNA NAVODILA

1. V prvih nekaj dneh uporabe se lahko pojavi rahla krvavitev dlesni, zlasti če niste vajeni električnih zobnih ščetk. To je običajno normalno in bi se moralo z redno uporabo zmanjšati. Če krvavitev ne preneha, se posvetujte z zobozdravnikom.
 2. Če ste v zadnjih dveh mesecih imeli operacijo v ustni votlini ali na dlesnih, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zobozdravnikom.
 3. Ta izdelek ni namenjen uporabi pri otrocih, mlajših od 6 let, ali pri osebah z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen če so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
 4. Izdelka ne izpostavljajte izdelkom za nego las ali kozmetičnim izdelkom, kot so šampon, gel za prhanje, olja ali losjoni, saj lahko poškodujejo površino izdelka.
 5. Uporabljajte samo glave ščetke in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
 6. Območje delovne temperature:
 - Ročaj zobne ščetke: 0 °C do 40 °C
 - Glava ščetke: 0 °C do 80 °C
 7. Ta izdelek je namenjen samo osebni uporabi in ga ne sme uporabljati več uporabnikov.
 8. Ta zobna ščetka je zasnovana izključno za čiščenje zob in dlesni. Ne uporabljajte je za noben drug namen.
 9. Zobno ščetko shranjujte na suhem, dobro prezračevanem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Po vsaki uporabi temeljito sperite glavo ščetke.
- Ročaj redno čistite z mehko vlažno krpo.
- Celotne zobne ščetke ne potaplajte v vodo za daljši čas.
- Poskrbite, da je pokrov priključka za polnjenje po polnjenju varno zaprt.
- Zobno ščetko po možnosti shranjujte pokončno, da se lahko posuši na zraku.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.