

SK: BELISMILE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Ďakujeme, že ste si vybrali sonickú elektrickú zubnú kefku BELISMILE.

Táto sonická elektrická zubná kefka je navrhnutá tak, aby poskytovala účinnú každodennú ústnu starostlivosť pomocou vysokofrekvenčnej vibračnej technológie. Výkonný motor poháňa hlavicu kefy vibračnou frekvenciou približne 32.000–42.000 pohybov za minútu, čím pomáha odstraňovať zubný povlak, zvyšky jedla a povrchové škvrny, pričom jemne čistí pozdĺž línie ďasien a medzi zubami.

Pravidelné používanie pomáha udržiavať zuby čistejšie, ďasná zdravšie a dych sviežejší.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: BELISMILE

Číslo modelu: X-3

Kapacita batérie: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Vstupná hodnota: DC 3,7 V, 1A

Menovitý výkon: 3 W

Technológia čistenia: Sonická vibrácia

Frekvencia vibrácií: Pribl. 32.000–42.000 vibrácií za minútu

PREHĽAD FUNKCIÍ

Tento produkt má 6 režimov čistenia:

- Citlivý
- Jemný
- Čistenie
- Masáž
- Starostlivosť o ďasná
- Bielenie

Návod na použitie

- Jedným stlačením tlačidla napájania zapnete zubnú kefku.
- Opätovným krátkym stlačením tlačidla napájania prepínajte medzi režimami čistenia.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy, aby ste zubnú kefku vypli.

Inteligentné funkcie

- **Funkcia pamäte**
Zubná kefka si automaticky zapamätá posledný zvolený režim a obnoví ho pri ďalšom použití.

- **Inteligentný časovač**

Zubná kefka má zabudovaný 2-minútový časovač čistenia s pripomenutiami v 30-sekundových intervaloch, aby podporovala rovnomerné čistenie všetkých oblastí úst.

Indikátor nabíjania

- Červené svetlo SVIETI: prebieha nabíjanie
- Zelené svetlo SVIETI: úplne nabité
- Blikajúce červené svetlo: upozornenie na nízku úroveň batérie

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

1. Naneste primerané množstvo zubnej pasty na hlavicu kefy a pred zapnutím zubnej kefy mierne navlhčite štetiny.
2. Jemne priložte hlavicu kefy k zubom a ďasnám.
3. Zubnú kefku zapnite až po jej vložení do úst, aby ste zabránili rozstrekovaniu zubnej pasty.
4. Pomaly pohybujte kefkou po všetkých povrchoch zubov s jemným tlakom.
5. Po dokončení čistenia zubnú kefku vypnite a dôkladne opláchnite hlavicu kefy aj rukoväť čistou vodou.

INŠTALÁCIA A ODSTRÁNENIE HLAVICE KEFKY

Inštalácia

Zarovnajzte hlavicu kefy so spojovacou osou a pevne ju zatlačte na miesto. Počas inštalácie hlavicou kefy neotáčajte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorného mechanizmu.

Odstránenie

Vytiahnite hlavicu kefy priamo nahor jemnou silou. Počas odstraňovania hlavicou kefy neotáčajte.

Dôležité poznámky

- Malá medzera medzi hlavicou kefy a rukoväťou je normálna a potrebná pre správny výkon vibrácií a vodotesnú ochranu.
- Pre optimálne čistenie a bielenie sa odporúča meniť hlavicu kefy každé 1–3 mesiace, v závislosti od používania.
- Hlavicu kefy vymeňte, keď sa štetiny ohnú, opotrebujú alebo rozstrapkajú.
- Používajte iba hlavice kefy odporúčané výrobcom.
- Mierna deformácia štetín počas prepravy je normálna. V prípade potreby namočte hlavicu kefy približne na 10 minút do teplej vody, aby sa obnovil tvar štetín.

POKYNY NA NABÍJANIE

1. Odstráňte vodotesný kryt nabíjacieho portu.

2. Pripojte nabíjací kábel DC k nabíjecímu portu.
3. Pripojte nabíjací kábel k vhodnému zdroju napájania USB, napríklad k počítaču, powerbanke alebo nástennému USB adaptéru.
4. Zubná kefka používa systém nabíjania s nízkym prúdom a môže vyžadovať viac ako 6 hodín na úplné nabitie.
5. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku.

Bezpečnosť pri nabíjaní

- Nenabíjajte zubnú kefku vo vlhkom, mokrom alebo vysokoteplotnom prostredí.
- Počas nabíjania udržiavajte nabíjací port suchý.
- Počas nabíjania nevystavujte zariadenie nadmernému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Počas prvých niekoľkých dní používania sa môže objaviť mierne krvácanie ďasien, najmä ak nie ste zvyknutí na elektrické zubné kefky. To je vo všeobecnosti normálne a pri pravidelnom používaní by sa malo znížiť. Ak krvácanie pretrváva, poraďte sa so zubným lekárom.
2. Ak ste v posledných dvoch mesiacoch podstúpili operáciu ústnej dutiny alebo ďasien, pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojím zubným lekárom.
3. Tento produkt nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 6 rokov ani osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej dospelosť osoby.
4. Nevystavujte produkt prípravkom na starostlivosť o vlasy alebo kozmetickým výrobkom, ako sú šampón, sprchový gél, oleje alebo telové mlieka, pretože môžu poškodiť povrch produktu.
5. Používajte iba hlavice kefky a príslušenstvo schválené výrobcom.
6. Rozsah prevádzkovej teploty:
 - Rukoväť zubnej kefky: 0 °C až 40 °C
 - Hlavica kefky: 0 °C až 80 °C
7. Tento produkt je určený výhradne na osobné použitie a nemal by byť zdieľaný medzi viacerými používateľmi.
8. Táto zubná kefka je určená výhradne na čistenie zubov a ďasien. Nepoužívajte ju na žiadny iný účel.
9. Uchovávajte zubnú kefku na suchom, dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného svetla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití hlavice kefky dôkladne opláchnite.
- Rukoväť pravidelne čistite mäkkou vlhkou handričkou.
- Neponárajte celú zubnú kefku na dlhší čas do vody.
- Uistite sa, že je kryt nabíjacieho portu po nabíjaní bezpečne zatvorený.
- Ak je to možné, uchovávajte zubnú kefku vo zvislej polohe, aby mohla vyschnúť na vzduchu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.