

ET: HANDROLLER – KASUTUSJUHEND

TOOTE ÜLEVAADE



- A. Toite / kiiruse reguleerimise nupp
- B. Toite / kiiruse märgutuled
- C. USB-C laadimisport
- D. Mitme haarde võimalusega käepide
- E. Rullikorpus

KUIDAS KASUTADA

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.

1. Sisselülitamine:

Vajutage kindlalt käepideme ülaosas asuvat toitenuppu ja hoidke seda umbes 1 sekund all. Rullikorpus hakkab automaatselt pöörlema.

2. Kiiruse reguleerimine:

Iga lühike vajutus toitenupule vahetab saadaval olevate kiiruse seadistuste vahel (1–3), mida näitavad nupu kohal olevad märgutuled.

3. Väljalülitamine:

Vajutage kindlalt toitenuppu ja hoidke seda all, kuni seade välja lülitub.

Ettevaatust: Olge seadme kasutamisel lahtiste riiete või pikkade juuste läheduses ettevaatlik, kuna need võivad liikuvatesse osadesse takerduda.

SEADME LAADIMINE

Seadme laadimiseks ühendage kaasasolev USB-C laadimiskaabel* käepidemel asuva USB-C laadimisportiga. Märgutuled näitavad laadimise olekut ja aku taset.

** USB seinadapter ei kuulu komplekti.*

Enne seadme kasutamist või laadimist lugege läbi kõik selles juhendis, laadijal ja seadmel endal olevad juhised, hoiatused ja ettevaatusmärgised.

OHUTUSJUHISED

- See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada lapsed.
- Ärge kasutage seadet peas, näol, kurgul ega suguelundite piirkonnas. Ärge kasutage seadet C4 lüli läheduses.
- Kui olete rase, pidage enne selle seadme kasutamist nõu oma arstiga.
- Hoidke lahtised juuksed, riided, ehted ja muud esemed alati liikuvatest osadest eemal.
- Ärge jätke seadet vee ega muude vedelike kätte. Ärge kunagi kasutage ega laadige seadet vee läheduses.
- Puhastage seadet ainult pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kastke seadet vette.
- Ärge katke seadet töötamise ajal ega blokeerige mootori ventilatsiooniavasid.
- Ärge proovige seadet lahti võtta, muuta ega parandada.
- Ärge hoiustage seadet keskkonnas, kus temperatuur ületab 40 °C (104 °F).
- Laadige seadet ainult siis, kui ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Kui seade muutub töötamise ajal liiga kuumaks, lõpetage kohe kasutamine ja laske sellel enne edasist kasutamist jahtuda.
- Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku enne seadme hoiule panemist täielikult täis. Ärge jätke seadet pidevalt laadijaga ühendatuks.
- See toode ei ole mõeldud ühegi haiguse või meditsiinilise seisundi diagnoosimiseks, ravimiseks, tervendamiseks ega ennetamiseks.
- Kui tunnete seadme kasutamise ajal ebamugavust, valu, pearinglust või mis tahes soovimatut reaktsiooni, lõpetage kohe kasutamine ja vajaduse korral pidage nõu tervishoiutöötajaga.
- Kuigi seade on juhiste järgi kasutamisel üldiselt ohutu, võib see süvendada teatud olemasolevaid vigastusi või meditsiinilisi seisundeid. Kasutage seadet oma äranägemise järgi ja omal vastutusel.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraaviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.