

FR: HANDROLLER – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT



- A. Bouton d'alimentation / réglage de la vitesse
- B. Voyants lumineux d'alimentation / vitesse
- C. Port de charge USB-C
- D. Poignée multi-prises
- E. Cage rotative

MODE D'UTILISATION

Veuillez lire tous les avertissements et toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. **Mise sous tension:** Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de la poignée et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. La cage rotative commencera automatiquement à tourner.
2. **Réglage de la vitesse:** Chaque courte pression sur le bouton d'alimentation permet de passer d'un réglage de vitesse disponible à l'autre (1–3), comme indiqué par les voyants lumineux situés au-dessus du bouton.
3. **Mise hors tension:** Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Attention: Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de vêtements amples ou de cheveux longs, car ils peuvent s'emmêler dans les pièces mobiles.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Pour charger l'appareil, connectez le câble de charge USB-C inclus* au port de charge USB-C situé sur la poignée. Les voyants lumineux afficheront l'état de charge et le niveau de la batterie.

** Adaptateur mural USB non inclus.*

Avant d'utiliser ou de charger l'appareil, veuillez lire toutes les instructions, tous les avertissements et toutes les indications de précaution figurant dans ce manuel, sur le chargeur et sur l'appareil lui-même.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé par des enfants.
 - N'utilisez pas l'appareil sur la tête, le visage, la gorge ou la zone génitale. N'utilisez pas l'appareil près de la vertèbre C4.
 - Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
 - Gardez toujours les cheveux détachés, les vêtements, les bijoux et autres objets à l'écart des pièces mobiles.
 - N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides. N'utilisez et ne chargez jamais l'appareil à proximité de l'eau.
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
 - Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation du moteur.
 - N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil.
 - Ne rangez pas l'appareil dans des environnements où les températures dépassent 40 °C (104 °F).
 - Chargez l'appareil uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
 - Si l'appareil devient excessivement chaud pendant son fonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et laissez-le refroidir avant toute nouvelle utilisation.
 - Pour un stockage à long terme, chargez complètement la batterie avant de ranger l'appareil. Ne laissez pas l'appareil connecté en permanence au chargeur.
 - Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou une condition médicale.
 - Si vous ressentez une gêne, une douleur, des étourdissements ou toute réaction indésirable pendant l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel de santé si nécessaire.
 - Bien que l'appareil soit généralement sûr lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, il peut aggraver certaines blessures ou conditions médicales préexistantes. Utilisez l'appareil selon votre propre jugement et à vos propres risques.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.