

EL: HANDROLLER – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- A. Κουμπί ενεργοποίησης / ρύθμισης ταχύτητας
- B. Ενδεικτικές λυχνίες ενεργοποίησης / ταχύτητας
- C. Θύρα φόρτισης USB-C
- D. Λαβή πολλαπλής πρόσφυσης
- E. Κυλιόμενος κλωβός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

1. **Ενεργοποίηση:** Πατήστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της λαβής για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ο κυλιόμενος κλωβός θα αρχίσει να περιστρέφεται αυτόματα.
2. **Ρύθμιση ταχύτητας:** Κάθε σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης αλλάζει μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων ταχύτητας (1–3), όπως υποδεικνύεται από τις ενδεικτικές λυχνίες πάνω από το κουμπί.
3. **Απενεργοποίηση:** Πατήστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φαρδιά ρούχα ή μακριά μαλλιά, καθώς μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB-C* στη θύρα φόρτισης USB-C που βρίσκεται στη λαβή. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο της μπαταρίας.

** Ο επιτοίχιος προσαρμογέας USB δεν περιλαμβάνεται.*

Πριν χρησιμοποιήσετε ή φορτίσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις ενδείξεις προσοχής που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, στον φορτιστή και στην ίδια τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον λαιμό ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στον σπόνδυλο C4.
- Εάν είστε έγκυος, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Κρατάτε πάντα τα λυτά μαλλιά, τα ρούχα, τα κοσμήματα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε ποτέ τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία και μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού του κινητήρα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 °C (104 °F).
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0 °C (32 °F) και 40 °C (104 °F).
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί κατά τη λειτουργία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αφήστε τη να κρυώσει πριν από περαιτέρω χρήση.
- Για μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή συνεχώς συνδεδεμένη στον φορτιστή.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή ιατρικής πάθησης.
- Εάν κατά τη χρήση της συσκευής αισθανθείτε δυσφορία, πόνο, ζάλη ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αντίδραση, σταματήστε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας, εάν χρειάζεται.
- Παρόλο που η συσκευή είναι γενικά ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιδεινώσει ορισμένους προϋπάρχοντες τραυματισμούς ή ιατρικές παθήσεις. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την κρίση σας και με δική σας ευθύνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.