

IT: HANDROLLER – MANUALE D'USO

PANORAMICA DEL PRODOTTO



- A. Pulsante di accensione / regolazione della velocità
- B. Spie luminose di accensione / velocità
- C. Porta di ricarica USB-C
- D. Impugnatura multi-grip
- E. Gabbia rotante

COME UTILIZZARE

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. **Accensione:** Premere con decisione e tenere premuto il pulsante di accensione situato sulla parte superiore dell'impugnatura per circa 1 secondo. La gabbia rotante inizierà a girare automaticamente.
2. **Regolazione della velocità:** Ogni breve pressione del pulsante di accensione consente di passare tra le impostazioni di velocità disponibili (1–3), indicate dalle spie luminose sopra il pulsante.
3. **Spegnimento:** Premere con decisione e tenere premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne.

Attenzione: Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo vicino a indumenti larghi o capelli lunghi, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

Per ricaricare il dispositivo, collegare il cavo di ricarica USB-C incluso* alla porta di ricarica USB-C situata sull'impugnatura. Le spie luminose mostreranno lo stato di ricarica e il livello della batteria.

** Adattatore USB da parete non incluso.*

Prima di utilizzare o ricaricare il dispositivo, leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le indicazioni di cautela contenute in questo manuale, sul caricatore e sul dispositivo stesso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato dai bambini.
- Non utilizzare il dispositivo sulla testa, sul viso, sulla gola o nell'area genitale. Non utilizzare il dispositivo vicino alla vertebra C4.
- In caso di gravidanza, consultare il medico prima di utilizzare questo dispositivo.
- Tenere sempre capelli sciolti, indumenti, gioielli e altri oggetti lontani dalle parti in movimento.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o altri liquidi. Non utilizzare né ricaricare mai il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e leggermente umido. Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non coprire il dispositivo durante il funzionamento e non bloccare le aperture di ventilazione del motore.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo.
- Non conservare il dispositivo in ambienti in cui le temperature superano i 40 °C (104 °F).
- Ricaricare il dispositivo solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).
- Se il dispositivo diventa eccessivamente caldo durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.
- Per la conservazione a lungo termine, caricare completamente la batteria prima di riporre il dispositivo. Non lasciare il dispositivo continuamente collegato al caricatore.
- Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione medica.
- Se durante l'uso del dispositivo si avverte disagio, dolore, vertigini o qualsiasi reazione avversa, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista sanitario se necessario.
- Sebbene il dispositivo sia generalmente sicuro se utilizzato secondo le istruzioni, può aggravare alcune lesioni o condizioni mediche preesistenti. Utilizzare il dispositivo a propria discrezione e a proprio rischio.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.