

LT: HANDROLLER – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO APŽVALGA



- A. Maitinimo / greičio reguliavimo mygtukas
- B. Maitinimo / greičio indikacinės lemputės
- C. USB-C įkrovimo jungtis
- D. Rankena su keliomis suėmimo galimybėmis
- E. Ritininis narvelis

KAIP NAUDOTI

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas.

1. Įjungimas:

Tvirtai paspauskite ir maždaug 1 sekundę palaikykite maitinimo mygtuką, esantį rankenos viršuje. Ritininis narvelis automatiškai pradės suktis.

2. Greičio reguliavimas

Kiekvienas trumpas maitinimo mygtuko paspaudimas perjungia galimus greičio nustatymus (1–3), kaip rodo indikacinės lemputės virš mygtuko.

3. Išjungimas

Tvirtai paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, kol prietaisas išsijungs.

Atsargiai: Būkite atsargūs naudodami prietaisą šalia laisvų drabužių ar ilgų plaukų, nes jie gali įsipainioti į judančias dalis.

PRIETAISO ĮKROVIMAS

Norėdami įkrauti prietaisą, prijunkite pridedamą USB-C įkrovimo laidą* prie USB-C įkrovimo jungties, esančios ant rankenos. Indikacinės lemputės rodytų įkrovimo būseną ir baterijos lygį.

* USB sieninis adapteris nepridedamas.

Prieš naudodami arba įkraudami prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas, įspėjimus ir atsargumo žymėjimus, pateiktus šiame vadove, ant įkroviklio ir ant paties prietaiso.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui ir juo neturi naudotis vaikai.
- Nenaudokite prietaiso ant galvos, veido, gerklės ar lytinių organų srityje. Nenaudokite prietaiso šalia C4 slankstelio.
- Jei esate nėščia, prieš naudodama šį prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Laisvus plaukus, drabužius, papuošalus ir kitus daiktus visada laikykite atokiau nuo judančių dalių.
- Saugokite prietaisą nuo vandens ar kitų skysčių. Niekada nenaudokite ir nekraukite prietaiso šalia vandens.
- Prietaisą valykite tik minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Naudojimo metu neuždenkite prietaiso ir neužblokuokite variklio ventiliacijos angų.
- Nebandykite prietaiso ardyti, modifikuoti ar taisyti.
- Nelaikykite prietaiso aplinkoje, kurioje temperatūra viršija 40 °C (104 °F).
- Prietaisą įkraukite tik tada, kai aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F).
- Jei naudojimo metu prietaisas pernelyg įkaista, nedelsdami nutraukite naudojimą ir leiskite jam atvėsti prieš naudodami toliau.
- Ilgalai laikymui prieš padėdami prietaisą laikyti visiškai įkraukite bateriją. Nepalikite prietaiso nuolat prijungto prie įkroviklio.
- Šis produktas nėra skirtas diagnozuoti, gydyti, išgydyti ar užkirsti kelią bet kokiai ligai ar sveikatos būklei.
- Jei naudodami prietaisą pajuntate diskomfortą, skausmą, galvos svaigimą ar bet kokią nepageidaujamą reakciją, nedelsdami nustokite jį naudoti ir, jei reikia, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Nors prietaisas paprastai yra saugus, kai naudojamas pagal instrukcijas, jis gali pabloginti tam tikras jau esamas traumas ar sveikatos būkles. Naudokite prietaisą savo nuožiūra ir savo rizika.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.