

NL: HANDROLLER – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT



- A. Aan/uit-knop / snelheidsinstelling
- B. Indicatielampjes voor aan/uit / snelheid
- C. USB-C-oplaadpoort
- D. Handgreep met meerdere gripmogelijkheden
- E. Rolkooi

HOE TE GEBRUIKEN

Lees alle waarschuwingen en instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. **Inschakelen:** Druk stevig op de aan/uit-knop boven op de handgreep en houd deze ongeveer 1 seconde ingedrukt. De rolkooi begint automatisch te draaien.
2. **Snelheid aanpassen:** Elke korte druk op de aan/uit-knop schakelt tussen de beschikbare snelheidsinstellingen (1–3), zoals aangegeven door de indicatielampjes boven de knop.
3. **Uitschakelen:** Druk stevig op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Let op: Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat in de buurt van losse kleding of lang haar, omdat deze verstrikt kunnen raken in de bewegende onderdelen.

HET APPARAAT OPLADEN

Om het apparaat op te laden, sluit u de meegeleverde USB-C-oplaadkabel* aan op de USB-C-oplaadpoort op de handgreep. De indicatielampjes geven de oplaadstatus en het batterijniveau weer.

** USB-wandadapter niet inbegrepen.*

Lees vóór het gebruik of opladen van het apparaat alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsaanduidingen in deze handleiding, op de oplader en op het apparaat zelf.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet op uw hoofd, gezicht, keel of genitale zone. Gebruik het apparaat niet in de buurt van de C4-wervel.
- Als u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.
- Houd los haar, kleding, sieraden en andere voorwerpen altijd uit de buurt van de bewegende onderdelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Gebruik of laad het apparaat nooit op in de buurt van water.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte, licht vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Bedek het apparaat niet tijdens gebruik en blokkeer de ventilatieopeningen van de motor niet.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, aan te passen of te repareren.
- Bewaar het apparaat niet in omgevingen waar de temperatuur hoger is dan 40 °C (104 °F).
- Laad het apparaat alleen op wanneer de omgevingstemperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F) ligt.
- Als het apparaat tijdens gebruik overmatig heet wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt. Laat het apparaat niet continu aangesloten op de oplader.
- Dit product is niet bedoeld om ziekten of medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.
- Als u tijdens het gebruik van het apparaat ongemak, pijn, duizeligheid of een ongewenste reactie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg indien nodig een zorgprofessional.
- Hoewel het apparaat over het algemeen veilig is wanneer het volgens de instructies wordt gebruikt, kan het bepaalde bestaande verwondingen of medische aandoeningen verergeren. Gebruik het apparaat naar eigen inzicht en op eigen risico.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.