

PL: HANDROLLER – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEGLĄD PRODUKTU



- A. Przycisk zasilania / regulacji prędkości
- B. Lampki kontrolne zasilania / prędkości
- C. Port ładowania USB-C
- D. Uchwyt z wieloma możliwościami chwytu
- E. Klatka rolkowa

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

1. **Włączanie:** Mocno naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się na górze uchwytu przez około 1 sekundę. Klatka rolkowa zacznie obracać się automatycznie.
2. **Regulacja prędkości:** Każde krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przełącza pomiędzy dostępnymi ustawieniami prędkości (1–3), co wskazują lampki kontrolne nad przyciskiem.
3. **Wyłączanie:** Mocno naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu luźnej odzieży lub długich włosów, ponieważ mogą one zaplątać się w ruchome części.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Aby naładować urządzenie, podłącz dołączony kabel ładujący USB-C* do portu ładowania USB-C znajdującego się na uchwycie. Lampki kontrolne będą wskazywać stan ładowania i poziom baterii.

* Zasilacz USB do gniazdka nie jest dołączony.

Przed użyciem lub ładowaniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i oznaczenia ostrzegawcze zawarte w tej instrukcji, na ładowarce oraz na samym urządzeniu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być używane przez dzieci.
 - Nie używaj urządzenia na głowie, twarzy, gardle ani w okolicy narządów płciowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu kręgu C4.
 - Jeśli jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
 - Luźne włosy, odzież, biżuterię i inne przedmioty zawsze trzymaj z dala od ruchomych części.
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody ani innych płynów. Nigdy nie używaj ani nie ładuj urządzenia w pobliżu wody.
 - Czyść urządzenie wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
 - Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy ani nie blokuj otworów wentylacyjnych silnika.
 - Nie próbuj demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
 - Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza 40 °C (104 °F).
 - Ładuj urządzenie tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
 - Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzeje podczas pracy, natychmiast przerwij użytkowanie i pozwól mu ostygnąć przed dalszym użyciem.
 - W przypadku długotrwałego przechowywania całkowicie naładuj baterię przed odłożeniem urządzenia. Nie pozostawiaj urządzenia stale podłączonego do ładowarki.
 - Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiegokolwiek choroby lub schorzeniu.
 - Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczujesz dyskomfort, ból, zawroty głowy lub jakąkolwiek niepożądaną reakcję, natychmiast przestań go używać i w razie potrzeby skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.
 - Chociaż urządzenie jest ogólnie bezpieczne, gdy jest używane zgodnie z instrukcją, może nasilić niektóre istniejące urazy lub schorzenia. Używaj urządzenia według własnego uznania i na własne ryzyko.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.