

SK: HANDROLLER – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PREHĽAD PRODUKTU



- A. Tlačidlo zapnutia / nastavenia rýchlosti
- B. Kontrolky zapnutia / rýchlosti
- C. USB-C nabíjací port
- D. Rukoväť s viacerými možnosťami úchopu
- E. Valčeková klietka

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky upozornenia a pokyny.

1. Zapnutie:

Pevne stlačte a podržte tlačidlo zapnutia umiestnené na hornej strane rukoväti približne 1 sekundu. Valčeková klietka sa začne automaticky otáčať.

2. Nastavenie rýchlosti:

Každým krátkym stlačením tlačidla zapnutia prepínate medzi dostupnými nastaveniami rýchlosti (1–3), ako zobrazujú kontrolky nad tlačidlom.

3. Vypnutie:

Pevne stlačte a podržte tlačidlo zapnutia, kým sa zariadenie nevypne.

Upozornenie: Pri používaní zariadenia v blízkosti voľného oblečenia alebo dlhých vlasov buďte opatrní, pretože sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.

NABÍJANIE ZARIADENIA

Na nabitie zariadenia pripojte priložený USB-C nabíjací kábel* k USB-C nabíjacímu portu umiestnenému na rukoväti. Kontrolky budú zobrazovať stav nabíjania a úroveň batérie.

** USB nástenný adaptér nie je súčasťou balenia.*

Pred použitím alebo nabíjaním zariadenia si prečítajte všetky pokyny, upozornenia a bezpečnostné označenia uvedené v tejto príručke, na nabíjačke a na samotnom zariadení.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti a nesmú ho používať deti.
- Nepoužívajte zariadenie na hlave, tvári, hrdle ani v genitálnej oblasti. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti stavca C4.
- Ak ste tehotná, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
- Voľné vlasy, oblečenie, šperky a iné predmety vždy držte mimo dosahu pohyblivých častí.
- Nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám. Zariadenie nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte v blízkosti vody.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Neponárajte zariadenie do vody.
- Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory motora.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, upravovať ani opravovať.
- Neskladujte zariadenie v prostrediach, kde teploty presahujú 40 °C (104 °F).
- Zariadenie nabíjajte iba vtedy, keď je okolitá teplota medzi 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
- Ak sa zariadenie počas prevádzky nadmerne zahreje, okamžite ho prestaňte používať a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.
- Pri dlhodobom skladovaní batériu pred uložením zariadenia úplne nabite. Nenechávajte zariadenie nepretržite pripojené k nabíjačke.
- Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu, vyliečenie ani prevenciu akejkoľvek choroby alebo zdravotného stavu.
- Ak počas používania zariadenia pocítite nepohodlie, bolesť, závraty alebo akúkoľvek nežiaducu reakciu, okamžite ho prestaňte používať a v prípade potreby sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.
- Hoci je zariadenie pri používaní podľa pokynov vo všeobecnosti bezpečné, môže zhoršiť niektoré už existujúce zranenia alebo zdravotné stavy. Zariadenie používajte podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.