

## EMS MASSEERIJA

### FOOTPAD



#### Tehnilised andmed:

Toote nimi	EMS jalamasseeriija
Pinge	Leelispatarei 1,5 V, 2x AAA
Režiimid	6 (A-F)
Sagedus	1-100 Hz
Väljund	8 mA
Suurus	32x29 cm
Kaal	57,4 g

#### Pakend sisaldab:

Main Device(FRONT)



Main Device(REAR)



Foot Mat



#### Including:

1\* Main Device  
1\* User Manual

1\* Foot Mat  
2\* AAA Batteries(Selection)

Põhiseade (ESIKÜLG)

Põhiseade (TAGAKÜLG)

Jalamatt
Komplekt sisaldab:
1* Põhiseade
1* Kasutusjuhend
1* Jalamatt
AAA patareid ei kuulu komplekti

Seade lülitub automaatselt välja pärast 12 minutit kasutamist.

Seade lülitub automaatselt välja, kui te ei aseta oma jalgu matile.

### **Hoiatused:**

Seda toodet ei tohi kunagi kasutada diagnoosimata valu leevendamiseks, tegemist ei ole meditsiinilise seadmega. Enne mis tahes valu ravimist pidage nõu oma arstiga.

Kasutage madalat intensiivsust ja lühemat kasutusaega, et vältida ülestimuleerimist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

See toode ei ole veekindel, ärge kastke seda vette ega laske sellel veega kokku puutuda.

Ärge kasutage tooteid, kui teil on jalgadel mõni tervislik probleem või kui teil on selles piirkonnas haavu.

Kasutage seda toodet ainult ettenähtud otstarbeks.

Kasutage ainult tootega kaasas olevaid tarvikuid.

Ärge kasutage seadet kõrge niiskusega kohtades, näiteks vannitoas.

Ärge laske seadmel kokku puutuda mis tahes tüüpi metallidega, näiteks ehetega.

Ärge kasutage seadet ühelgi teisel kehaosal või eriti kehaosadel, millel on tätoveering või plast- või metallist implantaat, sealhulgas ka näol, rinnal, selgrool ja õlgadel.

Ärge kasutage, kui olete rase, teil on südamehaigus, südamestimulaator või integreeritud defibrilaator, süvaveenitromboos või kõrge vererõhk.

## Kuidas kasutada:



Eemaldage patareikate põhiseadmelt
Paigaldage korrektset 2 AAA patareid
Kinnitage põhiseade jalamati külge
Pange oma jalad matile (peate olema paljajalu)
Vajutage nuppu "ON/INC", et seade sisse lülitada
Vajutage nuppu "Program", et valida programm
Vajutage nuppu "ON/INC" intensiivsuse suurendamiseks või nuppu "OFF/DEC" intensiivsuse vähendamiseks
Lõõgastu ja naudi

## Režiimid:



### Lamp for mode indication



ON: Toide sisse
OFF: Toide välja
INC: Suurenda
DEC: Vähenda
PROGRAM: Režiimi lüliti
Lambid režiimi näitamiseks
Punane
režiim

### Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteemi või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavatele EL direktiivide nõuetele.