

APARAT DE MASAJ EMS FOOTPAD



Caracteristici tehnice:

Nume produs	Aparat de masaj EMS pentru picioare
Tensiune	Baterie alcalină de 1,5 V, 2x AAA
Moduri	6 (A-F)
Frecvență	1-100 Hz
Ieșire	8 mA
Dimensiune	32 x 29 cm
Greutate	57,4 g

Pachetul conține:

Main Device(FRONT)



Main Device(REAR)



Foot Mat



Including:

1* Main Device
1* User Manual

1* Foot Mat
2* AAA Batteries(Selection)

Dispozitiv principal (FAȚĂ)

Dispozitiv principal (SPATE)

Covoraș pentru picioare
Incluse:
1 x Dispozitiv principal
1 x Manualul utilizatorului
1 x Covoraș pentru picioare
Bateriile AAA nu sunt incluse

Dispozitivul se oprește automat după 12 minute de utilizare.

Dispozitivul se oprește automat dacă nu vă puneți picioarele pe covoraș.

Avertismente:

Acest produs nu trebuie utilizat niciodată pentru a ameliora durerea nedagnosticată, acesta nu este un dispozitiv medical. Înainte de a trata orice afecțiune dureroasă, vă rugăm să vă consultați cu medicul dumneavoastră.

Folosiți o intensitate scăzută și o durată mai scurtă de utilizare pentru a evita supra-stimularea.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Acest produs nu este rezistent la apă, nu-l scufundați și nu-l puneți în contact cu apa.

Nu folosiți produsul dacă aveți orice afecțiune la picioare sau dacă aveți răni în această zonă.

Utilizați acest produs numai în scopul în care a fost conceput.

Utilizați numai accesoriile furnizate cu produsul.

Nu utilizați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi baia.

Nu lăsați aparatul să intre în contact cu orice tip de metal, cum ar fi bijuteriile.

Nu utilizați dispozitivul pe nicio altă parte a corpului, în special pe orice parte care are tatuaje sau implanturi din plastic sau metal, inclusiv pe față, piept, coloană vertebrală și umeri.

Nu utilizați dacă sunteți gravidă, dacă aveți boli de inimă, dacă aveți un stimulator cardiac sau un defibrilator integrat, tromboză profundă sau tensiune arterială ridicată.

Mod de utilizare:



Glisați capacul bateriei de pe dispozitivul principal
Instalați corect 2 baterii AAA
Atașați dispozitivul principal pe covorașul pentru picioare
Puneți-vă picioarele pe covoraș (trebuie să fiți desculți)
Apăsați butonul „ON/INC” pentru a porni dispozitivul
Apăsați butonul „Program” pentru a alege programul dorit
Apăsați butonul „ON/INC” pentru a crește intensitatea sau butonul „OFF/DEC” pentru a o reduce
Relaxați-vă și simțiți-vă bine

Moduri:



Lamp for mode indication



ON: Pornire
OFF: Oprire
INC: Creștere
DEC: Reducere
PROGRAM: Schimbarea modului
Indicatoare luminoase pentru mod
Roșu
mod

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.