


PRODUCT INTRODUCTION

Parts overview



1. Display screen
2. Machine casing
3. Switch / Mode button
4. Gear adjustment button
5. Scraping instrument board
6. Red light
7. USB charging port


OPERATION METHOD

Press and hold the switch/Mode button for 2 seconds to enter the power on state. The indicator board is on red Starting, temperature default 1, vibration default 0. Press the switch/mode key, select the function, temperature and vibration switch in turn, at the corresponding function position, the corresponding mode indicator will light up (temperature mode function indicator is red, vibration mode function indicator is blue), adjust the gear through the gear key, vibration 0-9, temperature gear 0-9. (1-3 is low grade, 4-6 is medium grade, 7-9 is high grade) Long press the gear key for 2 seconds to turn the red light off/on. Press and hold the switch/Mode button for 2 seconds to shut down. Low voltage warning: The display blinks for 5 times and shuts down automatically. Display 8 flickers when charging, while display 8 lights up when full. Automatic shutdown after 30 minutes of work.

Note: The product cannot be turned on when charging, and can only be turned on by unplugging the power supply. Warning: The appliance has a hot surface, and people who are not sensitive to heat must pay attention when using it,

PRODUCT USAGE DIAGRAM

In general, the order of use is head, neck, back (thoracic vertebrae, Lumbar vertebrae, sacra vertebrae), thoracic abdomen, upper limbs, lower limbs.



- A. Shoulder massage
- B. Back massage
- C. Elbow massage
- D. Abdominal massage
- E. Leg massage
- F. Head massage
- G. Facial massage

CONTRAINDICATION

1. Critical conditions, such as severe heart disease, kidney failure, cirrhosis of the liver, ascites, complete do not use for severe edema.
2. People with highly sensitive or severe skin allergies are prohibited from contact skin diseases.
3. Do not use this product where there are lumps, ulcerations, macules and unexplained masses on the body surface
4. People with bleeding tendencies, such as late diabetes, severe anemia, leukemia, a plastic anemia and thrombolytic are strictly prohibited.

5. Low blood pressure, low blood sugar, excessive weakness and nervous tension, especially fear of pain Do not use.
6. People who have been ill for a long time, are extremely weak, thin, and the skin has lost its elasticity are strictly prohibited
7. It is strictly prohibited to use the painful parts of acute sprains, wounds or fractures.
8. Over-thirst, over-hunger, over-drinking, drunkenness, over-fatigue, and over-staying up late are severe Do not use.
9. Do not use the lower abdomen during menstruation; Prohibited for pregnant women.
10. It is prohibited for patients with skin perception disorders or those who are not sensitive to heat.
11. This product should not be used by postoperative patients and those who have been fitted with a pacemaker.

PRODUCT PRECAUTIONS AND SAFETY

1. Pay attention to the stone needle temperature when using, choose your own appropriate temperature gear,The temperature acceptable to the skin shall prevail. Do not overheat to prevent burns.
2. When the smell remains after use with essential oil, wipe the product with a clean wet cloth to keep the product clean. Before giving it to others, 75% alcohol should be used for disinfection to avoid infection.
3. Do not move the instrument by holding the power cord.
4. This product can not fall from a high altitude, impact, should be handled gently, careful Fragile.
5. This machine is not waterproof, do not soak in water or water.
6. It is strictly prohibited to use chemical solvents to clean the body, power supply and key cover of the machine Board.

Note: This product cannot be used as a substitute for drugs or medical devices.

PRODUCT PARAMETERS

Product name: GUASHAGLOW

Product model: LSF-888

Rated input voltage: 5V

Rated input power: 5W

RECHARGEABLE BATTERY REMOVAL METHOD

- The battery must be removed from the appliance before it is discarded;
- The appliance must be powered off when the battery is removed;
- The battery should be disposed of safely.

1. The built-in rechargeable lithium battery of this product may pollute the environment When discarding this product, please do not take it with general life The garbage should be put together and the battery should be taken out.

2. Before decomposing the product and removing the lithium battery, be sure to turn off the power or power off.

3. Take out the steps of the lithium battery, pry open the front and back covers of the main body, so that the front and back covers are separated, cut the battery lead with scissors, and remove the battery.

4. The removed lithium batteries should be disposed of safely and put into the battery recycling center designated by the government, which is conducive to environmental protection.

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:




This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

NAVODILA ZA IZDELEK

Pregled delov



- 1.Zaslona zaslona
- 2.Ohišje stroja
- 3.Stikalo / gumb za način delovanja
- 4.Gumb za nastavitev prestav
- 5.Plošča za strgalni instrument
- 6.Rdeča lučka
- 7.Priključek USB za polnjenje


NAČIN DELOVANJA

Pritisnite in 2 sekundi držite gumb za preklap/režim, da preidete v stanje vklopa. Na indikatorski ploščici se prižge rdeča luč Začetek, privzeta temperatura 1, privzeta vibracija 0. Pritisnite tipko stikala/način, izberite funkcijo, stikalo za temperaturo in vibracije po vrsti, na ustreznem položaju funkcije se prižge ustrezen indikator načina (indikator funkcije načina temperature je rdeč, indikator funkcije načina vibracij je moder), nastavite prestavo s tipko prestav, vibracije 0-9, temperatura prestava 0-9. (1-3 je nizka stopnja, 4-6 je srednja stopnja, 7-9 je visoka stopnja) Za izklop/vklop rdeče luči dolgo pritiskajte tipko prestav za 2 sekundi. Za izklop pritisnite in za 2 sekundi pridržite stikalo/gumb za način delovanja. Opozorilo o nizki napetosti: Prikazovalnik petkrat utripa in se samodejno izklopi. Prikazovalnik 8 utripa med polnjenjem, medtem ko se pri polni bateriji prižge. Samodejni izklop po 30 minutah delovanja.

Opomba: Izdelka ni mogoče vklopiti med polnjenjem in ga je mogoče vklopiti le tako, da odklopite napajalnik. Opozorilo: Naprava ima vročo površino, zato morajo biti ljudje, ki niso občutljivi na vročino, pri uporabi pazljivi,

DIAGRAM UPORABE IZDELKA

Na splošno je vrstni red uporabe naslednji: glava, vrat, hrbet (prsna vretenca, ledvena vretenca, križna vretenca), prsni del trebuha, zgornje okončine, spodnje okončine.



- A. Masaža ramen
- B. Masaža hrbta
- C. Masaža komolcev
- D. Masaža trebuha
- E. Masaža nog
- F. Masaža glave
- G. Masaža obraza

KONTRAINDIKACIJE

1. Kritična stanja, kot so hude bolezni srca, odpoved ledvic, ciroza jeter, ascites, popolni ne uporabljajte pri hudih edemih.
2. Ljudem z zelo občutljivo ali hudo alergijo na kožo je prepovedan stik s kožnimi boleznimi.
3. Izdelka ne uporabljajte, če so na površini telesa grudice, razjede, makule in nepojasnjene mase.
4. Ljudem s težnjami po krvavitvah, kot so pozna sladkorna bolezen, huda anemija, levkemija, a plastična anemija in trombolizacija, je uporaba strogo prepovedana.
5. Nizek krvni tlak, nizek krvni sladkor, pretirana šibkost in živčna napetost, zlasti strah pred bolečino Ne uporabljajte.
6. Ljudje, ki so že dolgo bolni, so izredno šibki, tanki in koža je izgubila elastičnost, so strogo prepovedani.
7. Strogo je prepovedana uporaba bolečih delov pri akutnih zvinih, ranah ali zlomih.

8. Prevelika žeja, prevelika lakota, prekomerno pitje, pijanost, prevelika utrujenost in prekomerno zdrževanje v poznih urah so strogo Prepovedana uporaba.
9. Med menstruacijo ne uporabljajte v spodnjem delu trebuha; prepovedano za nosečnice.
10. Prepovedano za bolnike z motnjami zaznavanja kože ali tiste, ki niso občutljivi na toploto.
11. Tega izdelka ne smejo uporabljati kooperativni bolniki in tisti, ki imajo vstavljen srčni spodbujevalnik.

PREVIDNOSTNI UKREPI IN VARNOST IZDELKA

1. Pri uporabi bodite pozorni na temperaturo kamnite igle, sami izberite ustrezno temperaturno opremo, prevladuje temperatura, ki je sprejemljiva za kožo. Ne pregrevajte se, da preprečite opekline.
 2. Kadar po uporabi z eteričnim oljem ostane vonj, izdelek obrišite s čisto mokro krpo, da ga ohranite čistega. Preden ga daste drugim, je treba za razkuževanje uporabiti 75-odstotni alkohol, da se izognete okužbi.
 3. Ne premikajte instrumenta tako, da ga držite za napajalni kabel.
 4. Ta izdelek ne more padati z velike višine, udarca, z njim je treba ravnati nežno, previdno Krhko.
 5. Ta naprava ni vodotesna, ne namakajte je v vodi ali vodi.
 6. Strogo je prepovedano uporabljati kemična topila za čiščenje ohišja, napajalnika in pokrova tipk plošče naprave.
- Opomba: Tega izdelka ni mogoče uporabljati kot nadomestek za zdravila ali medicinske pripomočke.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: GUASHAGLOW
Model izdelka: LSF-888
Nazivna vhodna napetost: 5V
Nazivna vhodna moč: 5 W

NAČIN ODSTRANJEVANJA AKUMULATORSKE BATERIJE

- Preden baterijo zavržete, jo je treba odstraniti iz naprave;
- Ko baterijo odstranite, mora biti aparat izklopljen;
- Baterijo je treba varno odstraniti.

1. Vgrajena litijeva baterija za ponovno polnjenje tega izdelka lahko onesnažuje okolje. Ko zavržete ta izdelek, ga ne jemljite s splošnim življenjem. Odpadke je treba zložiti skupaj, baterijo pa izvleči.
2. Pred razgradnjo izdelka in odstranitvijo litijeve baterije se prepričajte, da ste izklopili napajanje ali izklopili električno napajanje.
3. Izvlecite stopnice litijeve baterije, odtrgajte sprednji in zadnji pokrov glavnega telesa, tako da se sprednji in zadnji pokrov ločita, s škarjami prerežite vodnik baterije in odstranite baterijo.
4. Odstranjene litijeve baterije je treba varno odstraniti in jih oddati v center za recikliranje baterij, ki ga določi vlada, kar prispeva k varovanju okolja.


NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.



Pregled dijelova


1. Ekran
2. Kućište uređaja
3. Prekidač / Tipka za način rada
4. Tipka za podešavanje brzine
5. Ploča za instrumente za grebanje
6. Crvena svjetlost
7. USB priključak za punjenje

METODA RADA

Pritisnite i držite prekidač/Tipku za način rada 2 sekunde kako biste ušli u stanje uključivanja. Indikatorska ploča je na crveno, početna temperatura 1, pretpostavljena vibracija 0. Pritisnite prekidač/tipku za način rada, odaberite funkciju, temperaturu i vibraciju redom, na odgovarajućem položaju funkcije, odgovarajući indikator načina će se upaliti (indikator funkcije temperature je crven, indikator funkcije vibracije je plav), podesite brzinu pomoću tipke za brzinu, vibracija 0-9, temperatura 0-9. (1-3 je niska razina, 4-6 je srednja razina, 7-9 je visoka razina) Dugi pritisak tipke za brzinu 2 sekunde isključuje/upali crvenu svjetlost. Pritisnite i držite prekidač/Tipku za način rada 2 sekunde kako biste isključili uređaj. Upozorenje o niskom naponu: Ekran treperi 5 puta i automatski se isključuje. Ekran 8 treperi prilikom punjenja, dok se ekran 8 pali kada je pun. Automatsko gašenje nakon 30 minuta rada. Napomena: Proizvod se ne može uključiti tijekom punjenja i može se uključiti isključivanjem napajanja. Upozorenje: Aparat ima vruću površinu, a osobe koje nisu osjetljive na toplinu moraju paziti prilikom korištenja.

DIJAGRAM KORIŠTENJA PROIZVODA

Općenito, redoslijed upotrebe je glava, vrat, leđa (prsna kralježnica, lumbalna kralježnica, sakralna kralježnica), prsni abdomen, gornji udovi, donji udovi.



- A. Masaža ramena
- B. Masaža leđa
- C. Masaža lakta
- D. Masaža trbuha
- E. Masaža nogu
- F. Masaža glave
- G. Masaža lica

KONTRAINDIKACIJE

1. Kritična stanja poput teške bolesti srca, zatajenja bubrega, ciroze jetre, ascitesa, potpuno se ne koriste kod teškog oticanja.
2. Osobe s visoko osjetljivom ili teškom alergijom kože zabranjene su za kontakte s kožnim bolestima.
3. Ne koristite ovaj proizvod na mjestima gdje postoje kvržice, ulkus, mrlje i nerazjašnjeni izbočine na površini tijela.
4. Osobe s tendencijom krvarenja, poput dijabetesa u kasnom stadiju, teške anemije, leukemije, aplastične anemije i trombolize, strogo su zabranjene.
5. Niski tlak, niska razina šećera u krvi, prekomjerna slabost i napetost živaca, posebno strah od boli, ne koristiti.
6. Osobe koje su dugo bolesne, izuzetno slabe, mršave i koža im je izgubila elastičnost strogo su zabranjene.
7. Strogo je zabranjeno koristiti na bolnim dijelovima akutnih istegnuća, rana ili prijeloma.
8. Pretjerana žeđ, prejedanje, prekomjerno pijenje, pijanstvo, prekomjerni umor i noćno bdjenje su strogo zabranjeni.
9. Ne koristiti na donjem dijelu trbuha tijekom menstruacije; Zabranjeno za trudnice.
10. Zabranjeno je za pacijente s poremećajem osjeta kože ili onima koji nisu osjetljivi na toplinu.

11. Ovaj proizvod ne bi trebali koristiti pacijenti nakon operacije i oni koji su ugrađeni pejsmejker.

MJERE OPREZA I SIGURNOST PROIZVODA

1. Obratite pažnju na temperaturu kamenčića kada koristite, odaberite svoj odgovarajući stupanj temperature, pri čemu će prevladavati temperatura prihvatljiva koži. Ne pregrijavajte kako biste spriječili opekline.
2. Ako miris ostane nakon upotrebe s eteričnim uljem, obrišite proizvod čistom mokrom krpom kako biste ga očuvali čistim. Prije davanja drugima, koristite 75% alkohola za dezinfekciju kako biste izbjegli infekciju.
3. Ne pomičite instrument držeći napajanje.
4. Ovaj proizvod ne smije pasti s visine, udariti, treba ga rukovati nježno, oprezno i pažljivo.
5. Ovaj uređaj nije vodootporan, ne smije se uranjati u vodu ili vodu.
6. Strogo je zabranjeno koristiti kemijska otapala za čišćenje tijela, napajanja i poklopca tipki ploče uređaja. Napomena: Ovaj proizvod ne može se koristiti kao zamjena za lijekove ili medicinske uređaje.

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: GUASHAGLOW

Model proizvoda: LSF-888

Nazivni napon ulaza: 5V

Nazivna snaga ulaza: 5W

METODA UKLANJANJA PUNJIVE BATERIJE

- Bateriju treba ukloniti iz uređaja prije odlaganja;
 - Uređaj mora biti isključen prilikom uklanjanja baterije;
 - Bateriju treba sigurno zbrinuti.
1. Ugrađena punjiva litijeva baterija ovog proizvoda može zagađivati okoliš. Prilikom odlaganja ovog proizvoda, nemojte ga stavljati zajedno s općim kućnim smećem, već izvadite bateriju.
 2. Prije rastavljanja proizvoda i uklanjanja litij baterije, obavezno isključite napajanje ili isključite uređaj.
 3. Koraci izvlačenja litij baterije uključuju odvajanje prednje i stražnje poklopce glavnog tijela, tako da se prednji i stražnji poklopci odvoje, izrezivanje vodiča baterije škarama i uklanjanje baterije.
 4. Izvađene litij baterije treba sigurno zbrinuti i staviti u centar za recikliranje baterija koji je određen od strane vlade, što pridonosi zaštiti okoliša.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:




Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

INTODUZIONE DEL PRODOTTO

Panoramica dei componenti



- 1.Schermo del display
- 2.Involucro della macchina
- 3.Pulsante interruttore/modalità
- 4.Pulsante di regolazione dell'ingranaggio
- 5.Scheda strumento di raschiamento
- 6.Luce rossa
- 7.Porta di ricarica USB


METODO DI FUNZIONAMENTO

Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per 2 secondi per passare allo stato di accensione. La spia è accesa in rosso Avvio, temperatura predefinita 1, vibrazione predefinita 0. Premere il tasto interruttore/modalità, selezionare la funzione, la temperatura e la vibrazione a turno, nella posizione della funzione corrispondente, l'indicatore della modalità corrispondente si accende (l'indicatore della funzione della modalità temperatura è rosso, l'indicatore della funzione della modalità vibrazione è blu), regolare l'ingranaggio tramite il tasto ingranaggi, la vibrazione 0-9, l'ingranaggio della temperatura 0-9. (1-3 è di grado basso, 4-6 è di grado medio, 7-9 è di grado alto) Premere a lungo il tasto ingranaggi per 2 secondi per spegnere/accendere la luce rossa. Tenere premuto il tasto interruttore/modalità per 2 secondi per spegnere il dispositivo. Avviso di bassa tensione: Il display lampeggia per 5 volte e si spegne automaticamente. Il display 8 lampeggia quando è in carica, mentre si accende quando è pieno. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di lavoro.

Nota: il prodotto non può essere acceso durante la carica e può essere acceso solo scollegando l'alimentazione. Attenzione: L'apparecchio ha una superficie calda e le persone non sensibili al calore devono prestare attenzione quando lo utilizzano,

SCHEMA DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

In generale, l'ordine di utilizzo è: testa, collo, schiena (vertebre toraciche, vertebre lombari, vertebre sacre), addome toracico, arti superiori, arti inferiori.



- A. Massaggio delle spalle
- B. Massaggio della schiena
- C. Massaggio del gomito
- D. Massaggio dell'addome
- E. Massaggio delle gambe
- F. Massaggio della testa
- G. Massaggio del viso

CONTROINDICAZIONI

1. Condizioni critiche, come gravi malattie cardiache, insufficienza renale, cirrosi epatica, ascite, non utilizzare per gravi edemi.
2. È vietato l'uso a persone altamente sensibili o con gravi allergie cutanee.
3. Non utilizzare il prodotto in presenza di noduli, ulcerazioni, macule e masse inspiegabili sulla superficie corporea.
4. È severamente vietato l'uso del prodotto a persone con tendenza al sanguinamento, come diabete tardivo, anemia grave, leucemia, anemia plastica e trombolitica.
5. Pressione sanguigna bassa, glicemia bassa, eccessiva debolezza e tensione nervosa, soprattutto paura del dolore Non usare.
6. È severamente vietato alle persone malate da molto tempo, estremamente deboli, magre e con la pelle che ha perso la sua elasticità.
7. È severamente vietato utilizzare le parti doloranti di distorsioni, ferite o fratture acute.

8. Sono severamente vietati la sete, la fame, il bere eccessivo, l'ubriachezza, l'affaticamento e il fare le ore piccole.
9. Non utilizzare il basso ventre durante le mestruazioni; vietato alle donne in gravidanza.
10. È vietato ai pazienti con disturbi della percezione cutanea o che non sono sensibili al calore.
11. Questo prodotto non deve essere utilizzato da pazienti in fase post-operatoria e da coloro ai quali è stato applicato un pacemaker.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEL PRODOTTO

1. Prestare attenzione alla temperatura dell'ago di pietra durante l'uso, scegliere il proprio dispositivo di temperatura appropriato, la temperatura accettabile per la pelle deve prevalere. Non surriscaldare per evitare ustioni.
2. Quando l'odore rimane dopo l'uso dell'olio essenziale, pulire il prodotto con un panno pulito e umido per mantenerlo pulito. Prima di darlo ad altri, si deve usare l'alcol al 75% per la disinfezione, per evitare infezioni.
3. Non spostare lo strumento tenendo il cavo di alimentazione.
4. Questo prodotto non può cadere da un'altitudine elevata, non può subire impatti, deve essere maneggiato con delicatezza e attenzione.
5. Questo apparecchio non è impermeabile, non immergerlo in acqua o acqua.
6. È severamente vietato l'uso di solventi chimici per pulire il corpo, l'alimentazione e il coperchio della macchina.

Nota: questo prodotto non può essere utilizzato come sostituto di farmaci o dispositivi medici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: GUASHAGLOW

Modello del prodotto: LSF-888

Tensione nominale di ingresso: 5V

Potenza nominale in ingresso: 5W

METODO DI RIMOZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere gettata;
- L'apparecchio deve essere spento quando la batteria viene rimossa;
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

1. La batteria al litio ricaricabile incorporata in questo prodotto può inquinare l'ambiente. Quando si getta questo prodotto, si prega di non portarlo con la vita di tutti i giorni. I rifiuti devono essere messi insieme e la batteria deve essere tolta.
2. Prima di smontare il prodotto e rimuovere la batteria al litio, assicurarsi di spegnere il prodotto o di spegnerlo.
3. Estrarre i gradini della batteria al litio, fare leva sui coperchi anteriore e posteriore del corpo principale, in modo da separare i coperchi anteriore e posteriore, tagliare il cavo della batteria con le forbici e rimuovere la batteria.
4. Le batterie al litio rimosse devono essere smaltite in modo sicuro e conferite al centro di riciclaggio delle batterie designato dal governo, che favorisce la tutela dell'ambiente.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:




Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Teileübersicht



1. Bildschirm
2. Maschinengehäuse
3. Schalter/Modus-Taste
4. Taste für die Gangeinstellung
5. Schabeinstrumententafel
6. Rotes Licht
7. USB-Ladeanschluss


BEDIENUNGSMETHODE

Halten Sie den Schalter/Modusknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigetafel leuchtet rot. Start, Temperatur Standard 1, Vibration Standard 0. Drücken Sie die Schalter/Modus-Taste, wählen Sie die Funktion, Temperatur und Vibration Schalter wiederum, an der entsprechenden Funktion Position, die entsprechende Modus-Anzeige leuchtet auf (Temperatur-Modus Funktionsanzeige ist rot, Vibrations-Modus Funktionsanzeige ist blau), stellen Sie den Gang durch die Getriebe-Taste, Vibration 0-9, Temperatur Gang 0-9. (1-3 ist niedriger Grad, 4-6 ist mittlerer Grad, 7-9 ist hoher Grad) Langes Drücken der Getriebe-Taste für 2 Sekunden, um das rote Licht aus / ein. Halten Sie den Schalter/Modusknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Warnung bei Unterspannung: Die Anzeige blinkt 5 Mal und schaltet sich automatisch ab. Die Anzeige 8 flackert beim Aufladen, während die Anzeige 8 aufleuchtet, wenn sie voll ist. Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Betrieb.

Hinweis: Das Gerät lässt sich während des Ladevorgangs nicht einschalten und kann nur durch Ziehen des Netzsteckers eingeschaltet werden. Warnung: Das Gerät hat eine heiße Oberfläche, und Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein,

DIAGRAMM ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS

Im Allgemeinen ist die Reihenfolge der Anwendung Kopf, Nacken, Rücken (Brustwirbel, Lendenwirbel, Kreuzbeinwirbel), Brust-Bauch, obere Gliedmaßen, untere Gliedmaßen.



- A.Schultermassage
- B.Rückenmassage
- C.Ellenbogenmassage
- D.Unterleibsmassage
- E.Beinmassage
- F.Kopfmassage
- G.Gesichtsmassage

KONTRAINDIKATION

- 1.Kritische Zustände, wie z.B. schwere Herzerkrankungen, Nierenversagen, Leberzirrhose, Aszites, komplett nicht bei schweren Ödemen anwenden.
- 2.Menschen mit hochsensiblen oder schweren Hautallergien ist der Kontakt mit Hautkrankheiten untersagt.
- 3.Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es Klumpen, Geschwüre, Makel und unerklärliche Massen auf der Körperoberfläche gibt
- 4.Menschen mit Blutungsneigung, wie z.B. Spätdiabetes, schwere Anämie, Leukämie, plastische Anämie und Thrombolytika sind strengstens verboten.
- 5.Niedriger Blutdruck, niedriger Blutzucker, übermäßige Schwäche und nervöse Anspannung, insbesondere Angst vor Schmerzen dürfen nicht angewendet werden.
- 6.Streng verboten sind Personen, die lange Zeit krank waren, extrem schwach und dünn sind und deren Haut ihre Elastizität verloren hat.

7. Es ist strengstens verboten, die schmerzhaften Teile von akuten Verstauchungen, Wunden oder Frakturen zu verwenden.
8. Überdurst, Überhunger, Übertrinken, Trunkenheit, Übermüdung und übermäßiges Aufbleiben sind strengstens untersagt.
9. Während der Menstruation nicht am Unterleib anwenden; für Schwangere verboten.
10. Es ist verboten für Patienten mit Hautwahrnehmungsstörungen oder solche, die nicht hitzeempfindlich sind.
11. Dieses Produkt sollte nicht von postoperativen Patienten und Patienten mit Herzschrittmachern verwendet werden.

PRODUKTVORKEHRUNGEN UND SICHERHEIT

1. Achten Sie bei der Anwendung auf die Temperatur der Steinnadel, wählen Sie Ihre eigene geeignete Temperaturlösung, die für die Haut akzeptable Temperatur muss vorherrschen. Überhitzen Sie nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
 2. Wenn der Geruch nach der Verwendung mit ätherischem Öl bleibt, wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, um das Produkt sauber zu halten. Bevor Sie es an andere weitergeben, sollten Sie es mit 75%igem Alkohol desinfizieren, um eine Infektion zu vermeiden.
 3. Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie das Netzkabel festhalten.
 4. Dieses Produkt kann nicht aus einer großen Höhe fallen, Auswirkungen, sollte sanft behandelt werden, vorsichtig Fragile.
 5. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, nicht in Wasser oder Wasser eintauchen.
 6. Es ist strengstens verboten, chemische Lösungsmittel zu verwenden, um das Gehäuse, die Stromversorgung und die Tastenabdeckung des Geräts zu reinigen.
- Hinweis: Dieses Produkt kann nicht als Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte verwendet werden.

PRODUKTPARAMETER

Produktname: GUASHAGLOW
Produktmodell: LSF-888
Nenneingangsspannung: 5V
Nenneingangsleistung: 5W

ENTNAHME DER WIEDERAUFLADBAREN BATTERIE

- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie entsorgt wird;
 - Das Gerät muss ausgeschaltet werden, wenn der Akku entfernt wird;
 - Die Batterie sollte sicher entsorgt werden.
1. Die eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie dieses Produkts kann die Umwelt verschmutzen. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, nehmen Sie es bitte nicht in den Hausmüll, sondern nehmen Sie die Batterie heraus.
 2. Bevor Sie das Produkt zerlegen und die Lithiumbatterie herausnehmen, schalten Sie unbedingt den Strom ab oder schalten Sie das Gerät aus.
 3. Nehmen Sie die Stufen der Lithium-Batterie heraus, hebeln Sie die vordere und hintere Abdeckung des Hauptgehäuses auf, so dass die vordere und hintere Abdeckung getrennt sind, schneiden Sie das Batteriekabel mit einer Schere ab und entfernen Sie die Batterie.

4. Die herausgenommenen Lithiumbatterien sollten sicher entsorgt und in das von der Regierung benannte Batterie-Recyclingzentrum gebracht werden, was dem Umweltschutz dient.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:




Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

INSTRUKCE K VÝROBKU

Přehled dílů



- 1.Obrazovka displeje
- 2.Kryt stroje
- 3.Přepínač / tlačítko režimu
- 4.Tlačítko pro nastavení převodu
- 5.Deska škrabacího přístroje
- 6.Červené světlo
- 7.USB port pro nabíjení

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ


Stisknutím a podržením tlačítka přepínače/režimu po dobu 2 sekund přejděte do stavu zapnutí. Indikační deska svítí červeně Začínáme, výchozí teplota 1, výchozí vibrace 0. Stiskněte tlačítko přepínače/režimu, zvolte postupně funkci, přepínač teploty a vibrací, v příslušné poloze funkce se rozsvítí příslušný indikátor režimu (indikátor funkce režimu teploty je červený, indikátor funkce režimu vibrací je modrý), nastavte převodový stupeň pomocí tlačítka převodovky, vibrace 0-9, teplota převodový stupeň 0-9. (1-3 je nízký stupeň, 4-6 je střední stupeň, 7-9 je vysoký stupeň) Dlouhým stisknutím tlačítka převodovky na 2 sekundy vypnete/zapnete červené světlo. Stisknutím a podržením tlačítka spínače/režimu na 2 sekundy se vypne. Výstraha nízkého napětí: Displej 5krát blikne a automaticky se vypne. Displej 8 bliká při nabíjení, zatímco displej 8 se rozsvítí, když je plný. Automatické vypnutí po 30 minutách práce.

Poznámka: Výrobek nelze zapnout při nabíjení a lze jej zapnout pouze odpojením napájení.

Upozornění: Při nabíjení je nutné používat pouze nabíječku: Přístroj má horký povrch a osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí při jeho používání dávat pozor,

SCHÉMA POUŽITÍ VÝROBKU

Obecně platí, že pořadí použití je hlava, krk, záda (hrudní obratle, bederní obratle, křížové obratle), hrudní břícho, horní končetiny, dolní končetiny.



- A. Masáž ramen
- B. Masáž zad
- C. Masáž loktů
- D. Masáž břicha
- E. Masáž nohou
- F. Masáž hlavy
- G. Masáž obličeje

KONTRAINDIKACE

1. Kritické stavy, jako je těžké srdeční onemocnění, selhání ledvin, cirhóza jater, ascites, kompletní nepoužívejte při těžkých otocích.
2. Lidem s vysoce citlivou nebo těžkou kožní alergií je zakázán kontakt s kožními chorobami.
3. Nepoužívejte tento přípravek tam, kde se na povrchu těla vyskytují boule, ulcerace, makuly a nevysvětlitelné útvary.
4. Lidem se sklonem ke krvácení, jako je pozdní cukrovka, těžká anémie, leukémie, a plastická anémie a trombolytika je přísně zakázáno.
5. Nízký krevní tlak, nízká hladina cukru v krvi, nadměrná slabost a nervové napětí, zejména strach z bolesti Nepoužívejte.
6. Lidé, kteří jsou dlouhodobě nemocní, jsou extrémně slabí, hubení a kůže ztratila pružnost, jsou přísně zakázáni.

7. Je přísně zakázáno používat bolestivé části při akutních výronech, zraněních nebo zlomeninách.
8. Přísně se nepoužívají přílišná žízeň, přílišný hlad, nadměrné pití, opilost, přílišná únava a přílišné ponocování.
9. Nepoužívejte v podbřišku během menstruace; Zakázáno pro těhotné ženy.
10. Zakázáno pacientům s poruchami vnímání kůže nebo těm, kteří nejsou citliví na teplo.
11. Tento výrobek by neměli používat pacienti po operaci a ti, kteří mají voperovaný kardiostimulátor.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A BEZPEČNOST VÝROBKU

1. Při používání věnujte pozornost teplotě kamenné jehly, zvolte si vlastní vhodné teplotní zařízení, převažuje teplota přijatelná pro pokožku. Nepřehřívejte se, abyste předešli popáleninám.
 2. Když po použití s esenciálním olejem zůstane zápach, otřete výrobek čistým vlhkým hadříkem, abyste jej udrželi v čistotě. Před podáním ostatním by měl být k dezinfekci použit 75% alkohol, aby se zabránilo infekci.
 3. Nepohybuje přístrojem tak, že budete držet napájecí kabel.
 4. Tento výrobek nemůže spadnout z velké výšky, nárazu, mělo by se s ním zacházet jemně, opatrně Křehký.
 5. Tento přístroj není vodotěsný, nenamáčejte jej do vody ani do vody.
 6. Je přísně zakázáno používat chemická rozpouštědla k čištění těla, napájecího zdroje a krytu klávesnice přístroje Deska.
- Poznámka: Tento výrobek nelze používat jako náhradu léků nebo zdravotnických prostředků.

PARAMETRY VÝROBKU

Název výrobku: GUASHAGLOW

Model výrobku: GAGASHULGASH, který je určen k použití v domácnosti: LSF-888

Jmenovité vstupní napětí: 5V

Jmenovitý příkon: 5W

ZPŮSOB VYJMUTÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Před vyřazením baterie je nutné ji ze spotřebiče vyjmout;
- Po vyjmutí baterie musí být spotřebič vypnutý;
- Baterie by měla být bezpečně zlikvidována.

1. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie tohoto výrobku může znečišťovat životní prostředí Při vyřazování tohoto výrobku jej neberte s sebou do běžného života Odpadky by se měly dát dohromady a baterie by se měla vyjmout.
2. Před rozložením výrobku a vyjmutím lithiové baterie nezapomeňte vypnout napájení nebo vypnout zdroj.
3. Vyjměte kroky lithiové baterie, vypáče přední a zadní kryt hlavního těla tak, aby byly přední a zadní kryty odděleny, nůžkami přestříhnete přívodní kabel baterie a baterii vyjměte.
4. Vyjmuté lithiové baterie by měly být bezpečně zlikvidovány a odevzdány do recyklačního střediska baterií určeného vládou, což přispívá k ochraně životního prostředí.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:




Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

INSTRUKCJA PRODUKTU

Przegląd części



1. Ekran wyświetlacza
2. Obudowa urządzenia
3. Przełącznik / przycisk trybu
4. Przycisk regulacji przekładni
5. Płytkę przyrządu do skrobania
6. Czerwone światło
7. Port ładowania USB


METODA OBSŁUGI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika/trybu przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Płytkę wskaźnika zaświeci się na czerwono Uruchomienie, domyślna temperatura 1, domyślne wibracje 0. Naciśnij przycisk przełącznika/trybu, wybierz kolejno funkcję, temperaturę i przełącznik wibracji, w odpowiedniej pozycji funkcji zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu (wskaźnik funkcji trybu temperatury jest czerwony, wskaźnik funkcji trybu wibracji jest niebieski), wyreguluj bieg za pomocą przycisku zmiany biegów, wibracje 0-9, bieg temperatury 0-9. (1-3 to niski stopień, 4-6 to średni stopień, 7-9 to wysoki stopień) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany biegów przez 2 sekundy, aby wyłączyć/włączyć czerwone światło. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik/przycisk trybu przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Ostrzeżenie o niskim napięciu: Wyświetlacz zamiga 5 razy i wyłączy się automatycznie. Wyświetlacz 8 migocze podczas ładowania, podczas gdy wyświetlacz 8 świeci się po naładowaniu. Automatyczne wyłączenie po 30 minutach pracy.

Uwaga: Produkt nie może być włączony podczas ładowania i może być włączony tylko po odłączeniu zasilania. Ostrzeżenie: Urządzenie ma gorącą powierzchnię i osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z niego,

SCHEMAT UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Ogólnie rzecz biorąc, kolejność użycia to głowa, szyja, plecy (kręgi piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe), klatka piersiowa, brzuch, kończyny górne, kończyny dolne.



- A. Masaż ramion
- B. Masaż pleców
- C. Masaż łokci
- D. Masaż brzucha
- E. Masaż nóg
- F. Masaż głowy
- G. Masaż twarzy

PRZECIWWSKAZANIA

1. Stany krytyczne, takie jak ciężka choroba serca, niewydolność nerek, marskość wątroby, wodobrzusze, nie stosować w przypadku ciężkiego obrzęku.
2. Osoby z bardzo wrażliwą lub ciężką alergią skórną nie mogą kontaktować się z chorobami skóry.
3. Nie należy stosować tego produktu w przypadku grudek, owrzodzeń, plam i niewyjaśnionych mas na powierzchni ciała.
4. Osoby z tendencją do krwawień, takie jak późna cukrzyca, ciężka niedokrwistość, białaczka, niedokrwistość plastyczna i trombolityczna są surowo zabronione.

5. Niskie ciśnienie krwi, niski poziom cukru we krwi, nadmierne osłabienie i napięcie nerwowe, zwłaszcza strach przed bólem.
6. Osoby, które chorowały przez długi czas, są wyjątkowo słabe, cienkie, a skóra straciła elastyczność, są surowo zabronione.
7. Surowo zabrania się używania bolesnych części ostrych zwichnięć, ran lub złamań.
8. Nadmierne pragnienie, nadmierny głód, nadmierne picie, pijaństwo, nadmierne zmęczenie i nadmierne spanie do późna są surowo zabronione.
9. Nie używać w dolnej części brzucha podczas menstruacji; zabronione dla kobiet w ciąży.
10. Zabrania się stosowania u pacjentów z zaburzeniami percepcji skóry lub niewrażliwych na ciepło.
11. Ten produkt nie powinien być używany przez pacjentów pooperacyjnych i tych, którym wszczepiono rozrusznik serca.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

1. Podczas korzystania z urządzenia należy zwracać uwagę na temperaturę igły, wybierając odpowiedni sprzęt do pomiaru temperatury. Nie przegrzewać, aby uniknąć oparzeń.
 2. Jeśli po użyciu z olejkiem eterycznym pozostanie zapach, wytrzyj produkt czystą wilgotną szmatką, aby utrzymać produkt w czystości. Przed przekazaniem produktu innym osobom należy użyć 75% alkoholu do dezynfekcji, aby uniknąć infekcji.
 3. Nie przesuwaj urządzenia trzymając za przewód zasilający.
 4. Ten produkt nie może spaść z dużej wysokości, uderzenie, należy obchodzić się z nim delikatnie, ostrożnie Kruche.
 5. Urządzenie nie jest wodoodporne, nie moczyc w wodzie.
 6. Surowo zabrania się używania rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia obudowy, zasilacza i pokrywy przycisków urządzenia.
- Uwaga: Ten produkt nie może być używany jako substytut leków lub urządzeń medycznych.

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: GUASHAGLOW

Model produktu: LSF-888

Znamionowe napięcie wejściowe: 5V

Znamionowa moc wejściowa: 5W

METODA WYJMOWANIA AKUMULATORA

- Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego wyrzuceniem;
- Po wyjęciu akumulatora urządzenie musi być wyłączone;
- Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.

1. Wbudowana w ten produkt bateria litowa wielokrotnego ładowania może zanieczyszczać środowisko. Podczas utylizacji tego produktu nie należy wyrzucać go razem z innymi odpadami.
2. Przed rozłożeniem produktu i wyjęciem baterii litowej należy wyłączyć zasilanie.
3. Wyjmij baterię litową, podważ przednią i tylną pokrywę głównego korpusu, tak aby przednia i tylna pokrywa były oddzielone, odetnij przewód baterii nożyczkami i wyjmij baterię.
4. Wyjęte baterie litowe należy bezpiecznie zutylizować i umieścić w wyznaczonym przez rząd centrum recyklingu baterii, co sprzyja ochronie środowiska.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:




Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

TERMÉKBEMUTATÓ

Alkatrészek áttekintése



1. Képernyő
2. Gépház
3. Kapcsoló / üzemmód gomb
4. Fogaskerék-beállító gomb
5. Kaparó műszerfal
6. Vörös fény
7. USB töltőcsatlakozó


MŰKÖDÉSI MÓD

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló/Mode gombot 2 másodpercig a bekapcsolt állapotba lépéshez. A kijelzőtábla pirosan indul, hőmérséklet alapértelmezett 1, rezgés alapértelmezett 0. Nyomja meg a kapcsoló/mód gombot, válassza ki a funkciót, a hőmérséklet és a rezgés kapcsolót felváltva, a megfelelő funkció pozícióban a megfelelő üzemmódjelző világít (a hőmérséklet üzemmód funkciójelző piros, a rezgés üzemmód funkciójelző kék), állítsa be a fokozatot a sebességváltó gombon keresztül, rezgés 0-9, hőmérséklet fokozat 0-9. (1-3 az alacsony fokozat, 4-6 a közepes fokozat, 7-9 a magas fokozat) Nyomja meg hosszan a sebességváltó gombot 2 másodpercig a piros fény ki/be kapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló/Mode gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Alacsony feszültségre figyelmeztetés: A kijelző 5 alkalommal villog és automatikusan kikapcsol. A 8-as kijelző villog töltéskor, míg a 8-as kijelző világít, ha tele van. Automatikus kikapcsolás 30 perc munka után.

Megjegyzés: A termék töltés közben nem kapcsolható be, és csak a tápegység kihúzásával kapcsolható be. Figyelmeztetés: A készülék forró felülettel rendelkezik, ezért a hőre nem érzékeny embereknek a használat során figyelniük kell,

A TERMÉK HASZNÁLATI DIAGRAMJA

Általában a használat sorrendje: fej, nyak, hát (mellkasi csigolyák, ágyéki csigolyák, keresztcsigolyák), mellkasi has, felső végtagok, alsó végtagok.



- A.Vállmasszázs
- B.Hátmasszázs
- C.Könyökmasszázs
- D.Hasi masszáz
- E.Lábmasszázs
- F.Fejmasszázs
- G.Arcmasszázs

ELLENJAVALLAT

- 1.Kritikus állapotok, mint például súlyos szívbetegség, veseelégtelenség, májzsugor, ascitisz, teljes ne használja súlyos ödéma esetén.
- 2.Nagyon érzékeny vagy súlyos bőrrallergiában szenvedő személyeknek tilos a bőrbetegségekkel való érintkezés.
- 3.Ne használja ezt a terméket, ha a testfelületen csomók, fekélyek, makulák és megmagyarázhatatlan csomók vannak.

- 4.Vérzésre hajlamos személyek, mint például késői cukorbetegség, súlyos vérszegénység, leukémia, a plasztikus vérszegénység és trombolízis szigorúan tilos.
- 5.Alacsony vérnyomás, alacsony vércukorszint, túlzott gyengeség és idegfeszültség, különösen a fájdalomtól való félelem Ne használja.
- 6.Hosszú ideje beteg, rendkívül gyenge, sovány, a bőr elvesztette rugalmasságát szigorúan tilos.
- 7.Szigorúan tilos használni az akut rándulások, sebek vagy törések fájdalmas részein.
- 8.A túl szomjas, túl éhes, túl sokat ivó, részeg, túl fáradt és túl sokáig fennmaradó ember súlyos Ne használja.
- 9.Menstruáció alatt ne használja az alhasra; Terhes nőknek tilos.
- 10.Tilos a bőrérzékelési zavarokkal küzdő vagy a hőre nem érzékeny betegek számára.
- 11.Ezt a terméket nem használhatják műtét utáni betegek és pacemakerrel ellátott betegek.

A TERMÉKRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁG

- 1.Használat során ügyeljen a kő tú hőmérsékletére, válassza ki a saját megfelelő hőmérsékletű felszerelését, a bőr számára elfogadható hőmérsékletnek kell érvényesülnie. Ne melegítse túl az égési sérülések elkerülése érdekében.
 - 2.Ha az illóolajjal történő használat után szag marad, törölje le a terméket tiszta nedves ruhával, hogy a terméket tisztán tartsa. Mielőtt másoknak adná, 75%-os alkoholt kell használni a fertőtlenítéshez a fertőzés elkerülése érdekében.
 - 3.Ne mozgassa a készüléket a tápkábelt fogva.
 - 4.Ez a termék nem eshet le nagy magasságból, ütközés, óvatosan kell kezelni, óvatos Törékeny.
 - 5.Ez a készülék nem vízálló, ne áztassa vízbe vagy vízbe.
 - 6.Szigorúan tilos kémiai oldószereket használni a gép testének, tápegységének és a billentyűzetfedélnek a tisztításához Board.
- Megjegyzés: Ez a termék nem használható gyógyszerek vagy orvosi eszközök helyettesítésére.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Termék neve: GUASHAGLOW
Termékmodell: LSF-888
Névleges bemeneti feszültség: 5V
Névleges bemeneti teljesítmény: 5W

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA

- Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt kidobja;
 - Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni;
 - Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.
1. A termék beépített újratölthető lítium akkumulátora szennyezheti a környezetet A termék kidobásakor ne vigye az általános életbe A szemetet össze kell rakni és az akkumulátort ki kell venni.
 2. A termék lebontása és a lítium akkumulátor eltávolítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket vagy kapcsolja ki.
 3. Vegye ki a lítium akkumulátor lépcsőit, feszítse fel a főtest elülső és hátsó fedelét, hogy az elülső és hátsó fedelek elváljanak, vágja le az akkumulátor vezetékét ollóval, és vegye ki az akkumulátort.
 4. Az eltávolított lítium akkumulátorokat biztonságosan kell ártalmatlanítani, és a kormány által kijelölt, a környezetvédelmet elősegítő akkumulátor-újrahasznosító központba kell helyezni.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:




Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

ИНТРОДУКЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Преглед на частите



- 1.Екран на дисплея
- 2.Корпус на машината
- 3.Превключвател / бутон за режим
- 4.Бутон за регулиране на предавката
- 5.Платка на инструмента за остъргване
- 6.Червена светлина
- 7.USB порт за зареждане


МЕТОД НА РАБОТА

Натиснете и задръжте бутона за превключване/режим за 2 секунди, за да влезете в състояние на включване. Индикаторното табло е в червено Започваме, температура по подразбиране 1, вибрации по подразбиране 0. Натиснете бутона за превключване/режим, изберете последователно функцията, превключвателя за температурата и вибрацията, при съответната позиция на функцията ще светне съответният индикатор за режима (индикаторът за функцията на режима на температурата е червен, индикаторът за функцията на режима на вибрацията е син), регулирайте предавката чрез ключа за предавките, вибрация 0-9, предавка за температурата 0-9. (1-3 е ниска степен, 4-6 е средна степен, 7-9 е висока степен) Дълго натиснете ключа за предавките за 2 секунди, за да изключите/включите червената светлина. Натиснете и задръжте бутона за превключване/режим за 2 секунди, за да се изключите. Предупреждение за ниско напрежение: Дисплеят мига в продължение на 5 пъти и се изключва автоматично. Дисплеят 8 мига, когато се зарежда, а когато е пълен, дисплеят 8 светва. Автоматично изключване след 30 минути работа.

Забележка: Продуктът не може да се включи, когато се зарежда, и може да се включи само като се извади захранването от контакта. Предупреждение: Уредът има гореща повърхност и хората, които не са чувствителни към топлина, трябва да внимават, когато го използват,

СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

По принцип редът на използване е глава, шия, гръб (гръдни прешлени, лумбални прешлени, кръстни прешлени), гръден кош, корем, горни крайници, долни крайници.



- A. Масаж на раменете
- Б. Масаж на гърба
- В. Масаж на лактите
- Г. Масаж на корема
- Д. Масаж на краката
- Ф. Масаж на главата
- Г. Масаж на лицето

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Критични състояния, като тежки сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност, цирроза на черния дроб, асцит, пълен не използвайте при тежки отоци.
2. На хора с висока чувствителност или тежки кожни алергии се забранява контакт с кожни заболявания.
3. Не използвайте този продукт при наличие на бучки, язви, макули и необясними образувания по повърхността на тялото

4. Хора със склонност към кървене, като късен диабет, тежка анемия, левкемия, апластична анемия и тромболитици са строго забранени.
5. Ниско кръвно налягане, ниска кръвна захар, прекомерна слабост и нервно напрежение, особено страх от болка. Не използвайте.
6. Хора, които са боледували дълго време, са изключително слаби, тънки и кожата е загубила еластичността си, са строго забранени.
7. Строго забранено е използването на болезнените части при остри навяхвания, рани или счупвания.
8. Прекалената жажда, прегладняването, прекаленото пиене, пианството, прекалената умора и прекаленото застояване до късно са строго забранени. Не използвайте.
9. Не използвайте долната част на корема по време на менструация; Забранено за бременни жени.
10. Забранено е за пациенти с нарушения във възприемането на кожата или такива, които не са чувствителни към топлина.
11. Този продукт не трябва да се използва от следоперативни пациенти и такива, на които е поставен пейсмейкър.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

1. Обърнете внимание на температурата на каменната игла, когато я използвате, изберете си подходяща температурна екипировка, Преобладава приемливата за кожата температура. Не прегрявайте, за да предотвратите изгаряния.
 2. Когато след употреба с етерично масло остане миризмата, избършете продукта с чиста мокра кърпа, за да запазите продукта чист. Преди да го дадете на други хора, трябва да се използва 75% алкохол за дезинфекция, за да се избегне инфекция.
 3. Не премествайте инструмента, като държите захранващия кабел.
 4. Този продукт не може да падне от голяма височина, да се удари, трябва да се борави с него внимателно, да се внимава Крехък.
 5. Този апарат не е водоустойчив, не го потапяйте във вода или вода.
 6. Строго забранено е използването на химически разтворители за почистване на корпуса, захранването и капака на ключа на машината Борд.
- Забележка: Този продукт не може да се използва като заместител на лекарства или медицински изделия.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Наименование на продукта: GUASHAGLOW

Модел на продукта: LSF-888

Номинално входно напрежение: 5V

Номинална входна мощност: 5W

МЕТОД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

- Батерията трябва да се извади от уреда, преди да се изхвърли;
- Уредът трябва да бъде изключен, когато батерията е извадена;
- Батерията трябва да бъде изхвърлена безопасно.

1. Вградената акумулаторна литиева батерия на този продукт може да замърси околната среда. Когато изхвърляте този продукт, моля, не го изнасяйте с общия живот. Сметта трябва да се събере и батерията да се извади.
2. Преди да разглобите продукта и да извадите литиевата батерия, задължително изключете захранването или изключете захранването.
3. Извадете стъпките на литиевата батерия, разчупете предния и задния капак на основното тяло, така че предният и задният капак да се отделят, отрежете кабела на батерията с ножица и извадете батерията.
4. Извадените литиеви батерии трябва да се изхвърлят безопасно и да се поставят в център за рециклиране на батерии, определен от правителството, което благоприятства опазването на околната среда.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.




Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: GUASHAGLOW - IZMANTOŠANAS ROKASGRĀMATAS

PRODUKTA INTODUKCIJA

Detāļu pārskats



1. Displeja ekrāns
2. Mašīnas korpuss
3. Slēdža/režīma poga
4. Pārnesumu regulēšanas poga
5. Skrāpēšanas instrumentu plate
6. Sarkanā gaismā
7. USB uzlādes ports


DARBĪBAS METODE

Nospiediet slēdža/režīma pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes, lai pārietu ieslēgtā režīmā. Indikatoru panelis ir ieslēgts sarkanā krāsā Sākot, temperatūra pēc noklusējuma 1, vibrācija pēc noklusējuma 0. Nospiediet slēdža/režīma taustiņu, pēc kārtas izvēlieties funkciju, temperatūras un vibrācijas slēdzi, attiecīgās funkcijas pozīcijā iedegsies attiecīgā režīma indikators (temperatūras režīma funkcijas indikators ir sarkans, vibrācijas režīma funkcijas indikators ir zils), ar pārnesumu taustiņu regulējiet pārnesumu, vibrācijas 0-9, temperatūras pārnesums 0-9. (1-3 ir zema pakāpe, 4-6 ir vidēja pakāpe, 7-9 ir augsta pakāpe) Uz 2 sekundēm ilgi nospiediet pārnesumu taustiņu, lai izslēgtu/ieslēgtu sarkano gaismu. Nospiediet un turiet slēdža/režīma pogu 2 sekundes, lai izslēgtos. Brīdinājums par zemu spriegumu: Displejs mirgo 5 reizes un automātiski izslēdzas. Displejs 8 mirgo, kad notiek uzlāde, bet displejs 8 iedegas, kad uzlāde ir pilna. Automātiska izslēgšanās pēc 30 darba minūtēm.

Piezīme: ražojumu nevar ieslēgt uzlādes laikā, un to var ieslēgt, tikai atvienojot barošanas avotu.
Brīdinājums: Ierīcei ir karsta virsma, un cilvēkiem, kas nav jutīgi pret karstumu, tās lietošanas laikā jāpievērš uzmanība,

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS SHĒMA

Kopumā lietošanas secība ir galva, kakls, mugura (krūšu skriemeļi, jostas skriemeļi, krustu skriemeļi), krūšu vēders, augšējās ekstremitātes, apakšējās ekstremitātes.



- A. Plecu masāža
- B. Muguras masāža
- C. Elkoņu masāža
- D. Vēdera masāža
- E. Kāju masāža
- F. Galvas masāža
- G. Sejas masāža

KONTRINDIKĀCIJAS

1. Kritiski stāvokļi, piemēram, smagas sirds slimības, nieru mazspēja, aknu ciroze, ascīts, pilnīgi nelietot smagu tūsku gadījumā.
2. Cilvēkiem ar ļoti jutīgu vai smagu ādas alerģiju aizliegts kontakts ar ādas slimībām.
3. Nelietot šo līdzekli, ja uz ķermeņa virsmas ir veidojušies mezgliņi, čūlas, makulas un neizskaidrojami veidojumi.
4. Cilvēkiem ar noslieci uz asiņošanu, piemēram, vēlu diabētu, smagu anēmiju, leukēmiju, a plastisku anēmiju un trombolītisku anēmiju ir stingri aizliegts lietot.

5. Zems asinsspiediens, zems cukura līmenis asinīs, pārmērīgs vājums un nervu spriedze, īpaši bailes no sāpēm Nelietot.
6. Cilvēkiem, kuri ilgstoši slimo, ir ļoti vāji, tievi un āda ir zaudējusi elastību, ir stingri aizliegts.
7. Stingri aizliegts lietot akūtu sastiepumu, brūču vai lūzumu sāpīgās daļas.
8. Pārmērīgas slāpes, pārmērīgs izsalkums, pārmērīga dzeršana, iereibums, pārmērīgs nogurums un pārmērīga kavēšanās ir stingri Aizliegts lietot.
9. Nelietot vēdera lejasdaļā menstruāciju laikā; Aizliegts grūtniecēm.
10. Aizliegts lietot pacientiem ar ādas uztveres traucējumiem vai pacientiem, kuri nav jutīgi pret karstumu.
11. Šo izstrādājumu nedrīkst lietot pacienti pēc operācijām un pacienti, kuriem ir uzstādīts elektrokardiostimulators.

PRODUKTA PIESARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Lietojot pievērsiet uzmanību akmens adatas temperatūrai, izvēlieties sev piemērotu temperatūras rīku, noteicošā ir ādai pieņemama temperatūra. Nepārkarsējiet, lai novērstu apdegumus.
 2. Ja pēc lietošanas ar ēterisko eļļu paliek smaka, noslaukiet izstrādājumu ar tīru mitru drānu, lai saglabātu tīrību. Pirms došanas citiem dezinfekcijai jāizmanto 75% spirts, lai izvairītos no infekcijas.
 3. Nepārvietojiet instrumentu, turot rokās strāvas vadu.
 4. Šis izstrādājums nevar krist no liela augstuma, trieciena, ar to jārīkojas uzmanīgi, uzmanīgi Trausls.
 5. Šis aparāts nav ūdensizturīgs, nemērciet ūdenī vai ūdenī.
 6. Mašīnas korpusa, barošanas avota un taustiņu vāka tīrīšanai ir stingri aizliegts izmantot ķīmiskos šķīdinātājus.
- Piezīme: šo izstrādājumu nevar izmantot kā zāļu vai medicīnisko ierīču aizstājēju.

IZSTRĀDĀJUMA PARAMETRI

Izstrādājuma nosaukums: GUASHAGLOW
Produkta modelis: LSF-888: MODELIS: LSF-888
Nominālais ieejas spriegums: 5V
Nominālā ieejas jauda: 5W

UZLĀDĒJAMĀS BATERIJAS IZŅEMŠANAS METODE

- Pirms akumulatora izņemšanas tas ir jāizņem no ierīces;
 - Izņemot akumulatoru, ierīcei jābūt izslēgtai;
 - Akumulators jāiznīcina drošā veidā.
1. Šajā izstrādājumā iebūvētais uzlādējamais litija akumulators var piesārņot vidi Izmetot šo izstrādājumu, lūdzu, nenovietojiet to kopā ar vispārējo dzīvi Atkritumi jāsavāc kopā un akumulators jāizņem.
 2. Pirms izstrādājuma sadalīšanas un litija akumulatora izņemšanas noteikti izslēdziet strāvas padevi vai izslēdziet strāvas padevi.
 3. Izņemiet litija akumulatora pakāpienus, atplēsiet galvenā korpusa priekšējo un aizmugurējo vāciņu, lai priekšējais un aizmugurējais vāciņš tiktu atdalīti, ar šķērēm nogrieziet akumulatora vadu un izņemiet akumulatoru.
 4. Izņemtās litija baterijas ir droši jāiznīcina un jānodod valdības noteiktajā bateriju pārstrādes centrā, kas veicina vides aizsardzību.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:




Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

PRODUKTO INTODUKCIJA

Detalių apžvalga



1. Ekranas
2. Mašinos korpusas
3. Jungiklis / režimo mygtukas
4. Pavaros reguliavimo mygtukas
5. Skrebinimo prietaisų plokštė
6. Raudona lemputė
7. USB įkrovimo prievadas


VEIKIMO BŪDAS

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite jungiklio / režimo mygtuką, kad pereitumėte į įjungimo būseną. Indikacinė plokštė šviečia raudonai Pradėti, temperatūra pagal nutylėjimą 1, vibracija pagal nutylėjimą 0. Paspauskite jungiklio / režimo mygtuką, paeiliui pasirinkite funkciją, temperatūros ir vibracijos jungiklį, esant atitinkamai funkcijos padėčiai, užsidegs atitinkamo režimo indikatorius (temperatūros režimo funkcijos indikatorius raudonas, vibracijos režimo funkcijos indikatorius mėlynas), reguliuokite pavarą per pavarų perjungimo mygtuką, vibracijos pavara 0-9, temperatūros pavara 0-9. (1-3 - žema pavara, 4-6 - vidutinė pavara, 7-9 - aukšta pavara) Ilgai paspauskite pavarų perjungimo mygtuką 2 sekundes, kad raudona lemputė išsijungtų / įsijungtų. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite jungiklį / režimo mygtuką, kad išjungtumėte. Įspėjimas apie žemą įtampą: Ekranas mirksi 5 kartus ir automatiškai išsijungia. Įkrovimo metu ekranas 8 mirksi, o kai įkraunama, ekranas 8 užsidega. Automatinis išsijungimas po 30 darbo minučių.

Pastaba: Įkrovimo metu gaminio įjungti negalima, jį galima įjungti tik atjungus maitinimo šaltinį.
Įspėjimas: Prietaisas turi karštą paviršių, todėl žmonės, kurie nėra jautrūs karščiui, turi būti atidūs jį naudodami,

GAMINIO NAUDOJIMO SCHEMA

Apskritai naudojimo tvarka yra tokia: galva, kaklas, nugara (krūtinės slanksteliai, juosmens slanksteliai, kryžmens slanksteliai), krūtinės ląsta, pilvas, viršutinės galūnės, apatinės galūnės.



- A. Pečių masažas
- B. Nugaros masažas
- C. Alkūnių masažas
- D. Pilvo masažas
- E. Kojų masažas
- F. Galvos masažas
- G. Veido masažas

KONTRAINDIKACIJOS

1. Kritinės būklės, pavyzdžiui, sunkios širdies ligos, inkstų nepakankamumas, kepenų cirozė, ascitas, visiškai nenaudoti esant didelėms edemoms.
2. Žmonėms, turintiems labai jautrią ar sunkią odos alergiją, draudžiama liesti su odos ligomis.
3. Nenaudokite šio produkto, kai kūno paviršiuje yra gumbų, išopėjimų, makulų ir nepaaiškinamų masių.
4. Žmonėms, turintiems polinkį į kraujavimą, pavyzdžiui, sergantiems vėlyvuju diabetu, sunkia anemija, leukemija, aplastine anemija ir trombolize, griežtai draudžiama naudoti šį produktą.

5. Žemas kraujospūdis, mažas cukraus kiekis kraujyje, pernelyg didelis silpnumas ir nervinė įtampa, ypač skausmo baimė Negalima vartoti.
6. Žmonėms, kurie ilgai sirgo, yra labai silpni, ploni, o oda praradusi elastingumą, griežtai draudžiama
7. Griežtai draudžiama naudoti skausmingas ūmių patempimų, žaizdų ar lūžių vietas.
8. Per didelis troškulys, per didelis alkis, per didelis girtumas, girtuoklystė, per didelis nuovargis ir per ilgas užsibuvimas yra griežtai Draudžiama naudoti.
9. Nenaudoti ant apatinės pilvo dalies menstruacijų metu; Draudžiama nėščioms moterims.
10. Draudžiama pacientams, turintiems odos suvokimo sutrikimų arba nejautriems šilumai.
11. Šio gaminio negalima naudoti pooperaciniams pacientams ir tiems, kuriems buvo įdėtas širdies stimulatorius.

GAMINIO ATSARGUMO PRIEMONĖS IR SAUGA

1. Naudodami atkreipkite dėmesį į akmens adatos temperatūrą, pasirinkite sau tinkamą temperatūros įrangą, vyrauja odai priimtina temperatūra. Neperkaitinkite, kad išvengtumėte nudegimų.
 2. Kai po naudojimo su eteriniu aliejumi lieka kvapas, nuvalykite gaminį švriu drėgnu skudurėliu, kad gaminys būtų švarus. Prieš duodant kitiems, dezinfekcijai reikia naudoti 75 % alkoholį, kad būtų išvengta infekcijos.
 3. Nejudinkite prietaiso laikydami už maitinimo laido.
 4. Šis gaminys negali nukristi iš didelio aukščio, smūgio, su juo reikia elgtis atsargiai, atsargiai Trapus.
 5. Šis prietaisas nėra atsparus vandeniui, nemerkite jo į vandenį ar vandenį.
 6. Griežtai draudžiama cheminiais tirpikliais valyti aparato korpusą, maitinimo šaltinį ir klavišų dangtelį Plokštė.
- Pastaba: Šis gaminys negali būti naudojamas kaip vaistų ar medicinos prietaisų pakaitalas.

GAMINIO PARAMETRAI

Gaminio pavadinimas: GUASHAGLOW
Produkto modelis: "GASHAGULASH" (angl: MODELIS: LSF-888
Nominali įėjimo įtampa: 5V
Vardinė įėjimo galia: 5W

ĮKRAUNAMOS BATERIJOS IŠĖMIMO BŪDAS

- Prieš išmetant akumuliatorių, jį reikia išimti iš prietaiso;
- Išėmus akumuliatorių, prietaisas turi būti išjungtas;
- Akumuliatorių reikia saugiai išmesti.

1. Šiame gaminyje įmontuotas įkraunamas ličio akumuliatorius gali užteršti aplinką išmesdami šį gaminį, neimkite jo kartu su bendruoju gyvenimu Šiukšles reikia sudėti ir išimti akumuliatorių.
2. Prieš išardydami gaminį ir išimdami ličio bateriją, būtinai išjunkite maitinimą arba išjunkite maitinimo šaltinį.
3. Išimkite ličio akumuliatoriaus žingsnius, atplėškite pagrindinio korpuso priekinį ir galinį dangtelius, kad priekinis ir galinis dangteliai atsiskirtų, žirkklėmis nukirpkite akumuliatoriaus laidą ir išimkite akumuliatorių.
4. Išimtas ličio baterijas reikia saugiai išmesti ir atiduoti į Vyriausybės paskirtą baterijų perdirbimo centrą, kuris yra palankus aplinkos apsaugai.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:




Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επισκόπηση εξαρτημάτων



- 1.Οθόνη οθόνης
- 2.Περίβλημα μηχανήματος
- 3.Διακόπτης / κουμπί λειτουργίας
- 4.Κουμπί ρύθμισης εργαλείων
- 5.Πίνακας οργάνων απόξεσης
- 6.Κόκκινη λυχνία
- 7.Θύρα φόρτισης USB


ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη/λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην κατάσταση ενεργοποίησης. Ο πίνακας ενδείξεων είναι σε κόκκινο χρώμα Ξεκινώντας, θερμοκρασία προεπιλογή 1, δόνηση προεπιλογή 0. Πιέστε το πλήκτρο διακόπτη/λειτουργίας, επιλέξτε τη λειτουργία, το διακόπτη θερμοκρασίας και δόνησης με τη σειρά, στην αντίστοιχη θέση λειτουργίας, η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει (η ένδειξη λειτουργίας θερμοκρασίας είναι κόκκινη, η ένδειξη λειτουργίας δόνησης είναι μπλε), ρυθμίστε την ταχύτητα μέσω του πλήκτρου ταχυτήτων, δόνηση 0-9, ταχύτητα θερμοκρασίας 0-9. (1-3 είναι χαμηλή βαθμίδα, 4-6 είναι μεσαία βαθμίδα, 7-9 είναι υψηλή βαθμίδα) Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ταχυτήτων για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε/ανοίξετε την κόκκινη λυχνία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διακόπτη/λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσετε. Προειδοποίηση χαμηλής τάσης: Η οθόνη αναβοσβήνει για 5 φορές και απενεργοποιείται αυτόματα. Η οθόνη 8 τρεμοπαίζει κατά τη φόρτιση, ενώ η οθόνη 8 ανάβει όταν είναι γεμάτη. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά εργασίας.

Σημείωση: Το προϊόν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος. Προειδοποίηση: Η συσκευή έχει καυτή επιφάνεια και τα άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να προσέχουν όταν τη χρησιμοποιούν,

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε γενικές γραμμές, η σειρά χρήσης είναι: κεφάλι, λαιμός, πλάτη (θωρακικοί σπόνδυλοι, οσφυϊκοί σπόνδυλοι, ιεροί σπόνδυλοι), θωρακική κοιλιά, άνω άκρα, κάτω άκρα.



- A.Μασάζ ώμων
- B.Μασάζ στην πλάτη
- Γ.Μασάζ αγκώνα
- Δ.Κοιλιακό μασάζ
- E.Μασάζ ποδιών
- ΣΤ.Μασάζ κεφαλής
- Z.Μασάζ προσώπου

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

- 1.Κρίσιμες καταστάσεις, όπως σοβαρές καρδιακές παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια, κίρρωση του ήπατος, ασκίτης, πλήρης μην χρησιμοποιείτε για σοβαρό οίδημα.
- 2.Απαγορεύεται σε άτομα με ιδιαίτερα ευαίσθητες ή σοβαρές δερματικές αλλεργίες να έρχονται σε επαφή με δερματικές παθήσεις.
- 3.Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν υπάρχουν εξογκώματα, έλκη, κηλίδες και ανεξήγητες μάζες στην επιφάνεια του σώματος

- 4.Απαγορεύεται αυστηρά σε άτομα με αιμορραγικές τάσεις, όπως ο καθυστερημένος διαβήτης, η σοβαρή αναιμία, η λευχαιμία, η πλαστική αναιμία και η θρομβολυτική.
- 5.Χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλό σάκχαρο στο αίμα, υπερβολική αδυναμία και νευρική ένταση, ιδίως φόβος του πόνου Μην χρησιμοποιείτε.
- 6.Άτομα που είναι άρρωστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι εξαιρετικά αδύναμα, αδύνατα και το δέρμα έχει χάσει την ελαστικότητά του απαγορεύεται αυστηρά
- 7.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των επώδυνων τμημάτων από οξέα διαστρέμματα, πληγές ή κατάγματα.
- 8.Η υπερβολική δίψα, η υπερβολική πείνα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η μέθη, η υπερβολική κόπωση και η υπερβολική παραμονή μέχρι αργά το βράδυ είναι σοβαρές Μην χρησιμοποιείτε.
- 9.Μην χρησιμοποιείτε το κάτω μέρος της κοιλιάς κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως-Απαγορεύεται για τις έγκυες γυναίκες.
- 10.Απαγορεύεται σε ασθενείς με διαταραχές της αντίληψης του δέρματος ή σε όσους δεν είναι ευαίσθητοι στη θερμότητα.
- 11.Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μετεγχειρητικούς ασθενείς και από όσους έχουν τοποθετήσει βηματοδότη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.Δώστε προσοχή στη θερμοκρασία της πέτρινης βελόνας κατά τη χρήση, επιλέξτε το δικό σας κατάλληλο εργαλείο θερμοκρασίας, η θερμοκρασία που είναι αποδεκτή από το δέρμα πρέπει να υπερσχύει. Μην υπερθερμαίνετε για την αποφυγή εγκαυμάτων.
 - 2.Όταν η μυρωδιά παραμένει μετά τη χρήση με αιθέριο έλαιο, σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό υγρό πανί για να διατηρήσετε το προϊόν καθαρό. Πριν το δώσετε σε άλλους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αλκοόλη 75% για απολύμανση για την αποφυγή μόλυνσης.
 - 3.Μην μετακινείτε το όργανο κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - 4.Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να πέσει από μεγάλο υψόμετρο, πρόσκρουση, θα πρέπει να το χειρίζεστε απαλά, προσεκτικά Εύθραστο.
 - 5.Αυτό το μηχάνημα δεν είναι αδιάβροχο, μην το μουλιάζετε σε νερό ή νερό.
 - 6.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χημικών διαλυτών για τον καθαρισμό του σώματος, του τροφοδοτικού και του καλύμματος πλήκτρων του πίνακα του μηχανήματος.
- Σημείωση: Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο φαρμάκων ή ιατρικών συσκευών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομασία προϊόντος: GUASHAGLOW
Μοντέλο προϊόντος: LSF-888
Όνομαστική τάση εισόδου: 5V
Όνομαστική ισχύς εισόδου: 5W

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΦΑΪΡΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή προτού απορριφθεί,
- Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν αφαιρείται η μπαταρία,
- Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.

1. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου αυτού του προϊόντος μπορεί να μολύνει το περιβάλλον. Όταν απορρίπτετε αυτό το προϊόν, μην το παίρνετε μαζί με τη γενική ζωή. Τα σκουπίδια πρέπει να συγκεντρώνονται και η μπαταρία πρέπει να βγαίνει.
2. Πριν από την αποσύνθεση του προϊόντος και την αφαίρεση της μπαταρίας λιθίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία ή την απενεργοποίηση.
3. Βγάλτε τα σκαλοπάτια της μπαταρίας λιθίου, ανοίξτε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα του κύριου σώματος, ώστε να διαχωριστούν το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα, κόψτε το καλώδιο της μπαταρίας με ψαλίδι και αφαιρέστε την μπαταρία.
4. Οι αφαιρούμενες μπαταρίες λιθίου θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια και να τοποθετούνται στο κέντρο ανακύκλωσης μπαταριών που έχει οριστεί από την κυβέρνηση, το οποίο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.