

DE: GUGUPURE – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTPARAMETER

- Produktname: GUGUPURE
 - Produkttyp: Ultraschall-Schönheitspaddel
 - Modell: C-1
 - Nennspannung: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Ausgangsspannung: 5V/500mA
 - Ladeverfahren: Wiederaufladbar (Lithiumbatterie)
 - Nettogewicht: Ca. 99g
 - Leistung: 2W
 - Abmessungen: 55 x 165 x 15,5 mm
-

PRODUKTMERKMALE

1. Reinigt tief und entfernt abgestorbene Hautzellen.
 2. Zersetzt Pigmente, verblasst Flecken.
 3. Reduziert Falten und verbessert die Hautelastizität.
 4. Fördert die Blutzirkulation und den Lymphstoffwechsel.
 5. Steigert die Zellregeneration und Durchlässigkeit der Haut.
 6. Massiert die Haut, liefert Nährstoffe und entfernt Unreinheiten.
 7. Keine Hautschäden oder Nebenwirkungen.
 8. Ansprechendes Design, einfach zu bedienen, einfache Handhabung und tragbar.
-

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultraschallwellen sind hochfrequente mechanische Vibrationen, die häufig in medizinischen und kosmetischen Behandlungen eingesetzt werden. Diese mechanischen Wellen erzeugen eine Kombination aus mechanischen Aktionen, thermischen Effekten und Katalyse. Mit niedriger Energie und hochfrequenten Vibrationen erzeugen die Ultraschallwellen einen sanften Resonanzeffekt auf der Haut, der die Zellvitalität steigert und die Durchlässigkeit verbessert. Dies hilft, die Schweißdrüsen zu öffnen, die Poren zu straffen und das allgemeine Hautbild zu verbessern.

Ultraschall-Reinigungsgeräte und Schönheitsgeräte verwenden Ultraschall- und Nanotechnologie zur Verbesserung des Hautbildes. Mit 24.000 Vibrationen pro Sekunde verursachen diese Vibrationen einen intensiven Reibungseffekt zwischen den Molekülen, der die Temperatur in den tieferen Hautschichten erhöht. Dies steigert den Zellstoffwechsel, beschleunigt die Mikrozirkulation und fördert die Ausscheidung von Stoffwechselabfällen.

Durch die Umwandlung des Ionenflusses wird die Durchlässigkeit der Zellmembran erhöht, was die intrazellulären Mikrozirkulationen fördert, die Fettsäuren in CO₂ und H₂O umwandeln. Dieser Prozess hilft, das Fettvolumen zu reduzieren und führt zu einem strafferen Aussehen. Bei Verwendung mit gezielten Schönheitsprodukten sind die Ergebnisse noch deutlicher.

Die hochfrequente Vibration ermöglicht eine tiefe Massage und fördert die Verbrennung von Fettzellen. Dies verbessert die Mikrozirkulation, baut Fettzellen ab und erleichtert die Entfernung von Abfallprodukten aus dem Körper. Die spezielle, schaufelförmige Sonde dringt 4-7 cm unter die Haut, wo sie akustische Wellen verwendet, um Schönheitslotionen zu vernebeln, Schmutz, überschüssigen


Talg und Kosmetikreste zu entfernen. Dies hilft, die Poren zu befreien und Schweiß und Hautschuppen zu emulgieren, was eine schnellere und effektivere Reinigung ermöglicht. Ultraschall funktioniert ähnlich wie eine Präzisions-Waschmaschine, die die Haut reinigt, abgestorbene Hautzellen, Talg und andere Verunreinigungen entfernt und die Nährstoffaufnahme optimiert.

PRODUKTVORSCHAU



1. Hautaufhellungskopf
 2. Statusanzeige-Bereich
 3. Ein-/Aus-Schalter / Modus-Auswahl-Taste
-

ANWENDUNGSHINWEISE



Reinigungsmodus

1. Drücken und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie den Reinigungsmodus. Es wird empfohlen, zuerst einen Gesichtereiniger zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nach der Gesichtereinigung.
3. Tragen Sie das Produkt auf Ihr Gesicht auf.
4. Verwenden Sie den Hautaufhellungskopf zur Reinigung, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Feuchtigkeitsmodus

1. Drücken und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie zweimal auf die Feuchtigkeitsmodus-Taste. Es wird empfohlen, zuvor eine Gesichtsmaske zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nach der Aufnahme der Nährstoffe.
3. Tragen Sie Lotion auf Ihr Gesicht auf.
4. Verwenden Sie den Hautaufhellungskopf, um die Lotion aufzutragen, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Lifting- und Straffungsmodus


1. Drücken und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie dreimal auf die Taste, um den Lifting- und Straffungsmodus auszuwählen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein Serum.
3. Tragen Sie das Serum auf Ihr Gesicht auf.
4. Verwenden Sie den Hautaufhellungskopf, um das Serum einzumassieren, wie in Abbildung 2 gezeigt.

WARTUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder Alkohol, um Flecken von Kopf und Körper zu entfernen. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln, Verdünnungsmitteln oder anderen korrosiven Chemikalien zur Reinigung.
3. Bewahren Sie das Gerät nach der Reinigung an einem trockenen Ort auf. Bewahren Sie es nicht im Badezimmer oder in feuchten Bereichen auf. Halten Sie es von Kindern fern.

LADEN DES GERÄTS

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an die USB-Schnittstelle an. Das Gerät wird mit einer vollständig geladenen Batterie geliefert, aber es wird empfohlen, es vor der ersten Verwendung aufzuladen.
2. Sie können das Gerät laden, indem Sie das USB-Kabel an einen Computer, Adapter (separat erhältlich) oder ein Telefonladegerät anschließen. Die LED-Leuchte blinkt während des Ladevorgangs und bleibt eingeschaltet, wenn der Akku vollständig geladen ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.
3. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts die Schutzfolie vom Hautaufhellungskopf.



LADEN – VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn das Gerät beim Drücken der Einschalttaste nicht startet, laden Sie es bitte auf.

- Wenn der Akku des Geräts fast leer ist, ertönt ein „Piep-Piep“-Ton und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Laden Sie das Gerät sofort auf.
- Das Gerät wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus und schaltet sich nach 1 Minute ohne Nutzung aus.
- Es dauert ca. 150 Minuten, um das Gerät vollständig aufzuladen (mehr als 5 Stunden beim ersten Laden). Nach dem vollständigen Laden kann das Gerät ca. 80 Minuten ununterbrochen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.