

NL: GUGUPURE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTPARAMETERS

- Productnaam: GUGUPURE
 - Producttype: Ultrageluid Schoonheidslepel
 - Model: C-1
 - Nominale spanning: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Uitgangsspanning: 5V/500mA
 - Oplaadmodus: Oplaadbaar (Lithiumbatterij)
 - Netto gewicht: Ongeveer 99g
 - Vermogen: 2W
 - Afmetingen: 55 x 165 x 15,5 mm
-

PRODUCTKENMERKEN

1. Reinigt grondig en verwijdert dode huidcellen.
 2. Decomposeert pigmenten, vervaagt vlekken.
 3. Vermindert rimpels en verbetert de elasticiteit van de huid.
 4. Bevordert de bloedcirculatie en het lymfestelsel.
 5. Verhoogt de regeneratie en doorlaatbaarheid van huidcellen.
 6. Masseert de huid, levert voedingsstoffen en verwijdert onzuiverheden.
 7. Geen huidbeschadiging of bijwerkingen.
 8. Aantrekkelijk ontwerp, eenvoudig te gebruiken, eenvoudige bediening en draagbaar.
-

PRODUCTBESCHRIJVING

Ultrageluidsgolven zijn hoogfrequente mechanische trillingsgolven die veel gebruikt worden in medische en schoonheidsbehandelingen. Deze mechanische golven produceren een combinatie van mechanische acties, thermische effecten en katalyse. Dankzij lage energie en hoge frequentie produceren de ultrageluidsgolven een milde resonantie-effect op de huid, wat de celactiviteit verhoogt en de doorlaatbaarheid verbetert. Dit helpt bij het openen van zweetklieren, het aanspannen van poriën en het verbeteren van het algehele uiterlijk van de huid.

Ultrageluid reinigers en schoonheidsapparaten gebruiken ultrageluid en nanotechnologie om het uiterlijk van de huid te verbeteren. Met 24.000 trillingen per seconde veroorzaken deze trillingen intense wrijving tussen moleculen, wat de temperatuur in de diepere lagen van de huid verhoogt. Dit versnelt het cellulaire metabolisme, stimuleert de microcirculatie en bevordert de eliminatie van metabole afvalstoffen.

Door ionenstroomomzetting wordt de doorlaatbaarheid van het celmembraan verhoogd, waardoor intracellulaire microstromen worden bevorderd die vetzuren omzetten in CO₂ en H₂O. Dit proces helpt het vetvolume te verminderen, wat resulteert in een strakkere uitstraling. Wanneer het wordt gebruikt in combinatie met gerichte schoonheidsproducten, zijn de effecten nog duidelijker.

De hoge frequentie vibratie zorgt voor een diepe massage en verbetert de verbranding van vetcellen. Dit verbetert de microcirculatie, breekt vetcellen af en vergemakkelijkt de verwijdering van afvalproducten uit het lichaam. De speciale lepelvormige sonde penetreert 4-7 cm onder de huid, waar het akoestische golven gebruikt om schoonheidslotions te atomiseren, vuil, overtollig talg en


cosmetische resten te verwijderen. Dit helpt om verstopte poriën te ontstoppen en zweet en schilfers te emulgeren, wat resulteert in sneller en effectiever reinigen. Ultrageluid werkt als een precisie wasmachine, waarbij de huid wordt gereinigd, dode huidcellen, talg en andere onzuiverheden worden geëlimineerd, en de opname van voedingsstoffen wordt geoptimaliseerd.

PRODUCTOVERZICHT



1. Verhelderende huidkop
 2. Status weergavegebied
 3. Aan/Uit knop / Modus selecteerknop
-

GEBRUIKSMETHODE



Reinigingsmodus

1. Druk 2 seconden op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer de reinigingsmodus. Het wordt aanbevolen om eerst een gezichtsreiniger te gebruiken. Gebruik na het reinigen van je gezicht.
3. Breng het product aan op je gezicht.
4. Gebruik de verhelderende huidkop voor het reinigen, zoals weergegeven in Figuur 2.

Hydratatiemodus

1. Druk 2 seconden op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen.
2. Tik twee keer op de Hydratatiemodus knop. Het wordt aanbevolen om vooraf een gezichtsmasker te gebruiken. Gebruik na het absorberen van de voedingsstoffen.
3. Breng lotion aan op je gezicht.
4. Gebruik de verhelderende huidkop om de lotion aan te brengen, zoals weergegeven in Figuur 2.

Lift- en Verstrakkingsmodus


1. Druk 2 seconden op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen.
2. Tik drie keer op de knop om de Lift- en Verstrakkingsmodus te selecteren. Voor de beste resultaten, gebruik samen met een serum.
3. Breng het serum aan op je gezicht.
4. Gebruik de verhelderende huidkop om het serum in te masseren, zoals weergegeven in Figuur 2.

ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek of alcohol om vlekken van de kop en het lichaam te verwijderen. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen, verdunningsmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen.
3. Bewaar het apparaat na het reinigen op een droge plaats. Bewaar het niet in de badkamer of op andere vochtige plekken. Houd het buiten het bereik van kinderen.

LAADINSTRUCTIES

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-interface. Het apparaat wordt geleverd met een volledig opgeladen batterij, maar het wordt aanbevolen om het voor het eerste gebruik op te laden.
2. Je kunt het apparaat opladen door de USB-kabel aan te sluiten op een computer, adapter (apart te koop) of een telefoonoplader. Het LED-lampje knippert tijdens het opladen en blijft aan wanneer het volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij correct is opgeladen voordat je het apparaat gebruikt.
3. Verwijder de beschermfolie van de verhelderende huidkop voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt.



LAADPRECAUTIES

- Als het apparaat niet opstart wanneer je op de aan/uit knop drukt, laad het dan op.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, hoor je een "piep-piep" geluid en het apparaat zal automatisch uitschakelen. Laad het apparaat onmiddellijk op.
- Het apparaat gaat automatisch in de stand-by modus na 10 minuten inactiviteit en wordt na 1 minuut zonder gebruik automatisch uitgeschakeld.
- Het duurt ongeveer 150 minuten om het apparaat volledig op te laden (meer dan 5 uur voor de eerste oplading). Eenmaal volledig opgeladen, kan het apparaat continu ongeveer 80 minuten worden gebruikt.
- Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig op te laden.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.