

IT: GUGUPURE – MANUALE D'USO

PARAMETRI DEL PRODOTTO

- Nome del prodotto: GUGUPURE
 - Tipo di prodotto: Pala di bellezza ad ultrasuoni
 - Modello: C-1
 - Tensione nominale: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Tensione di uscita: 5V/500mA
 - Modalità di ricarica: Ricaricabile (Batteria al litio)
 - Peso netto: Circa 99g
 - Potenza: 2W
 - Dimensioni: 55 x 165 x 15,5 mm
-

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Pulisce profondamente e rimuove le cellule morte della pelle.
 2. Decompone i pigmenti, schiarisce le macchie.
 3. Riduce le rughe e migliora l'elasticità della pelle.
 4. Promuove la circolazione sanguigna e il metabolismo linfatico.
 5. Migliora la rigenerazione delle cellule della pelle e la permeabilità.
 6. Massaggia la pelle, fornisce nutrienti ed espelle le impurità.
 7. Non danneggia la pelle e non ha effetti collaterali.
 8. Design attraente, facile da usare, operazione semplice e portatile.
-

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le onde ultrasoniche sono onde di vibrazione meccanica ad alta frequenza comunemente utilizzate nei trattamenti medici e di bellezza. Queste onde meccaniche producono una combinazione di azioni meccaniche, effetti termici e catalisi. Con vibrazioni a bassa energia e alta frequenza, le onde ultrasoniche generano un effetto di risonanza delicata sulla pelle, che aumenta la vitalità cellulare e migliora la permeabilità. Ciò aiuta ad aprire le ghiandole sudoripare, restringere i pori e migliorare l'aspetto generale della pelle.

I dispositivi di pulizia e bellezza ad ultrasuoni utilizzano ultrasuoni e nanotecnologia per migliorare l'aspetto della pelle. Con 24.000 vibrazioni al secondo, queste vibrazioni causano un forte attrito tra le molecole, aumentando la temperatura negli strati più profondi della pelle. Ciò aumenta il metabolismo cellulare, accelera la microcircolazione e promuove l'eliminazione dei rifiuti metabolici. Attraverso la conversione del flusso ionico, viene migliorata la permeabilità della membrana cellulare, favorendo i microflussi intracellulari che convertono gli acidi grassi in CO₂ e H₂O. Questo processo aiuta a ridurre il volume dei grassi, portando a un aspetto più tonico. Se usato con prodotti di bellezza mirati, gli effetti sono ancora più evidenti.

La vibrazione ad alta frequenza consente un massaggio profondo e migliora la combustione delle cellule di grasso. Ciò migliora la microcircolazione, distrugge le cellule di grasso e facilita l'eliminazione dei rifiuti dal corpo. La sonda speciale a forma di pala penetra sotto la pelle per 4-7 cm, dove utilizza onde acustiche per atomizzare lozioni di bellezza, rimuovendo sporco, sebo in eccesso e residui cosmetici. Questo aiuta a liberare i pori e a emulsionare il sudore e le squame, risultando in


una pulizia più veloce ed efficace. Gli ultrasuoni funzionano come una macchina da lavare di precisione, purificando la pelle, eliminando le cellule morte della pelle, il sebo e altre impurità, ottimizzando l'assorbimento dei nutrienti.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Testa per il miglioramento della pelle
 2. Area di visualizzazione dello stato
 3. Pulsante di accensione / selezione modalità
-

MODALITÀ DI UTILIZZO



Modalità di Pulizia

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
2. Seleziona la modalità di pulizia. Si consiglia di utilizzare prima un detergente per il viso. Usalo dopo aver pulito il viso.
3. Applica il prodotto sul viso.
4. Utilizza la testa per il miglioramento della pelle per la pulizia, come mostrato nella Figura 2.

Modalità di Idratazione

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
2. Tocca il pulsante Modalità Idratante due volte. Si consiglia di usare una maschera per il viso in anticipo. Usalo dopo aver assorbito i nutrienti.
3. Applica la lozione sul viso.
4. Usa la testa per il miglioramento della pelle per applicare la lozione, come mostrato nella Figura 2.

Modalità di Sollevamento e Rassodamento


1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
2. Tocca il pulsante tre volte per selezionare la modalità di Sollevamento e Rassodamento. Per i migliori risultati, usa un siero.
3. Applica il siero sul viso.
4. Usa la testa per il miglioramento della pelle per massaggiare il siero, come mostrato nella Figura 2.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Assicurati che il dispositivo sia spento.
2. Pulisci il dispositivo con un panno umido o alcool per rimuovere le macchie dalla testa e dal corpo. Evita di usare solventi, diluenti o altri prodotti chimici corrosivi per la pulizia.
3. Dopo la pulizia, conserva il dispositivo in un luogo asciutto. Non conservarlo in bagno o in zone umide. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI DI CARICA

1. Collega il cavo USB di ricarica alla porta USB. Il dispositivo viene fornito con una batteria completamente carica, ma si consiglia di ricaricarlo prima del primo utilizzo.
2. Puoi caricare il dispositivo collegando il cavo USB a un computer, un adattatore (venduto separatamente) o un caricabatterie per telefono. La luce LED lampeggerà durante la carica e rimarrà accesa quando sarà completamente carica. Assicurati che la batteria sia correttamente carica prima dell'uso.
3. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovi il film protettivo dalla testa per il miglioramento della pelle.



PRECAUZIONI PER LA RICARICA

- Se il dispositivo non si accende quando premi il pulsante di accensione, caricalo.

- Quando il dispositivo ha poca carica, un suono "beep-beep" ti avviserà e il dispositivo si spegnerà automaticamente. Carica il dispositivo immediatamente.
- Il dispositivo entrerà automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti di inattività e si spegnerà dopo 1 minuto di inutilizzo.
- Ci vogliono circa 150 minuti per caricare completamente il dispositivo (più di 5 ore per la prima carica). Una volta completamente carico, può essere utilizzato per circa 80 minuti consecutivi.
- Si consiglia di caricare regolarmente il dispositivo.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.