

PL: GUGUPURE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY PRODUKTU

- Nazwa produktu: GUGUPURE
 - Typ produktu: Ultrasoniczna Łyżka Kosmetyczna
 - Model: C-1
 - Napięcie znamionowe: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Napięcie wyjściowe: 5V/500mA
 - Tryb ładowania: Ładowanie akumulatorowe (bateria litowo-jonowa)
 - Waga netto: Około 99 g
 - Moc: 2W
 - Wymiary: 55 x 165 x 15,5 mm
-

CECHY PRODUKTU

1. Głęboko oczyszcza i usuwa martwe komórki skóry.
 2. Rozkłada pigmenty, rozjaśnia plamy.
 3. Redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry.
 4. Poprawia krążenie krwi i metabolizm limfatyczny.
 5. Zwiększa regenerację komórek skóry i ich przepuszczalność.
 6. Masuje skórę, dostarcza składniki odżywcze i usuwa zanieczyszczenia.
 7. Brak uszkodzeń skóry i skutków ubocznych.
 8. Atrakcyjny design, łatwość obsługi, prosta obsługa i przenośność.
-

OPIS PRODUKTU

Ultrasoniczne fale to wysokoczęstotliwościowe fale mechaniczne, powszechnie stosowane w leczeniu medycznym i kosmetycznym. Te fale mechaniczne wytwarzają kombinację działań mechanicznych, efektów cieplnych i katalizy. Dzięki niskiej energii i wysokoczęstotliwościowym wibracjom ultradźwięki generują łagodny efekt rezonansu na skórze, co zwiększa jej żywotność komórek i poprawia ich przepuszczalność. Pomaga to otworzyć gruczoły potowe, ściągnąć pory i poprawić ogólny wygląd skóry.

Ultrasoniczne środki czyszczące i urządzenia kosmetyczne wykorzystują ultradźwięki oraz nanotechnologię, aby poprawić wygląd skóry. Przy 24 000 wibracjach na sekundę, te wibracje powodują intensywne tarcie między cząsteczkami, podnosząc temperaturę w głębszych warstwach skóry. Zwiększa to metabolizm komórek, przyspiesza mikrocyrkulację i wspomaga eliminację odpadów metabolicznych.

Dzięki konwersji przepływu jonów poprawia się przepuszczalność błony komórkowej, co wspomaga mikroprądy wewnątrzkomórkowe, które przekształcają kwasy tłuszczowe w CO₂ i H₂O. Proces ten pomaga zmniejszyć objętość tłuszczu, prowadząc do bardziej jędrnego wyglądu. Kiedy jest stosowane z celowanymi produktami kosmetycznymi, efekty są jeszcze bardziej widoczne.

Wysokoczęstotliwościowe wibracje umożliwiają głęboki masaż i zwiększają spalanie komórek tłuszczowych. Poprawia to mikrocyrkulację, rozbija komórki tłuszczowe i ułatwia usuwanie produktów odpadowych z organizmu. Specjalna sonda w kształcie łopatkę wnika 4-7 cm pod skórę, gdzie za pomocą fal akustycznych atomizuje kosmetyczne preparaty do pielęgnacji skóry, usuwając brud,


nadmiar sebum i resztki kosmetyków. Pomaga to odblokować pory i emulgować pot oraz łuszczący się naskórek, co skutkuje szybszym i bardziej skutecznym czyszczeniem. Ultradźwięki działają podobnie jak precyzyjna pralka, oczyszczając skórę, eliminując martwe komórki skóry, sebum i inne zanieczyszczenia oraz optymalizując wchłanianie składników odżywczych.

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Głowica rozjaśniająca skórę
2. Obszar wyświetlania statusu
3. Przycisk włączania / Przycisk wyboru trybu

SPOSÓB UŻYCIA



Tryb czyszczenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Wybierz tryb czyszczenia. Zaleca się najpierw użycie środka oczyszczającego do twarzy. Użyj po oczyszczeniu twarzy.
3. Nałóż produkt na twarz.
4. Użyj głowicy rozjaśniającej skórę do czyszczenia, jak pokazano na rysunku 2.

Tryb nawilżania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk trybu nawilżania. Zaleca się użycie maski do twarzy wcześniej. Użyj po wchłonięciu składników odżywczych.
3. Nałóż lotion na twarz.
4. Użyj głowicy rozjaśniającej skórę do nałożenia lotionu, jak pokazano na rysunku 2.

Tryb ujędrniania i liftingu


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk trzy razy, aby wybrać tryb ujędrniania i liftingu. Dla najlepszych rezultatów używaj z serum.
3. Nałóż serum na twarz.
4. Użyj głowicy rozjaśniającej skórę do masażu serum, jak pokazano na rysunku 2.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki lub alkoholu, aby usunąć plamy z głowicy i obudowy. Unikaj używania rozpuszczalników, rozcieńczalników lub innych substancji chemicznych powodujących korozję do czyszczenia.
3. Po wyczyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie przechowuj go w łazience ani w wilgotnych miejscach. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Podłącz kabel USB do portu USB. Urządzenie jest dostarczane z naładowaną baterią, ale zaleca się naładowanie go przed pierwszym użyciem.
2. Możesz naładować urządzenie, podłączając kabel USB do komputera, adaptera (sprzedawany osobno) lub ładowarki do telefonu. Podczas ładowania dioda LED będzie migać, a po pełnym naładowaniu pozostanie włączona. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana przed użyciem.
3. Przed pierwszym użyciem zdejmij ochronną folię z głowicy rozjaśniającej skórę.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

- Jeśli urządzenie nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku zasilania, proszę naładować je.
- Gdy bateria jest na wyczerpaniu, usłyszysz dźwięk „pip-pip”, a urządzenie automatycznie się wyłączy. Proszę natychmiast naładować urządzenie.

- Po 10 minutach braku aktywności urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a po 1 minucie bez użycia wyłączy się automatycznie.
- Pełne naładowanie urządzenia trwa około 150 minut (pierwsze ładowanie może trwać dłużej niż 5 godzin). Po pełnym naładowaniu urządzenie może być używane przez około 80 minut bez przerwy.
- Zaleca się regularne ładowanie urządzenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.