

NL: LUMEVAGLOW – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam: LUMEVAGLOW

Productmodelnummer: ES-1081

Laadspanning: 5V, 1A

Nominaal vermogen: 2,5W

Batterijmodelnummer: 602535

Batterijparameters: 3,7V, 500mAh

Laadtijd: 2 uur

Productafmetingen: 89x47x120mm

Uitvoeringsnorm: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Werktijd: Het apparaat gaat in de stand-bymodus na 4 minuten en schakelt automatisch uit na 1 minuut inactiviteit.

FUNCTIEINTRODUCTIE

Dit product is ontworpen voor huidreiniging, EMS-verzorging en hydratatie bij een warme temperatuur. Het combineert positieve en negatieve ionen, hoge-frequentie vibratie, rood licht, blauw licht en groen licht.

- **Positieve en negatieve ionen:** Met behulp van het principe van aantrekkingskracht tussen tegengestelde ladingen helpen bio-elektrische stromen diep verstopte vuildeeltjes uit de poriën te trekken, terwijl cosmetische ingrediënten diep in de huid doordringen.
 - **Vibratie:** Versterkt de huidspanning, elasticiteit en stofwisseling door mechanische vibratie en spanningsstimulatie.
 - **Warme massage:** Bevordert de absorptie, verbetert de textuur van de huid en geeft een vollere, jeugdige uitstraling.
 - **Rood licht:** Dringt diep door om collageen te revitaliseren, de huid te verhelderen en fijne lijntjes en rimpels te verminderen.
 - **Blauw licht:** Stimuleert de collageensynthese, verjongt de huid, verstevigt verslachte gebieden, verfijnt de poriën en verbetert vette, gevoelige en acne-gevoelige huid.
 - **Groen licht:** Versterkt het gebruik van zuurstof, bevordert de microcirculatie van de huid, versnelt de lymfedrainage, vermindert zwellingen en kalmeert de huid.
-

PRODUCTKENMERKEN

CLEAN Mode (Reinigen en Exporteren): Verwijdert diep verstopte vuildeeltjes, verkleint de poriën, vervaagt verkleuring en helpt acne te behandelen.

EMS Mode (EMS Verzorging): Verbetert de absorptie van huidverzorgingsproducten, stimuleert de activiteit van de huid en ondersteunt huidverjonging, bleking en rimpelvermindering.

HOT Mode (Warme Import): Stimuleert de bloedsomloop, verbetert de huidspanning en elasticiteit en behoudt de hydratatie voor een jeugdige uitstraling.

PRODUCTCOMPONENTEN



1. Jeugdverjongingsapparaat kop
2. Rood, blauw en groen licht
3. Indicatielamp voor snelheid
4. Indicatie voor functie
5. Functieregulatie (Aan/Uit)
6. USB-laadinterface

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. Houd de aan/uit-knop 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.
2. Houd de inductiestaven aan beide zijden vast tijdens het gebruik om het circuit met het lichaam te voltooien.
3. Het apparaat maakt gebruik van microstroom- iontechnologie, dus een lichte tinteling is normaal.
4. Om diep verstopte vuildeeltjes te verwijderen, gebruik een make-up remover of reinigingswater - gebruik geen gezichtsreiniger of reinigingsolie.
 - Gebruik eerst het apparaat om diep verstopte onzuiverheden eruit te trekken, en reinig vervolgens oppervlakkige vuildeeltjes met een gezichtsreiniger.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het wordt niet aanbevolen voor mensen die een plastische ingreep aan hun gezicht hebben ondergaan, metalen implantaten hebben of zwanger zijn.
2. Veeg de introductiekop af met een tissue. Was deze niet met water en raak de metalen oppervlakken niet aan.

3. Houd het apparaat uit de buurt van badkamers en vochtige omgevingen om kortsluiting te voorkomen.
 4. Gebruik elke modus slechts één keer per dag, met een aanbevolen volgorde van drie modi per gebruik.
 5. Het apparaat is alleen ontworpen voor gebruik op het gezicht en de nek - vermijd gebieden met acne, vlekken of roodheid.
 - o Mensen met een gevoelige huid moeten het slechts één keer per week gebruiken.
 6. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u onderhoud uitvoert. Het schoonmaken met een vochtige doek terwijl het apparaat aan staat, kan lichte elektrische schokken veroorzaken.
 7. Gebruik geen corrosieve oplossingen (bijv. alcohol, aceton, benzine) om het apparaat schoon te maken, omdat deze storingen, scheuren of verkleuring kunnen veroorzaken.
-

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

CLEAN Mode (Reinigen en Exporteren)

- Verwijdert effectief vuil uit de poriën en verbetert de doorzichtigheid van de huid. Vermijd dikke wattenpads.
- Gecombineerd met groen licht om het gebruik van zuurstof te bevorderen, de microcirculatie te verbeteren en de huid te kalmeren.

Stappen:

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de "CLEAN" modus in te schakelen (groene lichtindicator).
2. Breng de make-up remover of reinigingslotion gelijkmatig aan op de huid. (Het apparaat is niet waterdicht – spray geen water direct op het apparaat.)
3. Houd de metalen inductiestaven aan beide zijden vast om het ionencircuit te voltooien.
4. Beweeg het apparaat omhoog langs het gezicht en de nek.

EMS Mode (Elektromusculaire Stimulatie)

- Stimuleert en ontspant de huid, waardoor huidverzorgingsproducten diep kunnen doordringen.
- Gecombineerd met rood licht voor collageenverjonging, huidverheldering en rimpelvermindering.

Stappen:

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om te starten, druk vervolgens opnieuw om de "EMS" modus in te schakelen (rode lichtindicator).
2. Breng de toner of lotion gelijkmatig aan op de huid.
3. Houd de metalen inductiestaven vast om het ionencircuit te voltooien.
4. Beweeg het apparaat omhoog langs het gezicht en de nek.


HOT Mode (Warme Import)

- Maakt de huid zacht wakker en ontspant deze, herstelt de gloed en elasticiteit.
- Gecombineerd met blauw licht om de collageensynthese te stimuleren, de poriën te verfijnen en vette, gevoelige of acne-gevoelige huid te behandelen.

Stappen:

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om te starten, druk vervolgens twee keer om de "HOT" modus in te schakelen (blauwe lichtindicator).
2. Breng een gezichtsmasker of serum gelijkmatig aan op de huid.
3. Houd de metalen inductiestaven vast om het ionencircuit te voltooien.
4. Beweeg het apparaat omhoog langs het gezicht en de nek.

Aanbevolen bewegingen



1. Heffen van de kin naar de wang.
2. Heffen van de wang naar het buitenste ooggebied.
3. Heffen van de nek naar de kin.
4. Heffen van de kin naar de kaaklijn.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.