

IT: LUMEVAGLOW – MANUALE D'USO

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: LUMEVAGLOW

Modello del prodotto: ES-1081

Tensione di ricarica: 5V, 1A

Potenza nominale: 2,5W

Numero del modello della batteria: 602535

Parametri della batteria: 3,7V, 500mAh

Tempo di ricarica: 2 ore

Dimensioni del prodotto: 89x47x120mm

Norma esecutiva: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Tempo di lavoro: Il dispositivo entra in modalità standby dopo 4 minuti e si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inattività.

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Questo prodotto è progettato per la pulizia della pelle, la cura EMS e l'idratazione a una temperatura calda. Integra ioni positivi e negativi, vibrazione ad alta frequenza, luce rossa, luce blu e luce verde.

- **Ioni Positivi e Negativi:** Utilizzando il principio dell'attrazione delle cariche opposte, le correnti bioelettriche aiutano a estrarre lo sporco profondo dai pori, mentre gli ingredienti cosmetici penetrano in profondità nella pelle.
 - **Vibrazione:** Migliora la compattezza della pelle, l'elasticità e il metabolismo attraverso la vibrazione meccanica e la stimolazione della tensione.
 - **Massaggio Caldo:** Favorisce l'assorbimento, migliora la texture della pelle e dona un aspetto pieno e giovanile.
 - **Luce Rossa:** Penetra in profondità per rivitalizzare il collagene, illuminare la pelle e ridurre le linee sottili e le rughe.
 - **Luce Blu:** Stimola la sintesi del collagene, ringiovanisce la pelle, rassoda le aree rilassate, affina i pori e migliora la pelle grassa, sensibile e soggetta a acne.
 - **Luce Verde:** Migliora l'utilizzo dell'ossigeno, promuove la microcircolazione della pelle, accelera il drenaggio linfatico, riduce il gonfiore e lenisce la pelle.
-

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Modalità CLEAN (Pulizia ed Esportazione): Rimuove lo sporco profondo, riduce la dimensione dei pori, schiarisce le macchie e aiuta a trattare l'acne.

Modalità EMS (Cura EMS): Migliora l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle, stimola l'attività della pelle e favorisce il ringiovanimento, lo schiarimento e la riduzione delle rughe.

Modalità HOT (Importazione Calda): Stimola la circolazione, migliora la compattezza e l'elasticità della pelle e mantiene l'idratazione per un aspetto giovanile.

COMPONENTI DEL PRODOTTO



1. Testa del dispositivo di ringiovanimento
2. Luce rossa, blu e verde
3. Luce indicatore marcia
4. Luce indicatore funzione
5. Regolazione della funzione (Accensione/Spegnimento)
6. Interfaccia di ricarica USB

NOTE PER L'USO

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere il dispositivo. Non può essere utilizzato durante la ricarica.
 2. Mantenere i barre di induzione su entrambi i lati durante l'uso per completare il circuito con il corpo.
 3. Il dispositivo utilizza la tecnologia degli ioni a microcorrente, quindi è normale avvertire una leggera sensazione di formicolio.
 4. Quando si rimuovono le impurità profonde, utilizzare un struccante o un'acqua detergente – non usare detergenti per il viso o oli detergenti.
 - Usare prima il dispositivo per estrarre le impurità profonde, quindi rimuovere lo sporco superficiale con un detergente per il viso.
-

MISURE DI SICUREZZA

1. Non raccomandato per persone che hanno subito un intervento chirurgico plastico al viso, che hanno impianti metallici o sono incinte.
 2. Pulire la testa di introduzione con un fazzoletto. Non lavare con acqua o toccare superfici metalliche.
 3. Conservare il dispositivo lontano da bagni e ambienti umidi per evitare cortocircuiti.
 4. Percorrere ogni modalità una sola volta al giorno, con una sequenza raccomandata di tre modalità per ogni utilizzo.
 5. Il dispositivo è progettato per l'uso esclusivamente sul viso e sul collo – evitare le zone con acne, macchie o rossori.
 - Le persone con pelle sensibile dovrebbero usarlo solo una volta alla settimana.
 6. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire la manutenzione. Pulire con un asciugamano umido mentre il dispositivo è acceso potrebbe causare leggere scosse elettriche.
 7. Non usare soluzioni corrosive (es. alcol, acetone, benzina) per pulire il dispositivo, in quanto potrebbero causare malfunzionamenti, crepe o scolorimenti.
-

ISTRUZIONI PER L'USO

Modalità CLEAN (Pulizia ed Esportazione)

- Elimina efficacemente lo sporco dai pori e migliora la trasparenza della pelle. Evitare dischetti di cotone spessi.
- Combinato con luce verde per promuovere l'uso dell'ossigeno, migliorare la microcircolazione e lenire la pelle.

Passaggi:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per entrare in modalità "CLEAN" (indicatore della luce verde).
2. Applicare uniformemente struccante o lozione detergente sulla pelle. (Il dispositivo non è impermeabile—non spruzzare acqua direttamente su di esso.)
3. Tenere le barre metalliche di induzione su entrambi i lati per completare il circuito degli ioni.
4. Scorrere il dispositivo verso l'alto lungo il viso e il collo.

Modalità EMS (Stimolazione Elettromuscolare)

- Stimola e rilassa la pelle, aiutando i prodotti per la cura della pelle a penetrare in profondità.
- Combinato con luce rossa per il ringiovanimento del collagene, l'illuminazione della pelle e la riduzione delle rughe.

Passaggi:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per iniziare, quindi premere di nuovo per entrare in modalità "EMS" (indicatore della luce rossa).
2. Applicare uniformemente tonico o lozione sulla pelle.
3. Tenere le barre metalliche di induzione per completare il circuito degli ioni.
4. Scorrere il dispositivo verso l'alto lungo il viso e il collo.

Modalità HOT (Importazione Calda)

- Stimola delicatamente la pelle, donando luminosità e elasticità.
- Combinato con luce blu per stimolare la sintesi del collagene, affinare i pori e trattare la pelle grassa, sensibile o incline all'acne.

Passaggi:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per iniziare, quindi premere due volte per entrare in modalità "HOT" (indicatore della luce blu).
2. Applicare uniformemente una maschera per il viso o un siero sulla pelle.
3. Tenere le barre metalliche di induzione per completare il circuito degli ioni.
4. Scorrere il dispositivo verso l'alto lungo il viso e il collo.

MOVIDIMENTI CONSIGLIATI



1. Sollevare dalla mento alla guancia.
2. Sollevare dalla guancia all'area esterna dell'occhio.
3. Sollevare dal collo al mento.
4. Sollevare dalla mento alla linea della mascella.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.