

CZ: LUMEVAGLOW – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: LUMEVAGLOW

Model produktu č.: ES-1081

Nabíjecí napětí: 5V, 1A

Jmenovitý výkon: 2,5W

Model baterie č.: 602535

Parametry baterie: 3,7V, 500mAh

Doba nabíjení: 2 hodiny

Velikost produktu: 89x47x120mm

Výkonnostní standard: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Provozní čas: Zařízení přechází do pohotovostního režimu po 4 minutách a automaticky se vypne po 1 minutě nečinnosti.

ÚVOD DO FUNKCÍ

Tento produkt je navržen pro čištění pleti, EMS péči a hydrataci při teplé teplotě. Kombinuje pozitivní a negativní ionty, vysokofrekvenční vibrace, červené světlo, modré světlo a zelené světlo.

- **Pozitivní a negativní ionty:** Pomocí principu přitažlivosti opačných nábojů pomáhají bioelektrické proudy vytahovat hluboko usazené nečistoty z pórů, zatímco kosmetické složky pronikají hluboko do pleti.
- **Vibrace:** Zlepšuje pevnost pleti, elasticitu a metabolismus prostřednictvím mechanických vibrací a elektrické stimulace.
- **Teplá masáž:** Podporuje vstřebávání, zlepšuje texturu pleti a poskytuje plnější a mladistvější vzhled.
- **Červené světlo:** Hlubkově proniká do pleti a revitalizuje kolagen, rozjasňuje pleť a zpevňuje jemné vrásky.
- **Modré světlo:** Stimuluje syntézu kolagenu, omlazuje pleť, zpevňuje povolené oblasti, vyhlazuje póry a zlepšuje mastnou, citlivou a akné náchylnou pleť.
- **Zelené světlo:** Zlepšuje využívání kyslíku, podporuje mikrocirkulaci pleti, urychluje lymfatickou drenáž, snižuje otoky a zklidňuje pleť.

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

CLEAN Mode (Čištění a export): Účinně odstraňuje hluboko usazené nečistoty, zpevňuje póry, zmírňuje zbarvení a pomáhá při léčbě akné.

EMS Mode (EMS péče): Zlepšuje absorpci produktů péče o pleť, podporuje aktivitu pleti a pomáhá při omlazení, zesvětlení pleti a zpevnění vrásek.

HOT Mode (Teplý import): Stimuluje cirkulaci, zpevňuje pleť a zvyšuje její elasticitu, čímž udržuje pleť hydratovanou a zdravě zářivou.

KOMPONENTY PRODUKTU



1. Hlava zařízení pro omlazení
2. Rudé, modré a zelené světlo
3. Indikátor rychlosti
4. Indikátor funkce
5. Regulace funkce (Zap/Vyp)
6. USB nabíjecí rozhraní

POKYNY K POUŽITÍ

1. Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí na 1,5 sekundy zapněte zařízení. Zařízení nelze používat během nabíjení.
2. Během používání držte indukční tyče na obou stranách, abyste uzavřeli okruh s tělem.
3. Zařízení používá mikroproudovou iontovou technologii, takže je normální, že pocítíte mírné brnění.
4. Při odstraňování hluboko usazených nečistot použijte odstraňovač make-upu nebo čisticí vodu — nepoužívejte čisticí prostředky na obličej nebo čisticí oleje.
 - Nejprve použijte zařízení k vytažení hluboko usazených nečistot, poté omyjte povrchové nečistoty pomocí čisticího prostředku na obličej.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Produkt se nedoporučuje pro osoby, které podstoupily plastickou operaci obličeje, mají kovové implantáty nebo jsou těhotné.
2. Úvodní hlavu otřete ubrouskem. Nepoužívejte vodu k jejímu umytí a nedotýkejte se kovových částí.
3. Uchovávejte zařízení mimo koupelny a vlhké prostředí, abyste předešli zkratu.

4. Používejte každou funkci pouze jednou denně, doporučuje se používat všechny tři režimy v daném pořadí.
 5. Zařízení je určeno pouze pro použití na obličej a krk – vyhněte se oblastem s akné, skvrnami nebo zarudnutím.
 - Osoby s citlivou pletí by měly používat zařízení pouze jednou týdně.
 6. Před údržbou se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Čistění vlhkým ručníkem, když je zařízení zapnuté, může způsobit mírné elektrické šoky.
 7. Pro čištění zařízení nepoužívejte korozivní roztoky (např. alkohol, aceton, benzín), protože by mohly způsobit poruchy, praskliny nebo změnu barvy.
-

POKYNY K POUŽITÍ

CLEAN Mode (Čistění a export)

- Účinně odstraňuje nečistoty z pórů a zlepšuje průhlednost pleti. Vyhněte se použití silných vatových tamponů.
- V kombinaci se zeleným světlem podporuje využívání kyslíku, zlepšuje mikrocirkulaci a zklidňuje pleť.

Postup:

1. Držte tlačítko zapnutí po dobu 1 sekundy, abyste aktivovali režim „CLEAN“ (indikátor zeleného světla).
2. Na pokožku rovnoměrně naneste odstraňovač make-upu nebo čistící lotion. (Zařízení není vodotěsné – nepřistříkejte na něj vodu.)
3. Holdte indukční tyče na obou stranách pro uzavření iontového okruhu.
4. Provedte pohyb zařízení směrem nahoru podél obličeje a krku.

EMS Mode (Elektromuskulární stimulace)

- Stimuluje a uvolňuje pleť, čímž umožňuje hloubkové pronikání produktů péče o pleť.
- V kombinaci s červeným světlem pro revitalizaci kolagenu, rozjasnění pleti a redukci vrásek.

Postup:

1. Držte tlačítko zapnutí po dobu 1 sekundy, abyste spustili režim, poté stiskněte znovu pro vstup do režimu „EMS“ (indikátor červeného světla).
2. Na pokožku rovnoměrně naneste tonikum nebo lotion.
3. Holdte indukční tyče pro uzavření iontového okruhu.
4. Provedte pohyb zařízení směrem nahoru podél obličeje a krku.


HOT Mode (Teplý import)

- Šetrně probouzí a uvolňuje pleť, obnovuje zářivost a elasticitu.
- V kombinaci s modrým světlem stimuluje syntézu kolagenu, vyhlazuje póry a pomáhá při léčbě mastné, citlivé nebo akné náchylné pleti.

Postup:

1. Držte tlačítko zapnutí po dobu 1 sekundy, abyste spustili režim, poté stiskněte dvakrát pro vstup do režimu „HOT“ (indikátor modrého světla).
2. Na pokožku rovnoměrně naneste pleťovou masku nebo sérum.
3. Holdte indukční tyče pro uzavření iontového okruhu.
4. Provedte pohyb zařízení směrem nahoru podél obličeje a krku.

DOPORUČENÉ POHYBY



1. Zvedněte od brady k tváři.
2. Zvedněte od tváře k vnějšímu okolí očí.
3. Zvedněte od krku k bradě.
4. Zvedněte od brady k čelisti.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.